


図3：高い特異性および均一性

パラメータ	ラン 1	ラン 2	ラン 3
サンプル数	20	20	1
MiSeqアウト プット(Gb)	1.8	2.0	1.9
平均カバレッジ	1,366	1,410	27,019
特異性(%)	93.7	94.5	90.7
均一性(%)	96.2	96.2	94.4
ドロップアウト アンプリコン*	0	0	0


*ドロップアウトアンプリコンとは、サンプルを1,000x以上の平均シーケンスカバレッジでシーケンスしたときに、シーケンスカバレッジがゼロのアンプリコンを指します。



A. 20サンプルをプールして行った2種類の実験、および1サンプルを用いた1種類の実験の合計3種類のTSACP実験結果を示します。ラン1およびラン2においては、90%を超える特異性および均一性を達成し、さらにドロップアウトが存在しないことから、優れたアッセイパフォーマンスが示されています。極めて高いカバレッジでシーケンスを行った単一サンプルのラン(ラン3)においても、同様のアウトプット、特異性および均一性が得られています。

B. ラン1中の1サンプルのカバレッジプロットを示しています。カバーされた塩基の割合をリードカバレッジに対してプロットした結果、1,000xのリードカバレッジで80%を超える塩基がカバーされ、500xのリードカバレッジでは約95%がカバーされていることが示されています。

図4：低頻度変異の検出



TSACPIは、大腸癌サンプルからのBRAF遺伝子において、2.95%の変異(AからTへの一塩基多型)をQ40の変異スコア、すなわち99.99%信頼度で検出しています(6,048xカバレッジ)。

参考文献

1. TruSeq Amplicon Cancer Panel Manifest File at Myllumina.com

