

# 2000 و NextSeq 1000

دليل جهاز التسلسل

مملوك لشركة ILLUMINA

المستند رقم 1000000109376 إصدار ARA 04

أبريل 2021

للاستخدام في المجال البحثي فقط. غير مُخصص للاستخدام في الإجراءات التشخيصية.

هذا المستند ومحتوياته مملوكة لشركة Illumina, Inc، والشركات التابعة لها ("Illumina")، وتهدف إلى الاستخدام التعاقدى لعملائها فقط فيما يتعلق باستخدام المنتج (المنتجات) الموضح هنا وليس لأي غرض آخر. يجب ألا يتم استخدام هذا المستند ومحتوياته أو توزيعه لأي غرض آخر و/أو إرساله، أو الكشف عنه، أو نسخه بأي شكل آخر دون موافقة خطية مسبقة من شركة Illumina. لا تقدم شركة Illumina أي تراخيص تتعلق ببراءات الاختراع، أو العلامات التجارية أو حقوق التأليف والنشر، أو حقوق القانون العام ولا الحقوق المماثلة لأي أطراف أخرى بموجب هذا المستند.

يجب على الموظفين المؤهلين والمدربين بشكل جيد اتباع التعليمات الواردة في هذا المستند بشكل صارم وصريح من أجل ضمان الاستخدام السليم والأمن للمنتج (المنتجات) الموضح به. يجب قراءة جميع محتويات هذا المستند وفهمها بشكل كامل قبل استخدام هذا المنتج (هذه المنتجات).

وقد يؤدي عدم قراءة التعليمات الواردة هنا بشكل كامل واتباعها بوضوح إلى حدوث تلف في المنتج (المنتجات)، أو إصابة للأشخاص، بما في ذلك المستخدم أو أشخاص آخرون، وإلحاق الضرر بملمتلكات أخرى، وستفقد أي ضمان ينطبق على المنتج (المنتجات).

لا تتحمل شركة ILLUMINA أي مسؤولية ناجمة عن سوء استخدام المنتج (المنتجات) الموضح هنا (بما في ذلك البرامج أو أجزاء منها).

حقوق الطبع والنشر © لعام 2021 محفوظة لصالح شركة Illumina, Inc. جميع الحقوق محفوظة.

جميع العلامات التجارية مملوكة لشركة Illumina, Inc. أو أصحابها المعنيين. للحصول على معلومات محددة حول العلامات التجارية، راجع [www.illumina.com/company/legal.html](http://www.illumina.com/company/legal.html)

# تاريخ المراجعة

المستند رقم	التاريخ	وصف التغيير
v04 1000000109376	أبريل 2021	تمت إضافة تعليمات لاستيراد ملفات الخط الأساسي. تمت إضافة سير عمل تطبيق DNA Amplicon لدى DRAGEN. تمت إضافة ميزات لبرنامج التحكم NextSeq 1000/2000 إصدار 1.3. تمت إضافة معلومات لتحديد خادم الوكيل. تم تحديث درجة حرارة الشحن والتخزين لمحلول إعادة التعليق المخفف RSB و Tween 20. تم تحديث سير عمل الحمض النووي الريبوزي RNA لخادم DRAGEN. تم تحديث بنية مجلد إخراج التسلسل. تم تحديث توصيات تدسيق الإصدار الثاني لورقة العينة.
1000000109376 إصدار 03	نوفمبر 2020	أرقام الكتالوج المُصححة. تمت إضافة معلومات حول إضافة مستخدمين جُدد.
1000000109376 إصدار 02	أكتوبر 2020	تمت إضافة مجموعة الكواشف NextSeq 1000/2000 P3 تمت إضافة سير عمل الحمض النووي الريبوزي RNA للخلية المفردة لخادم DRAGEN. تمت إضافة سير عمل تخصيص خادم DRAGEN. تمت إضافة خيارات ضغط بتدسيق FASTQ. تمت إضافة تعليمات لتثبيت أنبوب DRAGEN وتحديثات الترخيص. تمت إضافة تعليمات حول استيراد الجينومات المرجعية المخصصة. تم تحديث حجم التحميل والتركيزات لأنواع المكتبة. تم تحديث تعليمات تخفيف المكتبة. تمت إضافة التعليمات حول إزالة خرطوشة الكاشف تلقائيًا. تم تحديث المعلومات حول عدد الدورات المدعوم. تم تحديث خيارات التخصيص بالجهاز. تم تحديث تعليمات إعداد عملية التشغيل بالجهاز. تم تحديث بنية إخراج التسلسل لخادم DRAGEN. تمت إضافة المعلومات حول تقارير التحكم بالجودة لخادم DRAGEN. تمت إضافة المعلومات حول إزالة الجينومات المرجعية المخصصة من المحرك الصلب. تمت إضافة المعلومات حول إجراء فحوصات النظام. تم تحديث إعدادات الإصدار الثاني لورقة العينة.

المستند رقم	التاريخ	وصف التغيير
1000000109376 إصدار 01	يونيو 2020	<p>أوصاف البرامج المحدثة لبرنامج التحكم NextSeq 1000/2000. تم توضيح الفرق بين وضع السحابة، ووضع الهجين، والوضع المحلي والوضع المستقل خلال الدليل.</p> <p>تم تحديث إرشادات تخزين الخرطوشة وإذابتها.</p> <p>تم تحديث المعلومات حول عدد الدورات المدعوم.</p> <p>تم تحديث التعليمات لإعداد التحليل الثانوي.</p> <p>تم تحديث أرقام الكتلوج لمجموعة الكاشف.</p> <p>تم تحديث مخطط بروتوكول التسلسل.</p> <p>تم تحديث التعليمات حول تحديد محرك شبكة بوصفه مجلد الإخراج الافتراضي.</p> <p>تم تحديث جدول أنواع المكتبة المدعومة.</p> <p>تمت إضافة التعليمات حول استيراد جينوم مرجعي مخصص.</p> <p>تمت إضافة التعليمات لإعداد عملية تشغيل باستخدام مجموعة فهرس مخصصة ومجموعة إعداد مكتبة مخصصة.</p> <p>تم تحديث متطلبات حساب المستخدم وكلمة المرور.</p> <p>تمت إضافة تفاصيل حول بنية مجلد الإخراج لـ DRAGEN.</p> <p>تم توضيح تعليمات التخصيص من الكواشف المستعملة من الخرطوشة.</p> <p>تمت إضافة معلومات الخلفية حول جدول الجودة.</p> <p>تم تحديث التعليمات حول تثبيت تحديثات برنامج التحكم.</p> <p>تمت إضافة التعليمات حول كيفية إعادة ترتيب عملية التشغيل.</p> <p>تمت إضافة التعليمات حول تحديث ترخيص وأنابيب خادم DRAGEN.</p> <p>تمت إضافة تعليمات التخصيص بالجهاز.</p> <p>تم تحديث الرسوم التوضيحية لتوضيح تسمية جديدة.</p> <p>تم تغيير الباب إلى القناع في الدليل بأكمله.</p> <p>تمت إضافة وصف لمنفذ الإنترنت.</p>
1000000109376 إصدار 00	مارس 2020	الإصدار المبدئي.

## جدول المحتويات

1	نظرة عامة على النظام
2	المصادر الإضافية
3	معدات الجهاز
5	البرنامج المتكامل
6	إدارة العمليات
7	مخطط بروتوكول التسلسل
7	كيفية عمل التسلسل
9	تهيئة النظام
9	متطلبات حساب المُستخدم
11	تهيئة مركز تسلسل BaseSpace والدعم الاستباقي
12	حدد موقع مجلد الإخراج الافتراضي
14	استيراد الجينومات المرجعية المُخصصة
15	استيراد ملفات الخط الأساسي للوضاء
16	تهيئة وضع التشغيل
17	تخصيص الجهاز
20	المستهلكات والمعدات
20	مستهلكات التسلسل
24	المستهلكات الإضافية
25	المعدات الإضافية
26	البروتوكول
26	اعتبارات التسلسل
27	التخطيط لعملية تشغيل التسلسل في مركز تسلسل BaseSpace
34	إذابة الخرطيش المعبأة في أكياس وخلية التدفق
36	تخفيف المكتبات
38	تحميل المستهلكات في الخرطوشة
40	بدء عملية تشغيل التسلسل
47	إخراج التسلسل
47	نظرة عامة على التحليل في الوقت الفعلي
49	سير عمل التحليل في الوقت الفعلي
53	ملفات الإخراج للتسلسل
53	ملفات إخراج التحليل الثانوي لخادم DRAGEN
62	بنية مجلد إخراج التحليل الثانوي لخادم DRAGEN
65	الصيانة
65	مسح مساحة القرص الصلب
65	تحديثات البرنامج
66	تحديثات الترخيص وسير عمل DRAGEN

68.....	استبدال مُرشِّح الهواء .....
70.....	استكشاف الأخطاء وإصلاحها .....
70.....	تحليل رسالة الخطأ .....
70.....	أعد المستهلكات إلى التخزين .....
71.....	إلغاء عملية التشغيل .....
71.....	إعادة ترتيب عملية التشغيل .....
72.....	إعادة تشغيل الجهاز .....
73.....	إجراء فحص النظام .....
73.....	استعادة إعدادات المصنع .....
74.....	التقاط الصورة المُثبتة .....
74.....	استعادة الصورة الملتقطة .....
75.....	المصادر والمراجع .....
75.....	إعدادات الإصدار الثاني لورقة العينة .....
86.....	تسلسل الدورة الداكنة .....
88.....	الفهرس .....

## 90..... المساعدة الفنية

## نظرة عامة على النظام

يوفر جهاز التسلسل Illumina® NextSeq™ 1000 وIllumina® NextSeq™ 2000 نهجًا يستهدف الجيل التالي من تقنيات التسلسل NGS<sup>1</sup>. يقوم هذا النظام الذي يركز على التطبيقات بجمع تقنيات تسلسل Illumina في جهاز سطح المكتب الفعال من حيث التكلفة والذي يعرض الميزات التالية:

- إمكانية الوصول والموثوقية—يملك نظام NextSeq 1000/2000 تحليلًا ل خادم DRAGEN المحلي، بالإضافة إلى تغيير الخواص والتخفيف. يُدمج نموذج التصوير بالنظام وتُدمج عناصر السوائل في المستهلكات مما يسهل صيانة الجهاز.
- تحميل المستهلكات بخطوة واحدة—يتم ملء خرطوشة الاستخدام الفردي مسبقًا بجميع المواد الكاشفة المطلوبة للتشغيل. يتم تحميل المكتبة وخليّة التدفق مباشرةً في الخرطوشة، والتي يتم تحميلها بعد ذلك في الجهاز. يتيح التحديد المتكامل إمكانية التتبع الدقيق.
- برنامج جهاز NextSeq 1000/2000—مجموعة من البرامج المدمجة التي تقوم بالتحكم في عمليات تشغيل الجهاز، ومعالجة الصور وإنشاء الاستدعاءات القاعدية.
- وضع السحابة—خطط لعملية التشغيل الخاصة بك باستخدام إعداد عملية التشغيل بالجهاز على مركز تسلسل BaseSpace. يتم الشروع في سير عمل التحليل المُحدد داخل السحابة بصورة تلقائية. يتم تقديم نتائج التحليل وبيانات عملية التشغيل في السحابة كذلك.
- الوضع الهجين—خطط لعملية التشغيل الخاصة بك باستخدام إعداد عملية التشغيل بالجهاز على مركز تسلسل BaseSpace. يتم الشروع في سير عمل التحليل المُحدد بعد ذلك من خلال خادم DRAGEN بالجهاز.
- الوضع المحلي—خطط لعملية التشغيل الخاصة بك باستخدام تدسيق ملف الإصدار الثاني لورقة العينة محليًا. يتم الشروع في سير عمل التحليل المُحدد من خلال خادم DRAGEN بالجهاز.
- الوضع المستقل—خطط لعملية التشغيل الخاصة بك دون ورقة عينة.

يُقدّم هذا القسم نظرة عامة على النظام، بما في ذلك المعلومات حول المعدات، والبرنامج وتحليل البيانات. كما يجمع المفاهيم والمصطلحات الأساسية المُضمنة في الوثائق كذلك. للاطلاع على المواصفات، وأوراق البيانات، والتطبيقات والمنتجات ذات الصلة بشكل مُفصل، راجع [صفحة منتج أنظمة التسلسل NextSeq 1000 وNextSeq 2000](#) على موقع Illumina.

<sup>1</sup> تسلسل الجيل التالي

## المصادر الإضافية

تقدم صفحات الدعم الخاصة بأجهزة التسلسل NextSeq 1000 وNextSeq 2000 على موقع Illumina مصادر إضافية للنظام. وتتضمن تلك المصادر منتجات البرامج، والتدريب، والمنتجات المتوافقة، والمستندات التالية. راجع صفحات الدعم باستمرار للحصول على أحدث الإصدارات.


المصدر	الوصف
محدد البروتوكول المخصص	هو أداة لإنشاء تعليمات شاملة مخصصة لطريقة إعداد المكتبة الخاصة بك، وتشغيل المعلمات، وطريقة التحليل، مع خيارات لتحسين مستوى التفاصيل.
دليل الامتثال والسلامة لأجهزة التسلسل NextSeq 1000 وNextSeq 2000 (المستند رقم 1000000111928)	يقدم معلومات حول اعتبارات السلامة التشغيلية، وبيانات الامتثال ووضع علامات على الجهاز.
دليل الامتثال الخاص بوحدة قارئ نظام تعريف تردد موجات الراديو (RFID) (المستند رقم 1000000002699)	يقدم معلومات حول قارئ تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو (RFID) في الجهاز، وشهادات الامتثال، واعتبارات السلامة.
دليل تغيير خواص المكتبات وتخفيفها لجهاز NextSeq 1000 و2000 (المستند رقم 1000000139235)	يقدم تعليمات حول تعديل خواص المكتبات المجهزة وتخفيفها يدويًا لتشغيل التسلسل، وإعداد وحدة التحكم PhiX الاختيارية.
دليل المشرع المخصص NextSeq 1000 و2000 (المستند رقم 1000000139569)	يقدم معلومات حول استبدال مشرع تسلسل شركة Illumina بمشرع تسلسل مخصص.
دليل إعداد موقع جهاز التسلسل NextSeq 2000 (المستند رقم 1000000109378)	يقدم مواصفات المساحة المختبرية، والمتطلبات الكهربائية، واعتبارات البيئة والشبكة.
تعليمات BaseSpace ((help.basespace.illumina.com)	يوفر المعلومات حول استخدام مركز تسلسل BaseSpace™ وخيارات التحليل المتاحة.
دليل تجميع محولات المؤشر (المستند رقم 10000000041074)	يوفر إرشادات التجميع وإستراتيجيات المؤشرات المزدوجة.
تسلسلات محول Illumina (المستند رقم 1000000002694)	يوفر قوائم بتسلسلات المحول لمجموعات إعداد المكتبة لدى Illumina.



## معدات الجهاز

تتضمّن أجهزة التسلسل NextSeq 1000 وNextSeq 2000 زر الطاقة، وشاشة المراقبة، وشريط الحالة، وحجرة المستهلكات ومنافذ USB.

الشكل 1 مكونات النظام الخارجي




- A. حجرة مُرشّح الهواء—توفّر إمكانية الوصول إلى مُرشّح هواء بديل.
- B. شاشة مراقبة تعمل باللمس—تمكّن التهيئة والإعداد على الجهاز باستخدام واجهة برنامج التحكم.
- C. شريط الحالة—يتقدّم اللون الفاتح بمجرد انتقال النظام عبر سير العمل الخاص به. يُشير اللون الأزرق والبنفسجي إلى التفاعلية (على سبيل المثال، فحوصات ما قبل عملية التشغيل)، ويُشير تعدد الألوان إلى اللحظات والبيانات المهمة (على سبيل المثال، اكتمال عملية التسلسل). يُشير الضوء الأحمر إلى الأخطاء بالغة الأهمية.
- D. زر الطاقة—يتحكم في طاقة الجهاز ويشير إلى ما إذا كان النظام قيد التشغيل (مضاءً) أو متوقفًا عن العمل (مطفئًا) أو متوقفًا ولكنه متصل بطاقة التيار المتردد (يومض).
- E. منفذ USB 3.0—لتوصيل محرك الأقراص المحمول الخارجي لنقل البيانات.
- F. منافذ USB 2.0—لتوصيل الماوس ولوحة المفاتيح.

### الطاقة والتوصيلات الإضافية

يُمكنك تحريك الجهاز برفق للوصول إلى مفتاح الطاقة، ومنفذ USB والتوصيلات الإضافية الأخرى على الجانب الخلفي من الجهاز. يحتوي الجزء الخلفي من الجهاز على المفتاح ومدخل للتحكم في توصيل الطاقة للجهاز، بالإضافة إلى منفذ إيثرنت في حال اخترت توصيل إيثرنت. يوفّر منفذ USB 3.0 الخيار لتوصيل محرك أقراص خارجي محمول لنقل البيانات (exFAT غير مدعوم على تلك المنصة التي تستند إلى نظام التشغيل Linux).

تأتي أجهزة التسلسل NextSeq 1000 وNextSeq 2000 مُجهّزة بمنفذي إيثرنت لتوسيع نطاق قدرة النظام ومرونته. على سبيل المثال، يُمكن تخصيص منفذ إيثرنت واحد للاتصال بمحرك أقراص شبكة داخلي وتخصيص المنفذ الآخر للاتصال الخارجي مثل مركز تسلسل BaseSpace أو الدعم الاستباقي.

الشكل 2 مكونات اللوحة الخلفية




- A. مفتاح الفصل الكهربائي—لتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله.
- B. مدخل الطاقة—توصيل أسلاك الطاقة.
- C. منافذ إيثرنت (2)—توصيل كبل إيثرنت الاختياري.
- D. منفذ USB 3.0—لتوصيل محرك الأقراص الخارجي لنقل البيانات.

### حجرة المستهلكات

تحتوي حجرة المستهلكات على الخرطوشة، بما في ذلك خلية التدفق والمكتبة المُخففة، لتشغيل التسلسل.

الشكل 3 حجرة مستهلكات مُحملة



- A. الخرطوشة—تحتوي على خلية التدفق، والمكتبة، والمواد الكاشفة، وتجمع المواد الكاشفة المستخدمة أثناء التشغيل.
- B. الدرج—يحمل الخرطوشة أثناء التسلسل.

C. القناع—يفتح لتوفير إمكانية الوصول إلى حجرة المستهلكات.

## البرنامج المتكامل

تتضمن حزمة برامج النظام تطبيقات متكاملة تقوم بتنفيذ عمليات تشغيل التسلسل والتحليل.

- برنامج التحكم **NextSeq 1000/2000**—للتحكم في عمليات تشغيل الجهاز وتوفير واجهة بغرض تهيئة النظام، وإعداد تشغيل التسلسل ومراقبة إحصاءات التشغيل أثناء تقدم التسلسل.
  - برنامج التحليل في الوقت الفعلي (**RTA3**)—يُجري تحليلاً للصورة والاستدعاء القاعدي أثناء التشغيل. لمزيد من المعلومات، راجع [إخراج التسلسل على الصفحة 47](#).
  - خدمة النسخ العالمية—لنسخ ملفات الإخراج الخاصة بالتسلسل من مجلد التشغيل إلى مركز التسلسل BaseSpace (إن أمكن) ومجلد الإخراج إذ يُمكنك الوصول إليها.
- يُعدّ برنامج التحكم تفاعلياً ويُشغّل العمليات التي تجري في الخلفية تلقائياً. يقوم التحليل في الوقت الفعلي وخدمة النسخ العالمية بتشغيل العمليات الجارية في الخلفية فقط.

### معلومات النظام

حدد قائمة برنامج التحكم في الزاوية العليا اليسرى لفتح قسم **About** "معلومات حول البرنامج". يتضمّن قسم **About** "معلومات حول البرنامج" معلومات التواصل الخاصة بشركة Illumina ومعلومات النظام التالية:

- رقم تسلسل الجهاز
- اسم جهاز الكمبيوتر
- إصدار مجموعة النظام
- إصدار نظام التشغيل الخاص بالصورة
- حساب إجمالي عمليات التشغيل

### الإشعارات والتنبيهات

- تقع أيقونة الإشعارات في الزاوية اليمنى العليا. عند حدوث تحذير أو خطأ ما، تنزلق اللوحة اليمنى للإشارة إلى الإشعارات. حدد الأيقونة في أي وقت لعرض قائمة بالإشعارات الحالية أو السابقة للاطلاع على التحذيرات والأخطاء.
- تتطلب التحذيرات الانتباه لها، ولكنها لا توقف عملية التشغيل أو تطلب اتخاذ إجراء بخلاف الاستجابة باستلامها.
  - تتطلب الأخطاء اتخاذ إجراءات لحلها قبل بدء عملية التشغيل أو الشروع بها.

### تصغير شاشة برنامج التحكم

قم بتصغير شاشة برنامج التحكم للوصول إلى تطبيقات أخرى. على سبيل المثال، للتصقح من أجل الوصول إلى مجلد الإخراج في "مستكشف الملفات" أو العثور على أوراق العينة.

1. من قائمة برنامج التحكم، حدد **Minimize Application** (تصغير التطبيق).
2. لتكبير برنامج التحكم، حدد **NextSeq 1000/2000 Control Software** (برنامج التحكم NextSeq 1000/2000) من شريط الأدوات.

## إدارة العمليات

تعرض شاشة Process Management (إدارة العمليات) عمليات التشغيل المؤقتة المخزنة في `.usr/local/illumina/runs/`. تُعرّف كل عملية تشغيل حسب تاريخ عملية التشغيل، والاسم والمُعَرَّف. تظهر المعلومات مثل حالة عملية التشغيل، والتحليل الثانوي، ومجلد الإخراج والسحابة لكل عملية تشغيل كذلك. حدد عملية التشغيل لعرض المعلومات الإضافية، بما في ذلك سير العمل، ومتوسط درجة الجودة % Q30، وإجمالي القراءات التي تمر من الفلتر، والنتائج الإجمالية. لحذف عمليات التشغيل وتوفير المساحة، راجع [مسح مساحة القرص الصلب على الصفحة 65](#). لإعادة ترتيب التحليل في الجهاز، راجع [إعادة ترتيب عملية التشغيل على الصفحة 71](#).

### حالة عملية التشغيل

يعرض هذا القسم حالة عملية تشغيل التسلسل:

- قيد التقدم—عملية تشغيل التسلسل قيد التقدم.
- مكتملة—عملية تشغيل التسلسل مكتملة.
- متوقفة—توقفت عملية تشغيل التسلسل.
- وقوع خطأ—عملية تشغيل التسلسل بها خطأ ما.

### حالة التحليل الثانوي

يعرض هذا القسم حالة التحليل الثانوي ل خادم DRAGEN داخل الجهاز. سيعرض N/A (غير متاح) إذا حدث التحليل في مركز تسلسل BaseSpace.

- لم تبدأ—لم يبدأ تحليل DRAGEN بعد.
- قيد التقدم—تحليل خادم DRAGEN قيد التقدم.
- توقفت—توقفت تحليل خادم DRAGEN.
- حدث خطأ—وقع خطأ ما عند تحليل خادم DRAGEN.
- اكتمل—اكتمل تحليل خادم DRAGEN.

### حالة مجلد الإخراج.

يعرض هذا القسم حالة الملفات التي يجري نسخها إلى مجلد الإخراج:

- قيد التقدم—يجري نسخ الملفات إلى مجلد الإخراج.
- اكتمل—تم نسخ الملفات إلى مجلد الإخراج بنجاح.

### حالة السحابة (مركز تسلسل BaseSpace)

يعرض القسم حالة الملفات التي يجري تحليلها إلى مركز تسلسل BaseSpace عبر السحابة:


- **In Progress** (قيد التقدم)—يقوم برنامج التحكم بتحميل الملفات إلى مركز التسلسل BaseSpace.
- **Complete** (اكتمال)—تم تحميل الملفات إلى مركز تسلسل BaseSpace بنجاح.

## حل مشكلة الحالة وإصلاحها

- في حال كان التشغيل قيد التقدم، فأغلق شاشة إدارة العملية، وانتظر لمدة خمس دقائق، ثم أعد فتحها.
- إذا لم يكن التشغيل قيد التقدم، فقم بإجراء دورة الطاقة للجهاز، ومن ثم أعد فتح شاشة Process Management (إدارة العملية). راجع إعادة تشغيل الجهاز على الصفحة 72.

## مخطط بروتوكول التسلسل

يُوضّح المخطط التالي بروتوكول التسلسل باستخدام NextSeq 1000/2000.



## كيفية عمل التسلسل

يُشكل إنشاء العناقيد، والتسلسل والتحليل عمليات التسلسل التي تُجرى على جهاز التسلسل NextSeq 1000 وNextSeq 2000. تحدث كل خطوة تلقائيًا أثناء تشغيل التسلسل. وحسب تهيئة النظام، يتم إجراء المزيد من التحليلات خارج الجهاز بعد اكتمال التشغيل.

## إنشاء العناقيد

يتم تغيير خواص المكتبة<sup>1</sup> تلقائيًا إلى أشرطة أحادية ويتم تخفيفها أكثر في الجهاز. خلال إنشاء العناقيد، يتم ربط جزيئات DNA المفردة بسطح خلية التدفق وتضخيمها لتكوين العناقيد<sup>2</sup>. يستغرق إنشاء العناقيد ما يقرب من 4 ساعات.

1 عينة من الحمض النووي DNA أو الحمض النووي الريبوزي RNA التي لديها محولات مُرفقة لإجراء التسلسل. تتفاوت طرق الإعداد.  
2 مجموعة نسيلية من أشرطة الحمض النووي DNA على خلية تدفق تُنتج قراءة تسلسل واحدة. يُقدّم كل شريط حمض نووي على خلية التدفق أحد القوالب التي تتضخم حتى يتكوّن العنقود من مئات أو آلاف النسخ. على سبيل المثال، خلية تدفق ذات 10000 عنقود تُنتج 10000 قراءات فردية أو 20000 قراءة مقترنة الطرفين.

## التسلسل

يتم تصوير العناقيد باستخدام كيمياء ثنائية القناة، قناة خضراء واحدة وقناة زرقاء واحدة، لتشفير البيانات الخاصة بالنيوكليوتيدات الأربعة. يتم تصوير الشريحة التالية بعد تصوير شريحة واحدة في خلية التدفق. تُكرر العملية لكل دورة من دورات التسلسل (حوالي 5 دقائق لكل دورة). يقوم برنامج التحليل في الوقت الفعلي بإجراء استدعاء قاعدي<sup>1</sup>، وفلتر وتسجيل الجودة<sup>2</sup> بعد تحليل الصورة.

## التحليل الأولي

يقوم برنامج التحكم بنقل ملفات الاستدعاء القاعدي<sup>3</sup> (cbcl.\*) تلقائيًا إلى مجلد الإخراج المحدد من أجل تحليل البيانات، وذلك أثناء تقدم التشغيل. أثناء تشغيل التسلسل، يقوم برنامج التحليل في الوقت الفعلي (RTA3) بإجراء تحليل الصورة والاستدعاء القاعدي وتوزيع البيانات<sup>4</sup>. عند اكتمال التسلسل، يبدأ التحليل الثانوي. تعتمد طريقة تحليل البيانات الثانوية على التطبيق وتهيئة النظام لديك.

## التحليل الثانوي

يُمثل مركز تسلسل BaseSpace بيئة الحوسبة السحابية لشركة Illumina من أجل مراقبة التشغيل، وتحليل البيانات، والتخزين والتأزر. كما يستضيف خادم DRAGEN وتطبيقات مركز تسلسل BaseSpace، التي تدعم طرق التحليل الشائعة لإجراء التسلسل. يُجري خادم DRAGEN تحليلًا ثانويًا من خلال استخدام أحد أنابيب التحليل المتاحة بعد اكتمال تحليل التسلسل الأولي.

في حال استخدام وضع السحابة أو الوضع الهجين، يستعيد خادم DRAGEN ورقة العينة، والجينوم المرجعي وملفات إدخال عملية التشغيل من خلال إعداد عملية التشغيل بالجهاز في مركز تسلسل BaseSpace. يجري تحميل بيانات الاستدعاء القاعدي المتسلسل (cbcl) تلقائيًا، في وضع السحابة، إلى مركز تسلسل BaseSpace، كما يشرع مركز تسلسل BaseSpace في التحليل الثانوي لخادم DRAGEN. في الوضع الهجين، يُجرى التحليل الثانوي لخادم DRAGEN في الجهاز ويُمكن تخزين ملفات الإخراج في مجلد مُحدد أو في السحابة.

في حال استخدام الوضع المحلي، يستعيد خادم DRAGEN ورقة العينة، والجينوم المرجعي وملفات إدخال عملية التشغيل من خلال أنظمة التسلسل NextSeq 1000 وNextSeq 2000. يُجرى التحليل الثانوي لخادم DRAGEN في الجهاز ويُمكن تخزين ملفات الإخراج في مجلد إخراج مُحدد. في حال تحديد عملية المراقبة الاستباقية، ومراقبة عملية التشغيل والتخزين، يُمكن كذلك الشروع في التحليل من خلال تطبيقات مركز التسلسل BaseSpace بعد اكتمال عملية التسلسل.

عند استخدام الوضع المستقل، قم بإعداد عملية التشغيل دون ورقة عينة. يُوصى بسير العمل هذا لعمليات سير عمل التحليل المُخصصة التي تبدأ من بيانات الاستدعاء القاعدي المتسلسل cbcl.

- للاطلاع على المزيد من المعلومات حول مركز تسلسل BaseSpace، راجع التعليمات عبر الإنترنت لمركز تسلسل BaseSpace.
- للاطلاع على المزيد من المعلومات حول خادم DRAGEN، راجع صفحة الدعم لمنصة DRAGEN Bio-IT.
- للاطلاع على نظرة عامة حول جميع التطبيقات، راجع تطبيقات BaseSpace.

1 تحديد قاعدة ما (A، أو C، أو G، أو T) لكل عنقود في إحدى الشرائح بدورة مُحددة.

2 يحسب مجموعة من مؤشرات الجودة لكل استدعاء قاعدي، ومن ثمّ يستخدم قيمة المؤشر للبحث عن درجة الجودة.

3 يحتوي على الاستدعاء القاعدي ودرجة الجودة ذات الصلة لكل عنقود بكل دورة تسلسل.

4 عملية تحليل تُميز القراءات لكل مكتبة في إحدى المجموعات.

## تهيئة النظام

يُقدّم هذا القسم التعليمات لإعداد النظام الخاص بك، بما في ذلك أوصاف إعدادات البرنامج. تصف هذه التعليمات برنامج التحكم بشكل أساسي، مع توقع بعض المعلومات حول تهيئة الشبكة ونظام التشغيل. سيطلبك استخدام Google Chrome على الجهاز بإلغاء قفل حلقة مفتاح تسجيل الدخول الخاصة بك. يُمكنك تجاهل المطالبة وإلغاؤها.

### متطلبات حساب المُستخدم

يملك نظام التشغيل Linux ثلاثة حسابات:

- الجذر (المسؤول الأعلى)
- ilmnadmin (المسؤول)
- ilmnuser (المستخدم)

حساب المسؤول مُصمم لتطبيق تحديثات النظام فقط مثل تحديث برنامج التحكم NextSeq 1000/2000، أو للاستخدام من خلال موظفي تكنولوجيا المعلومات لتركيب مُحرك أقراص شبكة دائم. قم بأداء جميع الوظائف الأخرى، بما في ذلك التسلسل، من حساب المستخدم.

### متطلبات كلمة المرور

يشرع مهندس الخدمة الميدانية في تغيير كلمة المرور لجميع الحسابات الثلاثة بعد استكمال تثبيت الجهاز. قم بتحديث جميع كلمات المرور كل 180 يومًا عند المطالبة بذلك.

الجدول 1 سياسات كلمة المرور الافتراضية

السياسة	الإعداد
فرض محفوظات كلمة المرور	تذكر خمس كلمات مرور
عتبة التأمين	عشر محاولات تسجيل دخول غير صالحة
الحد الأدنى لطول كلمة المرور	عشرة أحرف
الحد الأدنى من تنوع الأحرف	ثلاثة أحرف تضم ما يلي: الرقم، و حرفًا كبيرًا، و حرفًا صغيرًا ورمزًا
الحد الأقصى للأحرف المتكررة	ثلاثة أحرف
كلمات المرور يجب أن تستوفي متطلبات التعقيد	مُعطل
تخزين كلمات المرور باستخدام التشفير المعكوس	مُعطل

## إضافة مستخدم جديد

1. سجّل الدخول إلى ilmnadmin.
2. حدد زر الطاقة، ومن ثمّ افتح القائمة المنسدلة لـ ilmnadmin.
3. حدد **Account Settings** (إعدادات الحساب).
4. حدد **Unlock** (إلغاء القفل) ومن ثمّ أدخل كلمة مرور ilmnadmin.
5. حدد **Add User** (إضافة مستخدم).
6. حدد نوع الحساب القياسي ومن ثمّ أدخل اسم مستخدم جديدًا.
7. حدد **Set password now** (تعيين كلمة مرور الآن) ومن ثمّ أدخل كلمة مرور.
8. حدد **Add** (إضافة).  
يُضاف المستخدم الجديد إلى قائمة المستخدمين.
9. احصل على إمكانية وصول المستخدم إلى برنامج تحكم NextSeq 1000/2000 كما يلي.
  - a. افتح المحطة الطرفية.
  - b. أدخل ما يلي:  

```
sudo usermod -a -G ilmnusers <new user name> $
```
  - c. أدخل كلمة مرور ilmnadmin إذا طُلب ذلك.
10. لتأكيد تعيين أذونات المستخدم بنجاح، قم بما يلي.
  - a. سجّل الدخول إلى حساب مستخدم جديد.
  - b. انتقل إلى برنامج تحكم NextSeq 1000/2000.
  - c. من قائمة برنامج التحكم، حدد **Settings** (الإعدادات).
  - d. تأكد من اختيارك لمسار مجلد الإخراج وحفظه أدنى مجلد الإخراج الافتراضي.  
إذا تمكنت من تحديد مسار مجلد الإخراج وحفظه دون أي أخطاء، فسُتعيّن الأذونات بنجاح.

## إعادة تعيين كلمة المرور

يُوضّح هذا القسم كيفية إعادة تعيين ilmnuser، أو ilmnadmin أو كلمة مرور الجذر. استعادة كلمة المرور غير مُتاحة. لا تؤدي إعادة ضبط كلمة المرور الخاصة بك إلى تجاوز تأمين الحساب بعد العديد من المحاولات غير الصحيحة لإدخال كلمة المرور. يجب عليك الانتظار 10 دقائق قبل أن تتمكن من إعادة ضبط كلمة المرور الخاصة بك أو محاولة تسجيل الدخول.

## إعادة تعيين كلمة مرور ilmnuser

- يُمكنك إعادة تعيين كلمة مرور ilmnuser إذا كنت تعلم كلمة مرور ilmnadmin أو كلمة مرور الجذر.
1. سجّل الدخول إلى ilmnadmin.
  2. افتح المحطة الطرفية.
  3. أدخل `sudo passwd ilmnuser`.
  4. أدخل كلمة مرور ilmnadmin في الحال.
  5. أدخل كلمة مرور ilmnadmin جديدة في الحال.
  6. أعد كتابة كلمة مرور ilmnuser جديدة في الحال لتأكيد كلمة المرور الجديدة.



## إعادة تعيين كلمة مرور ilmnadmin

يُمكنك إعادة تعيين كلمة مرور ilmnadmin إذا كنت تعلم كلمة مرور الجذر.

1. سجّل الدخول إلى الجذر.
2. افتح المحطة الطرفية.
3. أدخل `passwd ilmnadmin` لتغيير كلمة مرور `ilmadmin` أو أدخل `passwd ilmnuser` لتغيير كلمة مرور `ilmnuser`.
4. أدخل كلمة المرور الجديدة في الحال.
5. أعد كتابة كلمة المرور الجديدة في الحال لتأكيد كلمة المرور الجديدة.

## إعادة تعيين كلمة مرور الجذر

لإعادة تعيين كلمة مرور الجذر، استخدم أحد الخيارات التالية:

- إذا كنت تعلم كلمة المرور من آخر مرة التقطت بها صورة نظام التشغيل، فاستعد تلك الصورة المحفوظة.
- إذا كنت لا تتذكر كلمة المرور، فتواصل مع الدعم التقني لدى Illumina.

## تهيئة مركز تسلسل BaseSpace والدعم الاستباقي

استخدم التعليمات التالية لتهيئة مركز التسلسل BaseSpace والدعم الاستباقي في النظام الخاص بك. لإعداد حساب في مركز تسلسل

BaseSpace، راجع [التعليمات عبر الإنترنت لمركز تسلسل BaseSpace](#).

1. من قائمة برنامج التحكم، حدد **Settings** (الإعدادات).
2. بالنسبة لإعدادات مركز التسلسل BaseSpace والدعم الاستباقي، حدد أحد الخيارات التالية:

الخيار	الوصف والمتطلبات
*الدعم الاستباقي فقط	أرسل بيانات أداء الجهاز إلى Illumina لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل أسرع. يتطلب اتصالاً بالإنترنت.
مراقبة عملية التشغيل والمراقبة الاستباقية	إرسال ملفات InterOp وملفات السجل إلى مركز التسلسل BaseSpace من أجل مراقبة التشغيل عن بعد. يعد هذا الخيار افتراضياً. يتطلب إنشاء حساب بمركز تسلسل BaseSpace والاتصال بالإنترنت.
مراقبة عملية التشغيل والمراقبة الاستباقية والتخزين	إرسال ملفات InterOp، وملفات السجل، وبيانات عملية التشغيل إلى مركز التسلسل BaseSpace من أجل المراقبة وإجراء التحليل عن بعد. يتطلب إنشاء حساب بمركز تسلسل BaseSpace والاتصال بالإنترنت وورقة عينة.
<b>None (لا شيء)</b>	قم بقطع اتصال عمليات التشغيل من حسابات مركز تسلسل BaseSpace ولا ترسل بيانات أداء الجهاز للدعم الاستباقي لدى Illumina.

\* حسب إصدار برنامج التحكم، قد يختلف اسم هذا الإعداد على واجهة البرنامج عن الاسم الموجود في هذا الدليل.

عند تحديد أي خيار باستثناء "لا شيء"، يتم تمكين الدعم الاستباقي. تُعد هذه خدمة مجانية تُتيح لك عرض بيانات الأداء الخاصة بك على لوحة معلومات العملاء لدى MyIllumina وتُتيح لفرق الصيانة لدى Illumina استكشاف المشكلات وإصلاحها بصورة أسرع.

يتم تشغيل مراقبة عملية التشغيل والمراقبة الاستباقية افتراضياً. لإلغاء الاشتراك في هذه الخدمة، حدد **None (لا شيء)**.

3. إذا قمت بتحديد **None (لا شيء)** في الخطوة رقم 2، فحدد **Save** (حفظ) للإبقاء. إذا فعلت ذلك، فتابع في الخطوة رقم 6.

4. من قائمة الموقع المضيف، حدد موقع خادم مركز التسلسل BaseSpace حيث يتم تحميل البيانات. تأكد من استخدام الموقع المضيف في منطقتك أو بالقرب منها.
5. إذا كان لديك اشتراك في المؤسسة، فأدخل اسم المجال (URL) المُستخدم في حساب مركز التسلسل BaseSpace الخاص بك. على سبيل المثال: <https://yourlab.basespace.illumina.com>.
6. حدد **Save (حفظ)**.

## حدد موقع مجلد الإخراج الافتراضي

استخدم التعليمات في هذا القسم لتحديد موقع مجلد الإخراج الافتراضي. يُمكنك تغيير مجلد الإخراج لكل عملية تشغيل خلال إعداد عملية التشغيل. يحفظ البرنامج ملفات الاستدعاء القاعدي المتسلسل<sup>1</sup> cBCL وبيانات التشغيل الأخرى بمجلد الإخراج. يلزم إنشاء مجلد الإخراج ما لم تتم تهيئة مركز التسلسل BaseSpace للمراقبة الاستباقية، ومراقبة عملية التشغيل والتخزين. استخدم محرك شبكة أو محركاً خارجياً بوصفه مجلد الإخراج الافتراضي. يؤثر مجلد الإخراج داخل الجهاز بشكل سلبي على عملية تشغيل التسلسل الخاصة بك.

## حدد مجلد إخراج المحرك الخارجي

- استخدم التعليمات التالية لتحديد محرك محمول خارجي بوصفه مجلد الإخراج الافتراضي. يُوصى بمحرك يعمل بالطاقة الذاتية تمت تهيئته إلى NFTS أو GPT/EXTA.
1. وصل محركاً محمولاً خارجياً باستخدام منفذ USB 3.0 على الناحية الجانبية أو الخلفية من الجهاز. تأكد من أن المحرك المحمول الخارجي يسمح بكتابة الأذونات. إذا تم تعيينه إلى Read Only (القراءة فقط)، لن يتمكن برنامج التحكم من حفظ البيانات إليه.
  2. قم بإنشاء مجلد جديد على محرك المحمول الخارجي. سيصبح هذا المجلد موقع مجلد الإخراج الافتراضي. يتطلب برنامج التحكم NextSeq 1000/2000 مستويين من المجلدات المتداخلة على الأقل للتعرف على الموقع كمحرك محمول خارجي.
  3. من قائمة برنامج التحكم، حدد **Settings (الإعدادات)**.
  4. حدد مسار المجلد الحالي، أدنى مجلد الإخراج الافتراضي، وانتقل إلى المجلد الجديد على المحرك المحمول الخارجي.
  5. [اختياري] إذا حددت **Online Run Setup (إعداد التشغيل عبر الإنترنت)** الذي يندرج أدنى Run Mode (وضع التشغيل)، وحدد أحد الخيارات من القائمة المنسدلة لموقع المضيف.
  6. حدد **Save (حفظ)**.

## تحديد مجلد الإخراج الافتراضي لمحرك الشبكة

استخدم التعليمات التالية لترتيب محرك شبكة دائم وحدد موقع مجلد الإخراج الافتراضي. يُمثل قالب رسائل الخادم (SMB)/نظام ملفات الإنترنت المشترك (CIFS) ونظام ملف الشبكة (NFS) الطرق المدعومة الوحيدة لترتيب محرك شبكة على جهاز NextSeq 1000/2000 بشكل دائم. تعليمات تركيب قالب رسائل الخادم (SMB)/نظام ملفات الإنترنت المشترك (CIFS)

1. إذا كان برنامج التحكم NextSeq 1000/2000 مفتوحاً، فحدد **Minimize Application (تصغير التطبيق)**.
2. سجّل الدخول إلى [ilmnadmin](http://ilmnadmin).

<sup>1</sup> يحتوي على الاستدعاء القاعدي ودرجة الجودة ذات الصلة لكل عنقود بكل دورة تسلسل.

3. حدد **Applications** (التطبيقات).
4. حدد **Terminal** (محطة طرفية) الذي يندرج أدنى **Favorites** (المفضلات).
5. أدخل `sudo touch /root/.smbcreds` ومن ثمّ حدد **Enter** (إدخال).
6. أدخل كلمة مرور `ilmnadmin` إذا طلب ذلك.  
تُعدّ كلمة مرور `ilmnadmin` مطلوبة في كل مرة تستخدم أمر `sudo`.
7. أدخل `sudo gedit /root/.smbcreds`، ومن ثمّ حدد **Enter** (إدخال) لفتح الملف النصي المُسمّى `.smbcreds`.
8. عند فتح الملف النصي `.smbcreds`، أدخل بيانات اعتماد تسجيل الدخول للشبكة الخاصة بك بالتدقيق التالي.  

```
username=<user name>
password=<password>
domain=<domain_name>
```

الأقواس غير مطلوبة لاسم المستخدم، وكلمة المرور وبيانات اعتماد المجال. بيانات اعتماد المجال ضرورية فقط في حال كان الحساب عن بُعد جزءاً من المجال.
9. حدد **Save** (حفظ) وأغلق الملف.
10. عرّف اسم الخادم واسم المجلد المشترك لخادم قالب رسائل الخادم (SMB)/نظام ملفات الإنترنت المشترك (CIFS) لديك.  
يجب ألا تتواجد مسافات في اسم الخادم واسم المجلد المشترك، على سبيل المثال:  
اسم الخادم: 192.168.500.100 أو Myserver-myinstitute-03  
اسم المجلد المشترك: share1/
11. في المحطة الطرفية، أدخل `sudo chmod 400 /root/.smbcreds` ومن ثمّ حدد **Enter** (إدخال) للتمكن من الحصول على حق الوصول إلى الملف النصي `.smbcreds`.
12. أدخل `sudo mkdir /mnt/<local name>`.
13. `<local name>` هو اسم الدليل الجديد في محرك الشبكة الخاص بك وقد يحتوي على مسافات. هذا هو الدليل الذي سيظهر على الجهاز.  
حدد **Enter** (إدخال).
14. أدخل `sudo gedit /etc/fstab` ومن ثمّ حدد **Enter** (إدخال).
15. عند فتح ملف `fstab`، أدخل ما يلي في نهاية الملف ومن ثمّ حدد **Enter** (إدخال).  

```
// <Server name>/<Share name> /mnt/<local name> cifs
credentials=/root/.smbcreds,uid=ilmnadmin,gid=ilmnusers,dir_
mode=0775,file_mode=0775,_netdev,x-systemd.automount,sec=ntlmssp 0 0
```
16. حدد **Save** (حفظ) وأغلق الملف.
17. في المحطة الطرفية، أدخل `sudo mount -a -vvv` ومن ثمّ حدد **Enter** (إدخال).  
محرك الشبكة مُنّبَت الآن كـ `/mnt/<local name>`.
18. للتأكد مما إذا كان التثبيت صحيحاً، أدخل `<df | grep <local name>>` ومن ثمّ حدد **Enter** (إدخال).  
يجب أن يظهر اسم `fileshare` (ملف المشاركة).
19. أدخل `sudo mkdir /mnt/<local name>/<output directory>` لإنشاء مجلد فرعي داخل الدليل المحلي. يُمثّل `<output directory>` موقع مجلد الإخراج الافتراضي.  
يتطلب برنامج التحكم NextSeq 1000/2000 مستويين من المجلدات المتداخلة على الأقل للتعرف على الموقع كمحرك شبكة مُنّبَت.
20. أعد تشغيل الجهاز. راجع إعادة تشغيل الجهاز على الصفحة 72.

21. عيّن محرك الشبكة المثبت الدائم كـمجلد الإخراج الافتراضي. راجع تحديد محرك الشبكة الثابت بوصفه مجلد الإخراج الافتراضي. على الصفحة 14.

### تعليمات تركيب نظام ملفات الشبكة (NFS)

1. إذا كان برنامج التحكم NextSeq 1000/2000 مفتوحًا، فحدد **Minimize Application** (تصغير التطبيق).
2. سجّل الدخول إلى `ilmnadmin`.
3. عرّف اسم الخادم لخادم نظام ملفات الشبكة (NFS) لديك.  
يجب ألا تتواجد مسافات في اسم الخادم، على سبيل المثال:  
اسم الخادم: `192.168.500.100` أو `Myserver-myinstitute-03`
4. حدد **Applications** (التطبيقات).
5. حدد **Terminal** (محطة طرفية) الذي يندرج أدنى **Favorites** (المفضلات).
6. أدخل `sudo mkdir /mnt/<local name>` ومن ثمّ حدد **Enter** (إدخال).  
<local name> هو اسم الدليل الجديد في محرك الشبكة الخاص بك.
7. أدخل `sudo gedit /etc/fstab` ومن ثمّ حدد **Enter** (إدخال).
8. عند فتح ملف `fstab`، أدخل ما يلي ومن ثمّ حدد **Enter** (إدخال).  
اسم الخادم: `share //mnt/<local name> nfs x-systemd.automount,defaults 0 0/`
9. حدد **Save** (حفظ) وأغلق الملف.
10. في المحطة الطرفية، أدخل `sudo mount -a -vvv` ومن ثمّ حدد **Enter** (إدخال).  
محرك الشبكة مثبت الآن في `/mnt/directory/` داخل مجلد `<local name>`.
11. قم بإنشاء `<sub folder>` جديد داخل مجلد `<local name>`. يُمثل المجلد الفرعي موقع مجلد الإخراج الافتراضي الخاص بك.  
يتطلب برنامج التحكم NextSeq 1000/2000 مستويين من المجلدات المتداخلة على الأقل للتعرف على الموقع كمحرك شبكة مثبت.
12. أعد تشغيل الجهاز. راجع [إعادة تشغيل الجهاز على الصفحة 72](#).
13. عيّن محرك الشبكة المثبت الدائم كـمجلد الإخراج الافتراضي. راجع تحديد محرك الشبكة الثابت بوصفه مجلد الإخراج الافتراضي. على الصفحة 14.

### تحديد محرك الشبكة الثابت بوصفه مجلد الإخراج الافتراضي.

1. سجّل الدخول إلى `ilmnuser`.
2. من قائمة برنامج التحكم NextSeq 1000/2000، حدد **Settings** (الإعدادات).
3. حدد محرك الشبكة الثابت الواقع في `/mnt/<local name>/<output directory>` الذي يندرج أدنى **Default Output Folder** (مجلد الإخراج الافتراضي).
4. [اختياري] إذا حددت **Online Run Setup** (إعداد التشغيل عبر الإنترنت) الذي يندرج أدنى **Run Mode** (وضع التشغيل)، وحدد أحد الخيارات من القائمة المنسدلة لموقع المضيف.
5. حدد **Save** (حفظ).

## استيراد الجينومات المرجعية المُخصصة

يُمكن استيراد الجينومات المرجعية المُخصصة الجديدة باستخدام حساب المسؤول فقط. للحصول على قائمة بجميع الجينومات المرجعية المتوافقة، تفضل بزيارة صفحة توافق المنتج NextSeq 1000/2000.

1. قم بإنشاء جينوم مرجعي باستخدام أداة الإنشاء المرجعية الخاصة بتطبيق مركز التسلسل BaseSpace لأجهزة Illumina. للاطلاع على المزيد من المعلومات، راجع التعليمات عبر الإنترنت لتطبيق أداة الإنشاء المرجعية لأجهزة Illumina إصدار v1.0.0.
2. حدد قائمة برنامج التحكم، ومن ثم حدد **Process Management** (إدارة العملية).
3. تأكد من عدم وجود عمليات تشغيل التسلسل أو تحليل ثانوي بالجهاز قيد التقدم.
4. من قائمة برنامج التحكم، حدد **Minimize Application** (تصغير التطبيق).
5. سجّل الدخول إلى ilmnadmin.
6. حدد قائمة برنامج التحكم، ومن ثم حدد **DRAGEN**.
7. في قسم (الجينوم)، حدد **View Installed Genomes** (عرض الجينومات المثبتة) لعرض قائمة بجميع الجينومات المثبتة حاليًا لدى Illumina والمخصصة.
8. أغلق النافذة الشرطية.
9. حدد **Choose** (اختيار) المُدرجة أدنى **Import New Reference Genomes** (استيراد الجينومات المرجعية الجديدة)، وانتقل إلى ملف الجينوم المرجعي (\*tar.gz) على محرك الشبكة المحمول أو المثبت، ومن ثم حدد **Open** (فتح).
10. حدد **Import** (استيراد).

## استيراد ملفات الخط الأساسي للوضاء

في حال استخدام سير عمل تطبيق DRAGEN Enrichment في الوضع الجسدي، يُمكنك استخدام ملف الخط الأساسي للوضاء لفلتره الضوضاء الناتجة عن إجراء التسلسل أو الضوضاء المنتظمة. يُمكنك تنزيل ملفات الضوضاء القياسية المُخصصة من [موقع الدعم لدى Illumina](#) أو إنشاء ملف الخط الأساسي للوضواء المُخصص.

### إنشاء ملف الخط الأساسي للوضواء المُخصص

في حال استخدام الوضع الجسدي، يُمكنك إنشاء ملف الخط الأساسي للوضواء المُخصص. تم إنشاء ملف الخط الأساسي للوضواء باستخدام العينات العادية التي لا تُطابق الموضوع الذي تنتمي إليه العينات. عدد العينات العادية المُوصى بها هو 50. لإنشاء ملف الخط الأساسي للوضواء المُخصص، استخدم إحدى الطرق التالية:

- استخدم خادم منصة DRAGEN Bio-IT. راجع التعليمات عبر الإنترنت الخاصة بمنصة **DRAGEN Bio-IT** للاطلاع على التعليمات.
- استخدم تطبيق **DRAGEN Baseline Builder** على مركز تسلسل BaseSpace. استخدم أنابيب تحميل ملفات الاستدعاء القاعدي BCL في إعداد عملية التشغيل بالجهاز لمركز تسلسل BaseSpace بغرض إنشاء ملفات FASTQ. بعد اكتمال عملية تشغيل التسلسل وإتاحة 50 عينة، أدخل ملفات FASTQ في تطبيق **DRAGEN Baseline Builder**.

### استيراد ملفات الخط الأساسي باستخدام واجهة المستخدم

بعد استيراد ملف الخط الأساسي، يُمكنك إعداد عملية تشغيل التسلسل الخاصة بك باستخدام سير عمل تطبيق DRAGEN Enrichment في الوضع الجسدي.

1. قم بتنزيل ملف الخط الأساسي القياسي من [موقع دعم Illumina](#)، أو قم بتنزيل ملف الخط الأساسي المُخصص من خادم DRAGEN أو تطبيق **DRAGEN Baseline Builder**.
2. من قائمة برنامج التحكم، حدد **Minimize Application** (تصغير التطبيق).
3. سجّل الدخول إلى ilmnadmin.
4. حدد **Applications** (التطبيقات)، ومن ثم حدد **Favorites** (المفضلات).

5. حدد **Other Locations+** (+المواقع الأخرى)، ومن ثمّ حدد **Computer** (جهاز الكمبيوتر).
6. انقر نقرًا مزدوجًا على **usr**، ومن ثمّ **local** (محلي).
7. انقر نقرًا مزدوجًا على **illumina**، ومن ثمّ **aux\_files** (الملفات الإضافية).
8. اسحب ملف الخط الأساسي للوضاء إلى الملفات الإضافية.

استيراد ملفات الخط الأساسي باستخدام المحطة الطرفية

بعد استيراد ملف الخط الأساسي، يُمكنك إعداد عملية تشغيل التسلسل الخاصة بك باستخدام سير عمل تطبيق DRAGEN Enrichment في الوضع الجسدي.

1. قم بتنزيل ملف الخط الأساسي القياسي من موقع دعم **illumina**، أو قم بتنزيل ملف الخط الأساسي المخصص من خادم DRAGEN أو تطبيق DRAGEN Baseline Builder.
2. من قائمة برنامج التحكم، حدد **Minimize Application** (تصغير التطبيق).
3. سجّل الدخول إلى **ilnadmin**.
4. حدد **Applications** (التطبيقات).
5. حدد **Terminal** (محطة طرفية) الذي يدرج أدنى **Favorites** (المفضلات).
6. أدخل الأمر التالي.

```
cp [/path/to/baselinefile] /usr/local/illumina/aux_files
```

## تهيئة وضع التشغيل

يسري وضع التشغيل على جميع عمليات التشغيل ويُحدد مكان إدخال مَعلمات التشغيل وكيفية تحليل البيانات.

وضع السحابة أو وضع الهجين

1. من قائمة برنامج التحكم، حدد **Settings** (الإعدادات).
2. حدد **Online Run Setup** (إعداد عملية التشغيل عبر الإنترنت) بموجب الدعم الاستباقي وخدمات مركز التسلسل **BaseSpace**.
3. قم بتهيئة الإعدادات الإضافية كما ينبغي من خلال تحديد ما يلي:
  - a. مراقبة عملية التشغيل والمراقبة الاستباقية أو مراقبة عملية التشغيل والمراقبة الاستباقية والتخزين.
  - b. القائمة المنسدلة الخاصة بالموقع المضيف.
  - c. [اختياري] أدخل اسم مجال خاصًا.
4. حدد **Save** (حفظ).

الوضع المحلي أو المستقل

1. من قائمة برنامج التحكم، حدد **Settings** (الإعدادات).
2. حدد **Local Run Setup** (إعداد عملية التشغيل المحلية) بموجب الدعم الاستباقي وخدمات مركز التسلسل **BaseSpace**.
3. قم بتهيئة الإعدادات الإضافية كما ينبغي من خلال تحديد ما يلي:
  - a. الدعم الاستباقي فقط، أو المراقبة الاستباقية ومراقبة عملية التشغيل، أو المراقبة الاستباقية، ومراقبة عملية التشغيل والتخزين أو لا شيء.



سيُتيح لك مركز تسلسل BaseSpace وظيفة إعادة الترتيب فقط إذا تم تحديد **Proactive, Run Monitoring and Storage** (المراقبة الاستباقية، ومراقبة عملية التشغيل والتخزين). في حال وجود ورقة عينة غير صالحة، سيُتيح لك ذلك إجراء التصحيحات على ورقة العينة وإعادة ترتيب تحليل نظام موزع البيانات. بالنسبة لوظيفة إعادة الترتيب الموجودة بالجهاز، راجع [إعادة ترتيب عملية التشغيل على الصفحة 71](#).

b. القائمة المنسدلة الخاصة بالموقع المضيف.

c. [اختياري] أدخل اسم مجال خاصًا.

4. حدد **Save** (حفظ).

اعتبارات ورقة العينة في الوضع المحلي أو المستقل

يجب عليك استخدام تدسيق ملف الإصدار الثاني لورقة العينة للتحليل باستخدام خادم DRAGEN. يتوافق تدسيق ملف الإصدار الثاني لورقة العينة كذلك مع تطبيقات مركز تسلسل BaseSpace التي لا تكون غير مُمكنة في خادم DRAGEN. للاطلاع على معلومات بشأن إنشاء ورقة عينة بتدسيق ملف الإصدار الثاني، راجع [إعدادات الإصدار الثاني لورقة العينة على الصفحة 75](#).

## تخصيص الجهاز

يتضمّن هذا القسم المعلومات بشأن تهيئة إعدادات التخصيص المتاحة. لتعيين مجلد الإخراج الافتراضي، راجع [حدد موقع مجلد الإخراج الافتراضي على الصفحة 12](#).

تسمية الجهاز

1. من قائمة برنامج التحكم، حدد **Settings** (الإعدادات).

2. حدد **Instrument Nickname** (اللقب الخاص بالجهاز)، وأدخل اسمًا مفضلًا للجهاز. يظهر الاسم في أعلى كل شاشة.

3. حدد **Save** (حفظ).

تعيين تفضيلات تغيير الخواص والتخفيف

1. من قائمة برنامج التحكم، حدد **Settings** (الإعدادات).

2. اختر ما إذا كان يجب تغيير خواص المكتبات وتخفيفها داخل الجهاز تلقائيًا. يُحدد الإعداد اقتراضيًا على أساس الخيار المُحدد لعملية التشغيل السابقة.

- لتغيير خواص المكتبات وتخفيفها داخل الجهاز تلقائيًا، حدد مربع اختيار **Denature and Dilute On Board** (تغيير الخواص وتخفيفها داخل الجهاز).

- لتغيير خواص المكتبات وتخفيفها يدويًا، ألق تحديد مربع اختيار **Denature and Dilute On Board** (تغيير الخواص وتخفيفها داخل الجهاز).

راجع دليل تغيير خواص المكتبات وتخفيفها (المستند رقم 1000000139235) للاطلاع على التعليمات بشأن تغيير خواص المكتبات وتخفيفها يدويًا.

## تعيين تفضيلات الإزالة التلقائية للكاشف

1. من قائمة برنامج التحكم، حدد **Settings** (الإعدادات).
2. اختر ما إذا كان يجب على النظام إزالة الكواشف غير المستخدمة تلقائيًا إلى حجرة الكواشف المستعملة بعد كل عملية تشغيل لتيسير التخلص من مخلفات الكواشف بعد اكتمال عملية التشغيل:
  - للإزالة تلقائيًا، حدد مربع اختيار **Purge Reagent Cartridge** (إزالة خرطوشة الكاشف).
  - لتخطي الإزالة التلقائية، ألق تحديد مربع اختيار **Purge Reagent Cartridge** (إزالة خرطوشة الكاشف) (يُعد هذا الإعداد الافتراضي).
3. حدد **Save** (حفظ).

## تهيئة تحديثات البرنامج

1. من قائمة برنامج التحكم، حدد **Settings** (الإعدادات).
  2. اختر ما إذا كان النظام يقوم تلقائيًا بالتحقق من تحديثات البرامج:
    - للتحقق التلقائي، حدد خانة اختيار **Autocheck for software updates** (التحقق التلقائي من تحديث البرامج).
    - للتحقق اليدوي، قم بالغاء تحديد خانة اختيار **Autocheck for software updates** (التحقق التلقائي من تحديث البرامج).
- يتطلب التحقق من تحديثات البرنامج تلقائيًا اتصالًا بالإنترنت. لمزيد من المعلومات حول تثبيت تحديثات البرنامج، راجع [تحديثات البرنامج على الصفحة 65](#).
3. حدد **Save** (حفظ).

## تغيير إضاءة شاشة الكريستال السائلة LCD

1. من قائمة برنامج التحكم، حدد **Settings** (الإعدادات).
2. انقل شريط تمرير إضاءة شاشة الكريستال السائلة LCD إلى النسبة المرغوب بها.
3. حدد **Save** (حفظ).

## تعيين خادم الوكيل

- يُعد دعم خادم الوكيل متاحًا فقط في برنامج التحكم NextSeq 1000/2000 إصدار 1.3.
1. من قائمة برنامج التحكم، حدد **Settings** (الإعدادات).
  2. حدد إعدادات الوكيل الحالية لفتح شاشة إعدادات الوكيل.
  3. حدد مربع الاختيار **Enable Proxy** (تمكين الوكيل) ومن ثم أدخل عنوان منفذ IP الخاص بالخادم.
  4. [اختياري] إذا كان خادم الوكيل بحاجة إلى تصديق، فحدد مربع الاختيار **Requires Username and Password** (يتطلب اسم مستخدم وكلمة مرور) ومن ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.
  5. حدد **Save** (حفظ) لحفظ معلومات الوكيل وتحقق من صحتها.



6. حدد أحد الخيارات التالية:

- حدد **Yes, I'm Finished** (نعم، قد انتهيت) لإعادة تشغيل النظام وتطبيق إعدادات الوكيل الجديدة.
- حدد **No, Take Me Back** (لا، أَرغب في العودة) للعودة إلى شاشة الإعدادات. تُعدّ إعدادات الوكيل الجديدة محفوظة لكن لا يتم تطبيقها حتى تُعيد تشغيل النظام.

## المستهلكات والمعدات

يُدرج هذا القسم كل العناصر التي تأتي في مجموعة الكاشف بالإضافة إلى ظروف التخزين. يُمكنك عرض المستهلكات والمعدات الإضافية التي يجب عليك شراؤها كذلك لإكمال البروتوكول وتنفيذ إجراءات الصيانة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

### مستهلكات التسلسل

يتطلب إجراء التسلسل على جهاز NextSeq 1000/2000 مجموعة كواشف واحدة NextSeq 1000/2000 P2 من Illumina تُستخدم لمرة واحدة أو مجموعة كواشف واحدة NextSeq 1000/2000 P3 من Illumina تُستخدم لمرة واحدة. مجموعة الكاشف NextSeq 1000/2000 P2 متاحة بثلاثة أحجام (100 دورة، و200 دورة و300 دورة) ومجموعة الكاشف NextSeq 1000/2000 P3 متاحة بأربعة أحجام (50 دورة، و100 دورة، و200 دورة و300 دورة).

يُعدّ جهاز التسلسل NextSeq 1000 متوافقًا مع مجموعة الكواشف NextSeq 1000/2000 P2 من Illumina فقط.

توفر مجموعة الكاشف الخرطوشة وخلية التدفق لإجراء التسلسل. عندما تحصل على كواشف NextSeq 1000/2000 P2 أو مجموعة الكاشف NextSeq 1000/2000 P3 من Illumina:

- قم بتخزين المكونات على الفور في درجات الحرارة المُشار إليها لضمان الأداء السليم.
- لا تفتح أيًا من أكياس الرقاقة المعدنية إلا إذا تلقيت تعليمات بذلك.
- خزّن الخرطوش في العلبة الخاصة بها لتجنّب تمزّق كيس الرقاقة المعدنية أو تعرّضها للنّقب.
- خزّن الخرطوش بحيث تُشير الأسهم لأعلى.

⚠ إذا كان ملصق الخرطوشة غير مُوجّه لأعلى، فستتأثر بيانات التسلسل بشكل سلبي.

الجدول 2 مكونات المجموعة

المادة المستهلكة	الكمية	درجة حرارة التخزين	الأبعاد
خرطوشة	1	من -25 إلى -15 درجة مئوية	29.2 سم × 17.8 سم × 12.7 سم (11.5 بوصة × 7 بوصة × 5 بوصات)
خلية التدفق	1	من درجتين مؤبّتين إلى 8 درجات مئوية*	21.6 سم × 12.7 سم × 1.9 سم (8.5 بوصة × 5 بوصة × 0.75 بوصة)
محلول إعادة التعليق المخفف RSB مع محلول Tween 20	1	من -25 إلى -15 درجة مئوية	4 سم × 6.6 سم × 5 سم (1.6 بوصة × 2.6 بوصة × 2 بوصة)


\*يتم الشحن في درجة حرارة الغرفة.

تملك كل من المستهلكات معرفات بغرض التعقب وضمان الامتثال. تستخدم الخرطوشة وخلية التدفق ميزة تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو (RFID)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> التعرّف على تردد الراديو

## خلية التدفق

خلية التدفق عبارة عن خلية تدفق نموذجية ذات ممر واحد. خرطوشة بلاستيكية تغلف خلية التدفق الزجاجية. يُغطي اللسان الرمادي خلية التدفق ويبرز منها لضمان التعامل الآمن.




- A. الخرطوشة البلاستيكية
- B. خلية التدفق
- C. اللسان الرمادي

تغطي الملايين من مجمعات النانو سطح خلية التدفق. يتم إنشاء العناقيد في مجمعات النانو والتي يتم من خلالها بعد ذلك إجراء تفاعل التسلسل. يُزيد الترتيب النموذجي لمجمعات النانو من قراءات المخرجات والبيانات.

## خرطوشة

يتم ملء خرطوشة المادة الكاشفة للتسلسل مسبقًا باستخدام العناقيد، والتسلسل، والقراءة مزدوجة الطرفين، والمواد الكاشفة للمؤثرات. يخصص الخزان محكم الغلق بالرقائق المعدنية للمكتبات، وتخصص الفتحة الموجودة في المقدمة لخلية التدفق.



- A. خزانة المكتبة
- B. فتحة خلية التدفق
- C. سدادة التصريف

تحتوي الخرطوشة على جميع مستهلكات عملية التشغيل: المواد الكاشفة، والمكتبة و خلية التدفق. يتم تحميل المكتبة و خلية التدفق في الخرطوشة المُدَابية، والتي يتم تحميلها بعد ذلك في الجهاز. بعد بدء عملية التشغيل، يتم نقل المواد الكاشفة والمكتبة تلقائيًا من الخرطوشة إلى خلية التدفق. تحتوي الخرطوشة على مضخات، وصمامات وجميع السوائل من أجل الحفاظ على النظام، بما في ذلك خزان الجانب السفلي لتجميع الكواشف المستخدمة. يتم التخلص من الخرطوشة بعد عملية التشغيل، لذلك لا تكون عمليات غسل الجهاز ضرورية.

## عدد الدورات المدعومة

يُشير الملصق على الخرطوشة إلى عدد الدورات التي يجري تحليلها وليس إلى عدد الدورات التي يتم إجراؤها. تتوافق خلية التدفق مع أي عدد من الدورات ومع أي نوع من القراءات.

تتضمن جميع الخرطوشات ذات 100 دورة وذات 200 دورة 38 دورة إضافية. تتضمن الخرطوشة ذات 300 دورة 27 دورة إضافية. على سبيل المثال، توفر الخرطوشة ذات 300 دورة مواد كاشفة تفي بعدد يصل إلى 327 دورة من دورات التسلسل. للحصول على المزيد من المعلومات حول عدد الدورات التي يجب إجراء تسلسل لها، راجع [عدد الدورات في إحدى القراءات على الصفحة 27](#).

## أوصاف الرموز

يصف الجدول التالي الرموز على المستهلكات أو مواد التغليف للمستهلكات.

الوصف	الرمز
التاريخ الذي تنتهي خلاله صلاحية المستهلكات. للحصول على أفضل النتائج، استخدم المستهلكات قبل هذا التاريخ.	
يشير إلى جهة التصنيع (Illumina).	
مُخصص للاستخدام البحثي فقط (RUO).	
يشير إلى رقم قطعة الغيار حتى يُمكن التعرف على المستهلكات <sup>1</sup> .	
يشير إلى رمز الحزمة بغرض تحديدها أو تحديد المجموعة التي تم تصنيع المستهلكات ضمنها <sup>1</sup> .	
يشير إلى الخطر الصحي.	
نطاق درجة حرارة التخزين بالدرجات المئوية. تُخزن المستهلكات ضمن النطاق المُشار إليه <sup>2</sup> .	

## المستهلكات الإضافية

قم بشراء المستهلكات التالية لإجراء التسلسل والصيانة.

### مستهلكات التسلسل

الجدول 3 المستهلكات التسلسل

المادة المستهلكة	المورد	الغرض
القفاضات الخالية من المساحيق والقابلة للاستعمال مرة واحدة	مورد المختبر العام	الغرض العام.
مجموعة الكواشف NextSeq 1000/2000 P2 (الإصدار الثالث)	illumina: كتالوج رقم 20046811 (100 دورة) كتالوج رقم 20046812 (200 دورة) كتالوج رقم 20046813 (300 دورة)	يوفر خرطوشة الكاشف، وخلية التدفق، ومحلول إعادة التعليق المخفف RSB لجهاز NextSeq 1000/2000 مع محلول Tween 20 لعملية التشغيل المفردة. متوافق مع جهاز التسلسل NextSeq 1000 و2000
مجموعة الكواشف NextSeq 2000 P3	illumina: كتالوج رقم 20046810 (50 دورة) كتالوج رقم 20040559 (100 دورة) كتالوج رقم 20040560 (200 دورة) كتالوج رقم 20040561 (300 دورة)	يوفر خرطوشة الكاشف، وخلية التدفق، ومحلول إعادة التعليق المخفف RSB لجهاز NextSeq 1000/2000 مع محلول Tween 20 لعملية التشغيل المفردة. متوافق مع NextSeq 2000 فقط.
أنابيب دقيقة، 1.5 مللي	Fisher Scientific، كتالوج رقم -14-222-158، أو ما يعادله من الأنابيب ذات خاصية ترابط المواد المنخفض	تخفيف المكتبات إلى تركيز التحميل.
أطراف الماصة، 10 ميكرولترات	مورد المختبر العام	تخفيف المكتبات.
أطراف الماصة، 20 ميكرولترًا	مورد المختبر العام	تخفيف المكتبات وتحميلها.
أطراف الماصة، 200 ميكرولتر	مورد المختبر العام	تخفيف المكتبات.
أطراف الماصة، 1000 ميكرولتر	مورد المختبر العام	ثقب الرقاقة المعدنية لخزانة المكتبة.
[اختياري] PhiX Control v3	illumina، كتالوج رقم FC-110-3001	إجراء عملية تشغيل PhiX فقط أو الزيادة في PhiX control.
[اختياري] المناشف الورقية	مورد المختبر العام	تجفيف الخرطوشة بعد وضعها في حمام مياه.

## المستهلكات للصيانة

## الجدول 4 المستهلكات للصيانة

المادة المستهلكة	المورد	الغرض
القفازات الخالية من المساحيق والقابلة للاستعمال مرة واحدة	مورد المختبر العام	الغرض العام.
استبدال مرشح هواء جهاز التسلسل *NextSeq 1000/2000	illumina، كتالوج رقم 20029759	استبدال مُرَشِّح الهواء كل ستة أشهر.

\*يتم شحن الجهاز ويزود بجهاز واحد مركب وآخر احتياطي. عندما لا يكون الجهاز مشمولاً بالضمان، يتم توفير البدائل من قبل المستخدم. أبق الجهاز في العبوة حتى الاستخدام.

## المعدات الإضافية

قم بشراء المعدات التالية لأغراض التسلسل.

عنصر	مصدر	الغرض
حجرة التجميد، من -25 درجة مئوية إلى -15 درجة مئوية	مورد المختبر العام	تخزين الخرطوشة.
دلو تلج	مورد المختبر العام	ضع المكتبات جانباً حتى إجراء التسلسل.
ماصة، 10 ميكرولترات	مورد المختبر العام	تخفيف المكتبات إلى تركيز التحميل.
ماصة، 20 ميكرولتراً	مورد المختبر العام	تخفيف المكتبات إلى تركيز التحميل وتحميل المكتبات في الخرطوشة.
ماصة، 200 ميكرولتتر	مورد المختبر العام	تخفيف المكتبات إلى تركيز التحميل.
ثلاجة، من 2 درجة مئوية إلى 8 درجات مئوية	مورد المختبر العام	تخزين خلية التدفق أو إذابة الخرطوشة.
[اختياري] أحد حمامات المياه التالية التي يُمكن التحكم في درجة حرارتها أو ما يساويها التي يُمكنها الاحتفاظ بدرجة حرارة 25 درجة مئوية:	• Thermo Fisher Scientific الكتالوج رقم TSCIR 35	إذابة الخرطوشة.
• الدقة العلمية الحرارية، حمام مائي موزع بسعة 35 لتراً (يحمل 5 خراطيش في آن واحد)		
• SHEL LAB، حمام مائي موزع رقمياً بسعة 22 لتراً (يحمل 3 خراطيش في آن واحد)	• Shel Lab، كتالوج رقم SWBC22	

## البروتوكول

يُقدّم هذا القسم تعليمات خطوة بخطوة حول كيفية إعداد المستهلكات، وتخفيف المكتبات وإعداد عملية تشغيل التسلسل في أحد أوضاع التشغيل الأربعة (يستخدم وضع الأسحابة، والهجين والوضع المحلي خادم DRAGEN أو مركز تسلسل BaseSpace، بينما الوضع المستقل عبارة عن عملية تشغيل مستقلة مُصممة لإنشاء بيانات الاستدعاء القاعدي المتسلسل cBCL لعمليات سير عمل التحليل المُخصصة فقط).

عند التعامل مع الكواشف والمواد الكيميائية الأخرى، ارتد نظارات السلامة، ومعطف المختبر والقفازات الخالية من المساحيق.

تأكد من أن لديك المستهلكات والمعدات المطلوبة قبل بدء البروتوكول. راجع [المستهلكات والمعدات على الصفحة 20](#).

اتبع البروتوكولات حسب الترتيب الظاهر، باستخدام الكميات، ودرجات الحرارة والفترات الزمنية المحددة.

## اعتبارات التسلسل

قبل بدء البروتوكول، راجع المعلومات التالية لإعداد المكتبات المُخففة وإعداد عملية التشغيل. تحقيق تركيز التحميل الأمثل أمر مهم للغاية لإجراء التسلسل والتحليل بنجاح. يُساعد إدخال عدد الدورات الصحيح في إحدى القراءات في ضمان إخراج البيانات بالشكل الأمثل.

### حجم التحميل والتركيزات

حجم التحميل هو 20 ميكرولتراً. يختلف تركيز التحميل حسب نوع المكتبة:

نوع المكتبة	تركيز التحميل (بالبيكومول)
مكتبة AmpliSeq™ for Illumina Library PLUS	750
إعداد الحمض النووي DNA لدى Illumina	750
إعداد الحمض النووي DNA مع التخصيب لدى Illumina	1000
إجمالي أشرطة الحمض النووي الريبوزي RNA مع مجموعة Illumina Ribo-Zero Plus لدى Illumina	750
إعداد أشرطة الحمض النووي الريبوزي المرسل mRNA لدى Illumina	750
الحمض النووي DNA الخالي من تفاعل سلسلة البوليميرات (PCR) لدى Illumina	1000
PhiX % 100	650
TruSeq DNA Nano 350 (نانو الحمض النووي DNA 350 - TruSeq)	1200
TruSeq DNA Nano 550 (نانو الحمض النووي DNA 550 - TruSeq)	1500
أشرطة الحمض النووي الريبوزي المرسل mRNA - TruSeq	1000

بالنسبة لأنواع المكتبات الأخرى، يُوصى أن تكون نقطة البداية لتركيز التحميل هي 650 بيكومول. قم بتحسين هذا التركيز في عمليات التشغيل اللاحقة لتحديد تركيز التحميل الذي ينتج البيانات بصورة مستمرة والتي تستوفي المواصفات.



لتحسين تركيز التحميل، استخدم مقياس تركيز التحميل % في ملف إخراج PrimaryAnalysisMetrics.csv المُتاح بعد اكتمال عملية التشغيل. إذا كانت نسبة تركيز التحميل > 95%، فارفع تركيز التحميل بزيادات قدرها 100 بيكومول عبر عمليات التشغيل اللاحقة.

## عدد الدورات في إحدى القراءات

يساعد إدخال 26 دورة كحدّ أدنى و151 دورة كحدّ أقصى لكل قراءة على ضمان جودة البيانات. كما يعتمد العدد الدقيق للدورات على التجربة التي تقوم بها. يتطلب برنامج التحكم NextSeq 1000/2000 دورة واحدة على الأقل للقراءة 1، لكنه يعرض تحذيرًا عندما يكون عدد الدورات في القراءة 1 أقل من 26.

لا يُمكن أن يزيد العدد الإجمالي للدورات في القراءة 1، والمؤشر 1، والمؤشر 2 والقراءة 2 عن عدد الدورات التي تدعمها المجموعة kit plus 38 للمجموعات ذات 100 دورة و200 دورة و27 دورة لمجموعات P3 ذات 300 دورة. سيعرض برنامج التحكم NextSeq 1000/2000 تحذيرًا عندما يكون المؤشر 1 والمؤشر 2 أقل من 6 دورات. لن يُعرض التحذير إذا كان المؤشر 1 أو المؤشر 2 يتضمّن 0 دورة. يتضمن عدد دورات الحد الأدنى والحد الأقصى دورة إضافية. أضف دومًا دورة واحدة إلى طول القراءة المرغوب به لتصحيح آثار المطاوعة وما قبل المطاوعة. يعتبر طول القراءة هو عدد دورات التسلسل في القراءة رقم 1 والقراءة رقم 2، والتي تستبعد الدورات الإضافية ودورات المؤشر. للاطلاع على المزيد من المعلومات، راجع تصحيح المطاوعة في سير عمل التحليل في الوقت الفعلي على الصفحة 49.

مثال على إعداد التشغيل:

- للحصول على طول قراءة 35 (قراءة مفردة)، أدخل 36 في حقل القراءة رقم 1.
- للحصول على طول قراءة 150 لكل قراءة (ذات نهاية مقترنة)، أدخل 151 في حقل القراءة رقم 1، و151 في حقل القراءة رقم 2.

## التخطيط لعملية تشغيل التسلسل في مركز تسلسل BaseSpace

استخدم إعداد عملية تشغيل الجهاز في مركز تسلسل BaseSpace لإنشاء إعدادات التشغيل الخاصة بك وتهيئتها. إذا قمت بإعداد عملية تشغيل في وضع السحابة أو الوضع الهجين، فأرسل تهيئة عملية التشغيل إلى قائمة عمليات التشغيل المُخطط لها بحساب مركز تسلسل BaseSpace في علامة تبويب Planned Runs (عمليات التشغيل المُخطط لها). تُعرض عمليات التشغيل المتاحة لإجراء التسلسل على أجهزة التسلسل NextSeq 1000 وNextSeq 2000 في علامة تبويب Planned Runs (عمليات التشغيل المُخطط لها). إذا قمت بإعداد عملية التشغيل في الوضع المحلي، فاستخدم إعداد عملية التشغيل لإنشاء ورقة العينة الخاصة بك وتصديرها بتنسيق ملف الإصدار الثاني v2. وبدلاً من ذلك، راجع إعدادات الإصدار الثاني لورقة العينة على الصفحة 75 لإنشاء ورقة عينة دون مركز تسلسل BaseSpace باستخدام القالب المُقدّم. لا يدعم إعداد تشغيل الجهاز لمركز تسلسل BaseSpace Sequence Hub أكثر من 1536 عينة.

### إعداد عملية تشغيل

1. انتقل إلى مركز التسلسل BaseSpace.
2. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة مرور مركز التسلسل BaseSpace، ومن ثمّ حدد Sign In (تسجيل الدخول).
3. حدد علامة التبويب Runs (عمليات التشغيل) ومن ثمّ حدد القائمة المزدسلة لـ New Run (عملية تشغيل جديدة).
4. حدد NextSeq 1000/2000.
5. في حقل Run Name (اسم عملية التشغيل)، أدخل الاسم المميز الذي تريده لتحديد التشغيل الحالي. يمكن أن يحتوي اسم التشغيل على 225 من الأحرف الأبجدية الرقمية، والمسافات، والشرطات، والشرط السفلية كحدّ أقصى.

6. حدد أحد مواقع التحليل التالية.

- **BaseSpace**—حلل بيانات التسلسل في السحابة.
- المحلي—حلل بيانات التسلسل بالجهاز أو قم بإدخال الإصدار الثاني لورقة العينة للوضع المحلي أو الهجين.

7. حدد نوع التحليل وإصداره.

للاطلاع على المزيد من المعلومات حول عمليات التحليل الثانوية، راجع [ملفات إخراج التحليل الثانوي لـ DRAGEN على الصفحة 53](#) أو وثائق تطبيق مركز التسلسل BaseSpace. إذا حددت تحليل الحمض النووي الريبوزي للخلية المفردة بـ DRAGEN، فراجع صفحة الملفات الخاصة بمنتجات NextSeq 1000/2000 للاطلاع على معلومات حول توافق مجموعة إعداد مكتبة الحمض النووي الريبوزي RNA للخلية المفردة الخاصة بالجهاز الخارجية.

**i** بالنسبة للتحليل داخل الجهاز، يجب أن يتطابق الإصدار المُحدد مع إصدار DRAGEN المُثبت على الجهاز. لتأكيد إصدار DRAGEN المُثبت على الجهاز، راجع [تحديثات الترخيص وسير عمل DRAGEN على الصفحة 66](#).

8. [اختياري] قم بإعداد مجموعات المؤشر المخصصة كما يلي.

إذا كنت تستخدم أكثر من مكتبة واحدة، يجب أن يكون لدى المكتبات أطوال قراءة المؤشر نفسها.

- حدد خيار **Add Custom Index Adapter Kit** (إضافة مجموعة محول المؤشر المخصص) الذي يدرج أدنى القائمة المزدلفة لمجموعة محول المؤشر.
- حدد نوع القالب وأدخل اسم المجموعة، وتسلسلات المحول، وإستراتيجيات المؤشر وتسلسلات المؤشر. تأكد من أن تسلسلات محول المؤشر الثاني (i5) في اتجاه أمامي.
- حدد **Create New Kit** (إنشاء مجموعة جديدة).

9. [اختياري] قم بإعداد مجموعة إعداد المكتبة المخصصة كما يلي.

- حدد خيار **Add Custom Library Prep Kit** (إضافة مجموعة إعداد المكتبة المخصصة) الذي يدرج أدنى القائمة المزدلفة لمجموعة إعداد المكتبة.
- أدخل الاسم، وأنواع القراءة، ودورات القراءة الافتراضية ومجموعات محول المؤشر المتوافقة لمجموعة إعداد المكتبة المخصصة لديك.
- حدد **Create New Kit** (إنشاء مجموعة جديدة).

10. حدد إعدادات الجهاز التالية. يتم تحديد الخيارات الموصى بها تلقائيًا حسب مجموعة إعداد المكتبة. بعض مجموعات إعداد المكتبة بها عدد ذو ترميز ثابت لقراءات المؤشرات وأنواع القراءة، والتي لا يُمكن تغييرها.

- مجموعة إعداد المكتبة
- مجموعة محول المؤشر
- عدد قراءات المؤشر
- نوع القراءة
- عدد دورات التسلسل لكل قراءة

**i** في حال اختيار (غير مُحدد) لمجموعة إعداد المكتبة، فلن يتم تحديث عدد قراءات الفهرس حتى يتم إدخال عمليات تسلسل المؤشر في قسم بيانات العينة.

11. أدخل معلومات العينة في جدول بيانات العينة باستخدام أحد الخيارات التالية. لتجميع العينات من أجل تجميع البيانات خلال تحليل المراحل النهائية، عيّن اسمًا للمجموعة في عمود المشروع.

- حدد **Import Data** (استيراد البيانات)، ومن ثم حدد ورقة العينة الخاصة بك. تأكد من أن ورقة العينة الخاصة بك تُلبي متطلبات التنسيق. راجع [إعدادات الإصدار الثاني لورقة العينة على الصفحة 75](#). قد ينتج عن تغيير ورقة العينة الخاصة بك بعد عملية التحميل الأولية فشل التحميل.

- قم بلمسق مُعرّفات العينة وإما مواقع المجمع للوحة المؤشر أو مؤشرات i7 وi5 من الملف الخارجي بشكل مباشر. قبل اللصق، أدخل عدد صفوف العينة في حقل Rows (الصفوف) ومن ثم حدد +. قد تحتوي مُعرّفات العينة على ما يصل إلى 20 حرفاً أبجدياً رقمي، ووصلات، و شرط سفلية.

**i** | تتطلب لوحات المؤشر للمخطط الثابت إدخالات لموقع المجمع. تتطلب المؤشرات التي لا تملك مخططاً ثابتاً إدخالات للمؤشرات i7 وi5. يجب إدخال مؤشرات i5 في الاتجاه الأمامي.

- أدخل مُعرّفات العينة ومواقع المجمع أو المؤشرات المتوافقة. إذا اخترت Not Specified (غير مُحدد) لمجموعة إعداد المكتبة، أدخل تسلسلات المؤشر 2 (i5) في الاتجاه الأمامي.

12. حدد **Next** (التالي).

## إعداد التحليل الثانوي

قم بتهيئة إعدادات نوع التحليل المُحدد لعملية التشغيل الخاصة بك. لمزيد من المعلومات حول عمليات سير عمل تحليل DRAGEN، راجع [ملفات إخراج التحليل الثانوي لخادم DRAGEN على الصفحة 53](#)

## تحويل ملفات الاستدعاء القاعدية لخادم DRAGEN لدى Illumina

استخدم الخطوات التالية لتهيئة تحليل تحويل ملفات الاستدعاء القاعدية لخادم DRAGEN لدى Illumina. 1. أدخل الإعدادات الاختيارية التالية.

الإعداد	الوصف
AdapterRead1	تسلسل المحول للقراءة رقم 1. عند استخدام مجموعة إعداد المكتبة لدى Illumina، اترك حقل AdapterRead1 فارغاً.
AdapterRead2	تسلسل المحول للقراءة رقم 2. عند استخدام مجموعة إعداد المكتبة لدى Illumina، اترك حقل AdapterRead2 فارغاً.
BarcodeMismatchesIndex1	عدد التفاوتات المسموح بها بين قراءة المؤشر الأولى وتسلسل المؤشر. القيمة الافتراضية 1. إذا كان الرمز الشريطي به 6 أزواج قاعدية، فالقيمة الموصى بها هي 0.
BarcodeMismatchesIndex2	عدد التفاوتات المسموح بها بين قراءة المؤشر الثانية وتسلسل المؤشر. القيمة الافتراضية 1. إذا كان الرمز الشريطي به 6 أزواج قاعدية، فالقيمة الموصى بها هي 0.
OverrideCycles	الشريط المستخدم لتحديد دورات المُعرّف الجزيئي الفريد UMI وإخفاء دورات القراءة. القيم التالية مسموح بها: <ul style="list-style-type: none"> <li>• N— تُحدد الدورات التي يجب تجاهلها.</li> <li>• Y— تُحدد دورات التسلسل.</li> <li>• I— تُحدد دورات الفهرس.</li> <li>• U— تُحدد دورات المُعرّف الجزيئي الفريد UMI التي يجب تشذيبها.</li> </ul> يفصل كل عنصر فواصل منقوطة. ما يلي هو أمثلة على إدخال OverrideCycles U8Y143; I8; I8; U8Y143 N10Y66; I6; N10Y66

2. حدد ما إذا كان يجب حفظ نسخة من ملفات FASTQ الخاصة بك. يتم إنشاء ملفات FASTQ إذا اخترت الاحتفاظ بملفات FASTQ فقط.
3. حدد أحد الخيارات التالية لتدقيق إخراج FASTQ:
  - **gzip**—احفظ ملفات FASTQ بتدقيق gzip.
  - **DRAGEN**—احفظ ملفات FASTQ بتدقيق ora.
4. أكمل تهيئة عملية التشغيل.
  - لإرسال تهيئة عملية التشغيل إلى حساب مركز تسلسل BaseSpace الخاص بك، حدد **Submit Run** (إرسال عملية التشغيل). تظهر عمليات التشغيل المُرسلة إلى مركز تسلسل BaseSpace في قائمة عمليات التشغيل المُخطط لها كما أنها متاحة للأنظمة باستخدام وضع السحابة أو الوضع الهجين.
  - لحفظ تهيئة عملية التشغيل كورقة عينة بتدقيق ملف الإصدار الثاني، حدد **Export Sample Sheet** (تصدير ورقة العينة) من القائمة المنسدلة لـ **Submit Run** (إرسال عملية التشغيل). ورقة العينة ضرورية لبدء عمليات التشغيل على الأنظمة باستخدام الوضع **Local** (المحلي). هذا الخيار متاح فقط إذا تم تحديد **Local** (المحلي) لموقع التحليل.

## تخصيص خادم DRAGEN لدى Illumina

استخدم الخطوات التالية لتهيئة تحليل تخصيص خادم DRAGEN لدى Illumina.

1. حدد جينوم مرجعيًا.
  - استخدم الجينوم المرجعي مع **alt aware** إذا أمكن.
2. حدد ملفًا بصيغة \*bed. يحتوي على المناطق التي تودّ استهدافها أو حمل ملفًا مخصصًا جديدًا.
  - تأكد من أن الجينوم المرجعي لملف بصيغة BED يُطابق الجينوم المرجعي المُحدد في الخطوة رقم 1. بالنسبة إلى ملف مخصص جديد بصيغة BED، استخدم تدقيق التسمية التالي: `name_of_panel_versionNumber.referencegenome.bed`.
  - الوضع المحلي—حدد **Select Custom File (Local)** (تحديد ملف مخصص (محلي)) لتحميل عملية تشغيل مُفردة أو **Upload Custom File (BaseSpace)** (تحميل ملف مخصص (BaseSpace)) للاستخدام المتكرر.
  - وضع السحابة أو الوضع الهجين—حدد (تحميل ملف مخصص (BaseSpace)). يتوفر ملف مخصص بصيغة BED في مجموعة العمل التي تم تحميله إليها فقط.
3. حدد إما الخط الجنسي وإما أداة استدعاء المتغير الجسدي.
4. [اختياري] إذا استخدمت أداة استدعاء المتغير الجسدي، فحدد ملف الخط الأساسي للضوضاء. راجع [استيراد ملفات الخط الأساسي للضوضاء على الصفحة 15](#) لمعرفة المزيد من المعلومات.
5. حدد تعيينًا/قم بمحاذاة تدقيق الإخراج.
6. حدد ما إذا كان يجب حفظ نسخة من ملفات FASTQ الخاصة بك. يتم إنشاء ملفات FASTQ إذا اخترت الاحتفاظ بملفات FASTQ فقط.
7. حدد أحد الخيارات التالية لتدقيق إخراج FASTQ:
  - **gzip**—احفظ ملفات FASTQ بتدقيق gzip.
  - **DRAGEN**—احفظ ملفات FASTQ بتدقيق ora.
8. أكمل تهيئة عملية التشغيل.
  - لإرسال تهيئة عملية التشغيل إلى حساب مركز تسلسل BaseSpace الخاص بك، حدد **Submit Run** (إرسال عملية التشغيل). تظهر عمليات التشغيل المُرسلة إلى مركز تسلسل BaseSpace في قائمة عمليات التشغيل المُخطط لها كما أنها متاحة للأنظمة باستخدام وضع السحابة أو الوضع الهجين.

- لحفظ تهيئة عملية التشغيل كورقة عينة بتنسيق ملف الإصدار الثاني، حدد **Export Sample Sheet** (تصدير ورقة العينة) من القائمة المنسدلة لـ **Submit Run** (إرسال عملية التشغيل). تم تنزيل ورقة العينة وملفات التحليل الداخلة الثانوية في مجلد بصيغة zip.\* كما أنها ضرورية لبدء عمليات التشغيل على الأنظمة باستخدام الوضع المحلي. هذا الخيار مُتاح فقط إذا تم تحديد **Local** (المحلي) لموقع التحليل.

### السلالة الجرثومية في خادم DRAGEN لدى Illumina

استخدم الخطوات التالية لتهيئة تحليل السلالة الجرثومية لخادم DRAGEN لدى Illumina.

1. حدد الجينوم المرجعي الخاص بك.
2. استخدم الجينوم المرجعي مع **alt aware** إذا أمكن.
3. حدد تعيينًا/قم بمحاذاة لتنسيق الإخراج.
4. حدد ما إذا كان يجب حفظ نسخة من ملفات FASTQ الخاصة بك. يتم إنشاء ملفات FASTQ إذا اخترت الاحتفاظ بملفات FASTQ فقط.
4. حدد أحد الخيارات التالية لتنسيق إخراج FASTQ:
  - **gzip**—احفظ ملفات FASTQ بتنسيق gzip.
  - **DRAGEN**—احفظ ملفات FASTQ بتنسيق ora.
5. أكمل تهيئة عملية التشغيل.
- لإرسال تهيئة عملية التشغيل إلى حساب مركز تسلسل BaseSpace الخاص بك، حدد **Submit Run** (إرسال عملية التشغيل). تظهر عمليات التشغيل المُرسلة إلى مركز تسلسل BaseSpace في قائمة عمليات التشغيل المُخطط لها كما أنها متاحة للأنظمة باستخدام وضع السحابة أو الوضع الهجين.
- لحفظ تهيئة عملية التشغيل كورقة عينة بتنسيق ملف الإصدار الثاني، حدد **Export Sample Sheet** (تصدير ورقة العينة) من القائمة المنسدلة لـ **Submit Run** (إرسال عملية التشغيل). تم تنزيل ورقة العينة وملفات التحليل الداخلة الثانوية في مجلد بصيغة zip.\* كما أنها ضرورية لبدء عمليات التشغيل على الأنظمة باستخدام الوضع المحلي. هذا الخيار مُتاح فقط إذا تم تحديد **Local** (المحلي) لموقع التحليل.

### الحمض النووي الريبوزي RNA لخادم DRAGEN لدى Illumina

استخدم الخطوات التالية لتهيئة تحليل الحمض النووي الريبوزي RNA لخادم DRAGEN لدى Illumina.

1. حدد الجينوم المرجعي الخاص بك.
2. استخدم الجينوم المرجعي دون **alt aware** إذا أمكن.
3. حدد تعيينًا/قم بمحاذاة لتنسيق الإخراج لديك.
4. حدد ما إذا كان يجب حفظ نسخة من ملفات FASTQ الخاصة بك. يتم إنشاء ملفات FASTQ إذا اخترت الاحتفاظ بملفات FASTQ فقط.
4. حدد أحد الخيارات التالية لتنسيق إخراج FASTQ:
  - **gzip**—احفظ ملفات FASTQ بتنسيق gzip.
  - **DRAGEN**—احفظ ملفات FASTQ بتنسيق ora.
5. [اختياري] قم بتحميل ملف الشرح التوضيحي للحمض النووي الريبوزي RNA بتنسيق النقل الجيني (GTF).
- الوضع المحلي—حدد **Select Custom File (Local)** (تحديد ملف مُخصص (محلي)) لتحميل عملية تشغيل مُفردة أو **Upload Custom File (BaseSpace)** (تحميل ملف مُخصص (BaseSpace)) للاستخدام المتكرر.

- وضع السحابة أو الوضع الهجين—حدد (تحميل ملف مُخصص (BaseSpace)). يتوفر ملف بتدقيق النقل الجيني GTF في مجموعة العمل التي تم تحميله إليها فقط.
- بمجرد تحميل ملف بتدقيق النقل الجيني GTF إلى مجموعة عمل مركز تسلسل BaseSpace، حدد ملف الشرح التوضيحي للحمض النووي الريبوزي RNA من القائمة المنسدلة.
- 6. حدد ما إذا كان يجب تمكين التعبير التفاضلي.
- 7. إذا قمت بتمكين التعبير التفاضلي، فحدد قيمة التحكم أو المقارنة لكل عينة.
- في كل مجموعة مقارنة، تجري مقارنة أي عينة تم تحديدها كتحكم مع جميع العينات التي تم تحديدها كمقارنة. إذا كانت العينة لا تحتوي على قيمة تحكم أو مقارنة، فحدد (na) (غير متاح) بوصفها القيمة.
- 8. أكمل تهيئة عملية التشغيل.
- لإرسال تهيئة عملية التشغيل إلى حساب مركز تسلسل BaseSpace الخاص بك، حدد **Submit Run** (إرسال عملية التشغيل).
- تظهر عمليات التشغيل المُرسلة إلى مركز تسلسل BaseSpace في قائمة عمليات التشغيل المُخطط لها كما أنها متاحة للأنظمة باستخدام وضع السحابة أو الوضع الهجين.
- لحفظ تهيئة عملية التشغيل كورقة عينة بتدقيق ملف الإصدار الثاني، حدد **Export Sample Sheet** (تصدير ورقة العينة) من القائمة المنسدلة لـ **Submit Run** (إرسال عملية التشغيل). يتم تنزيل ورقة العينة وملفات التحليل الداعمة الثانوية في مجلد بصيغة zip.\* في حال تم توفير ملف اختياري لتدقيق النقل الجيني GTF كما أنها ضرورية لبدء عمليات التشغيل على الأنظمة باستخدام الوضع المحلي. هذا الخيار مُتاح فقط إذا تم تحديد Local (المحلي) لموقع التحليل.

### الحمض النووي الريبوزي RNA للخلية المفردة في خادم DRAGEN لدى Illumina

استخدم الخطوات التالية لتهيئة تحليل الحمض النووي الريبوزي RNA للخلية المفردة في خادم DRAGEN لدى Illumina.

1. حدد الجينوم المرجعي الخاص بك.
- استخدم الجينوم المرجعي دون alt aware إذا أمكن.
2. [اختياري] قم بتحميل ملف الشرح التوضيحي للحمض النووي الريبوزي RNA بتدقيق النقل الجيني (GTF).
  - الوضع المحلي—حدد **Select Custom File (Local)** (تحديد ملف مُخصص (محلي)) لتحميل عملية تشغيل مفردة أو **Upload Custom File (BaseSpace)** (تحميل ملف مُخصص (BaseSpace)) للاستخدام المتكرر.
  - وضع السحابة أو الوضع الهجين—حدد (تحميل ملف مُخصص (BaseSpace)). يتوفر ملف بتدقيق النقل الجيني GTF في مجموعة العمل التي تم تحميله إليها فقط.
  - بمجرد تحميل ملف بتدقيق النقل الجيني GTF إلى مجموعة عمل مركز تسلسل BaseSpace، حدد ملف الشرح التوضيحي للحمض النووي الريبوزي RNA من القائمة المنسدلة.
3. حدد تعيينًا/قم بمحاذاة بتدقيق الإخراج لديك.
4. حدد ما إذا كان يجب حفظ نسخة من ملفات FASTQ الخاصة بك. يتم إنشاء ملفات FASTQ إذا اخترت الاحتفاظ بملفات FASTQ فقط.
5. حدد أحد الخيارات التالية لتدقيق إخراج FASTQ:
  - gzip—احفظ ملفات FASTQ بتدقيق gzip.
  - DRAGEN—احفظ ملفات FASTQ بتدقيق ora.
6. حدد التهيئة المُطابقة لنوع مجموعة إعداد المكتبة لديك.
- على سبيل المثال، إذا حددت مجموعة مكتبة الحمض النووي الريبوزي RNA للخلية المفردة 1 بوصفها مجموعة إعداد المكتبة لديك، فحدد النوع 1 لنوع التهيئة.

7. حدد قراءة الرمز الشريطي.
  8. [اختياري] عدّل عدد القواعد في الرموز الشريطية والمُعَرَّف الجزئي الفريد UMI. يتم ملء القيم تلقائيًا بناءً على مجموعة إعداد المكتبة ونوع التهيئة التي حددتها.
  9. حدد اتجاه الشريط.
  10. [اختياري] حدد أحد الملفات الذي يحتوي على تسلسلات الرمز الشريطي أو حمّل ملفًا جديدًا مخصصًا.
  11. في حال استخدام نوع التهيئة المتقدمة/المخصصة، أدخل قيم عدد دورات التجاوز، وموقع الرمز الشريطي وموقع المُعَرَّف الجزئي الفريد UMI.
  12. أكمل تهيئة عملية التشغيل.
- لإرسال تهيئة عملية التشغيل إلى حساب مركز تسلسل BaseSpace الخاص بك، حدد **Submit Run** (إرسال عملية التشغيل). تظهر عمليات التشغيل المُرسلة إلى مركز تسلسل BaseSpace في قائمة عمليات التشغيل المُخطط لها كما أنها متاحة للأنظمة باستخدام وضع السحابة أو الوضع الهجين.
  - لحفظ تهيئة عملية التشغيل كورقة عينة بتنسيق ملف الإصدار الثاني، حدد **Export Sample Sheet** (تصدير ورقة العينة) من القائمة المنسدلة لـ **Submit Run** (إرسال عملية التشغيل). يتم تنزيل ورقة العينة وملفات التحليل الداعمة الثانوية في مجلد بصيغة zip.\* في حال تم توفير ملف اختياري لتنسيق النقل الجيني GTF كما أنها ضرورية لبدء عمليات التشغيل على الأنظمة باستخدام الوضع المحلي. هذا الخيار مُتاح فقط إذا تم تحديد Local (المحلي) لموقع التحليل.

## تطبيق DRAGEN Amplicon لدى Illumina

استخدم الخطوات التالية لتهيئة تحليل تطبيق DRAGEN Amplicon لدى Illumina.

1. حدد الجينوم المرجعي الخاص بك.
2. حدد ملفًا بصيغة \*.bed يحتوي على المناطق التي تودّ استهدافها أو حمّل ملفًا مخصصًا جديدًا. تأكد من أن الجينوم المرجعي لملف بصيغة BED يُطابق الجينوم المرجعي المُحدد في الخطوة رقم 1. بالنسبة إلى ملف مخصص جديد بصيغة BED، استخدم تنسيق التسمية التالي: `name_of_panel_versionNumber.referencegenome.bed`.
  - وضع السحابة أو الوضع الهجين—حدد (تحميل ملف مخصص (BaseSpace)). يتوفر ملف مخصص بصيغة BED في مجموعة العمل التي تم تحميله إليها فقط.
  - الوضع المحلي—حدد **Select Custom File (Local)** (تحديد ملف مخصص (محلي)) لتحميل عملية تشغيل مُفردة أو **Upload Custom File (BaseSpace)** (تحميل ملف مخصص (BaseSpace)) للاستخدام المتكرر.
3. حدد إما الخط الجنسي وإما أداة استدعاء المتغير الجسدي.
4. حدد تعيينًا/قم بمحاذاة تنسيق الإخراج لديك.
5. [محلي] حدد ما إذا كان يجب حفظ نسخة من ملفات FASTQ الخاصة بك. يتم إنشاء ملفات FASTQ إذا اخترت الاحتفاظ بملفات FASTQ فقط.
6. حدد ما إذا كان يجب حفظ نسخة من ملفات FASTQ الخاصة بك. يتم إنشاء ملفات FASTQ إذا اخترت الاحتفاظ بملفات FASTQ فقط.
7. حدد أحد الخيارات التالية لتنسيق إخراج FASTQ:
  - **gzip**—احفظ ملفات FASTQ بتنسيق gzip.
  - **DRAGEN**—احفظ ملفات FASTQ بتنسيق .ora.

8. أكمل تهيئة عملية التشغيل.

- لإرسال تهيئة عملية التشغيل إلى حساب مركز تسلسل BaseSpace الخاص بك، حدد **Submit Run** (إرسال عملية التشغيل). تظهر عمليات التشغيل المُرسلة إلى مركز تسلسل BaseSpace في قائمة عمليات التشغيل المُخطط لها كما أنها متاحة للأنظمة باستخدام وضع السحابة أو الوضع الهجين.
- [محلي] لحفظ تهيئة التشغيل كورقة عينة بتنسيق ملف الإصدار الثاني، حدد **Export Sample Sheet** (تصدير ورقة العينة) من القائمة المنسدلة لـ **Submit Run** (إرسال عملية التشغيل). تم تنزيل ورقة العينة وملفات التحليل الداعمة الثانوية في مجلد بصيغة zip.\* كما أنها ضرورية لبدء عمليات التشغيل على الأنظمة باستخدام الوضع المحلي. هذا الخيار مُتاح فقط إذا تم تحديد Local (المحلي) لموقع التحليل.

## إذابة الخراطيش المعبأة في أكياس وخلية التدفق

تعمل هذه الخطوة على إذابة الخرطوشة في الحقيبة غير المقشورة وإعداد خلية التدفق. قم بإذابة الخرطوشة المعبأة في أكياس باستخدام واحدة من ثلاث طرق: حمام مائي يُمكن التحكم به، أو التلاجة أو درجة حرارة الغرفة. استخدم الخرطوشة بعد الإذابة في الحال، دون إعادة التجميد. إذا تعذر استخدام الخرطوشة بعد الإذابة في الحال، فراجع [أعد المستهلكات إلى التخزين على الصفحة 70](#).

الشكل 4 الخراطيش المعبأة في أكياس



إذابة الخرطوشة في حمام مائي يُمكن التحكم به

1. ارتد زوجًا جديدًا من القفازات الخالية من الوير وأزل الخرطوشة من التخزين.
  2. أزل الخرطوشة من الصندوق، ولكن لا تفتح كيس الرقاقة المعدنية الفضية.
- ! | قد ينتج عن إذابة حقيبة ممزقة أو متقوية في حمام مائي إلى فشل عملية التسلسل. قم بالإذابة في درجة الحرارة الغرفة أو في تلاجة بدلًا من ذلك.

3. إذابة الخرطوشة المعبأة في أكياس في حمام مائي يُمكن التحكم به بدرجة 25 درجة سيليزية لمدة 6 ساعات:
  - حافظ على المياه في عمق 9.5–10 سم على الأقل بغض النظر عن عدد الخراطيش التي تقوم بإذابتها.



- اضبط حمامًا مائيًا يُمكن التحكم في درجة حرارته عند 25 درجة سيليزية.
  - ضع الحقيبة بحيث يكون الملصق موجهًا لأعلى وضعها في حمام مائي دون غمرها.
- ! لا تحاول وضع ثقل على الخرطوشة لغمرها. إذا كان ملصق الحقيبة غير موجه لأعلى أو تعرّضت الخرطوشة للقلب خلال الإذابة، فستتأثر بيانات التسلسل بشكل سلبي.

- لا تتجاوز 8 ساعات في الحمام المائي.
- لا تُذب خراطيش إضافية لا يدعمها الحمام المائي في آن واحد. من أجل حمامات مائية متوافقة، راجع [المعدات الإضافية على الصفحة 25](#).
- لا تُكدس الخراطيش.

4. أزل الخرطوشة من الحمام المائي وجففها باستخدام المناشف الورقية.

#### إذابة الخرطوشة في الثلجة

1. ارتد زوجًا جديدًا من القفازات الخالية من المساحيق.
  2. قبل يوم من عملية التشغيل المتوقعة، أزل الخرطوشة من التخزين في درجة حرارة من -25° إلى -15° سيليزية.
  3. أزل الخرطوشة من الصندوق، ولكن لا تفتح كيس الرقاقة المعدنية الفضية.
  4. ضع الخرطوشة في درجة حرارة الغرفة بحيث يكون الملصق متجهًا لأعلى ويُمكن للهواء الدوران في النواحي الجانبية والناحية العليا.
- ! إذا كان ملصق الحقيبة غير موجه لأعلى، فستتأثر بيانات التسلسل بشكل سلبي.
5. أذبها في درجة حرارة الغرفة لمدة 6 ساعات.
  6. ضع الخرطوشة في ثلاجة في درجة حرارة من درجتين إلى 8 درجات سيليزية بحيث يكون الملصق متجهًا لأعلى ويُمكن للهواء الدوران في الجوانب.

- ! إذا كان ملصق الحقيبة غير موجه لأعلى، فستتأثر بيانات التسلسل بشكل سلبي.
7. قم بالإذابة في الثلجة لمدة 12 ساعة. لا تتجاوز 72 ساعة.

## إذابة الخرطوشة في درجة حرارة الغرفة

1. ارتد زوجًا جديدًا من القفازات الخالية من المساحيق.
  2. أخرج الخرطوشة المخزنة في درجة حرارة -25 درجة مئوية إلى -15 درجة مئوية.
  3. أزل الخرطوشة من الصندوق، ولكن لا تفتح كيس الرقاقة المعدنية الفضية.
  4. ضع الخرطوشة بحيث يكون الملصق متجهًا لأعلى ويُمكن للهواء الدوران في النواحي الجانبية والناحية العليا.
- ! إذا كان ملصق الحقيبة غير مُوجّه لأعلى، فستتأثر بيانات التسلسل بشكل سلبي.
5. أدبها في درجة حرارة الغرفة لمدة 9 ساعات. لا تتجاوز 16 ساعة.

## إعداد خلية التدفق والخرطوشة

1. قم بإعداد خلية التدفق على النحو التالي.
  - a. قم بإزالة خلية التدفق الجديدة من التخزين في درجة حرارة من درجتين إلى 8 درجات مئوية.
  - b. ضع الحزمة غير المفتوحة جانبًا في درجة حرارة الغرفة لمدة من 10 إلى 15 دقيقة لمنع حدوث التكتيف عند إزالة خلية التدفق من العبوة. يضمن تحضير خلية التدفق على الفور وصولها إلى درجة حرارة الغرفة في الوقت المحدد.
2. عند استخدام طريقة الإذابة بالتلاجة:
  - a. أخرج الخرطوشة المذابة من التخزين في درجة حرارة من درجتين إلى 8 درجات مئوية.
  - b. ضع الخرطوشة غير المفتوحة جانبًا في درجة حرارة الغرفة لمدة 15 دقيقة على الأقل قبل إجراء التسلسل. لا تتجاوز ساعة واحدة.

## تخفيف المكتبات

عند استخدام خاصية تغيير الخواص والتخفيف داخل الجهاز، تعمل هذه الخطوة على تخفيف المكتبات إلى تركيز التحميل المعمول به. توفر زيادة PhiX<sup>1</sup> بنسبة 2% مقاييس إضافية، أو تنوعًا قاعديًا، أو تحكمًا إيجابيًا. يجب رفع نسبة زيادة PhiX للمكتبات ذات التنوع القاعدي الأقل. إذا تم تغيير خواص المكتبات وتخفيفها يدويًا، فاستخدم دليل المكتبات لتغيير خواص المكتبات وتخفيفها لجهاز NextSeq 1000 و2000 (المستند رقم 1000000139235). تنطبق هذه الخطوة على تغيير الخواص والتخفيف في الأجهزة فقط.

## تخفيف المكتبة إلى 2 نانومول

1. [اختياري] أزل 10 نانومول من مخزون PhiX في درجة حرارة من -25 درجة مئوية إلى -15 درجة مئوية. توجد حاجة لاستخدام PhiX فقط عند الزيادة الاختيارية أو تشغيل PhiX فقط.
2. [اختياري] قم بإذابة PhiX في درجة حرارة الغرفة لمدة 5 دقائق، ومن ثم حدد الكمية باستخدام الطريقة المعتمدة على الكواشف الفلورية مثل Qubit لتأكيد تركيز PhiX. إذا تعذر تحديد الكمية، فتابع باستخدام تركيز 10 نانومول.
3. قم بإجراء حركة دوامية للمكتبة أو PhiX لفترة وجيزة، ومن ثم الطرد المركزي عند  $g \times 280$  لمدة دقيقة واحدة.
4. باستخدام محلول إعادة التعليق المخفف (RSB) مع Tween 20 كمحلول تخفيف، قم بتحضير مكتبة بحجم 24 ميكرو لترًا وتركيز 2 نانومول على الأقل في أنابيب دقيقة ذات خاصية ترابط المواد المنخفض.

<sup>1</sup> PhiX عبارة عن مكتبة Illumina صغيرة وجاهزة للاستخدام مع تمثيل نيوكليوتيد متوازن.

للاطلاع على تعليمات زيادة PhiX، راجع إضافة وحدة PhiX Control (اختياري) على الصفحة 38.

5. قم بإجراء حركة دوامية لفترة وجيزة، ومن ثم الطرد المركزي عند  $g \times 280$  لمدة دقيقة واحدة.

تخفيف 2 نانومول من المكتبة إلى تركيز التحميل

1. قم بدمج الأحجام التالية في أنبوب دقيق ذي خاصية ترابط المواد المنخفض لإعداد 24 ميكروترًا من المكتبة المخففة لتركيز التحميل المناسب:

نوع المكتبة*	تركيز التحميل (بالبيكومول)	حجم مكتبة بتركيز 2 نانومول (بالميكروتر)	حجم محلول إعادة التعليق المخفف مع محلول Tween 20 (RSB) (بالميكروتر)
مكتبة Ampliseq for Illumina Library PLUS	750	9	15
إعداد الحمض النووي DNA لدى Illumina	750	9	15
إعداد الحمض النووي DNA مع التخصيب لدى Illumina	1000	12	12
إجمالي أشرطة الحمض النووي الريبوزي RNA مع مجموعة Ribo-Zero Plus لدى Illumina	750	9	15
إعداد أشرطة الحمض النووي الريبوزي المرسل mRNA لدى Illumina	750	9	15
الحمض النووي DNA الخالي من تفاعل سلسلة البوليميرات (PCR) لدى Illumina	1000	12	12
TruSeq DNA Nano 350 (نانو) الحمض النووي DNA 350 (TruSeq)	1200	14.4	9.6
TruSeq DNA Nano 550 (نانو) الحمض النووي DNA 550 (TruSeq)	1500	18	6
أشرطة الحمض النووي الريبوزي المرسل TruSeq mRNA	1000	12	12
PhiX % 100	650	7.8	16.2

\* بالنسبة لأنواع المكتبات غير المدرجة، ابدأ بتركيز تحميل 650 بيكومول وتعزيز عمليات التشغيل اللاحقة.

يقدم هذا الجدول مثالاً على تركيزات التحميل. يتوافق جهاز NextSeq 1000/2000 مع جميع مجموعات إعداد مكتبة Illumina، إلا إن تحديد تركيز التحميل الأمثل يُمكن أن يتفاوت.

2. قم بإجراء حركة دوامية لفترة وجيزة، ومن ثم الطرد المركزي عند  $g \times 280$  لمدة دقيقة واحدة.

3. ضع المكتبة المخففة جانباً في الثلج حتى تكون جاهزة من أجل إجراء التسلسل.

قم بإجراء التسلسل للمكتبات المُخففة إلى تركيز التحميل في اليوم نفسه الذي يتم تخفيفها فيه.

4. تابع على النحو التالي.

- إذا أضفت PhiX، فراجع **إضافة وحدة PhiX Control (اختياري) على الصفحة 38**.
- إن لم تتم إضافة PhiX أو كنت تقوم بتشغيل PhiX فقط، فراجع **تحميل المستهلكات في الخرطوشة على الصفحة 38**.

### إضافة وحدة PhiX Control (اختياري)


1. قم بدمج الأحجام التالية في أنبوب دقيق ذي خاصية ترابط المواد المنخفض لإعداد PhiX بحجم 20 ميكرو لترًا وتركيز 1 نانومول:
  - PhiX بتركيز 10 نانومول (2 ميكرو لتر)
  - محلول إعادة التعليق المخفف RSB مع محلول Tween 20 (18 ميكرو لترًا)
2. قم بإجراء حركة دوامية لفترة وجيزة، ومن ثم الطرد المركزي عند  $g \times 280$  لمدة دقيقة واحدة.
3. أضف PhiX بحجم 1 ميكرو لتر وتركيز 1 نانومول إلى مكتبة بحجم 24 ميكرو لتر مُخففة إلى تركيز التحميل النهائي. هذه الأحجام تؤدي إلى زيادة PhiX بنسبة 2٪ تقريبًا. تختلف النسبة المئوية الفعلية حسب جودة المكتبة وكميتها.
4. ضع المكتبة مع الزيادة في وحدة PhiX جانبًا في الثلج حتى تكون جاهزة من أجل إجراء التسلسل. قم بإجراء تسلسل المكتبات مع الزيادة في PhiX في اليوم نفسه الذي تُخفف به.

## تحميل المستهلكات في الخرطوشة

تُجهز هذه الخطوة الخرطوشة للتسلسل من خلال خلط الكواشف المملوءة مسبقًا وتحميل المكتبات المُخففة وخليّة التدفق.

### إعداد الخرطوشة

1. افتح حقيبة الخرطوشة من خلال تمزيقها أو قطعها باستخدام المقصات من الدرجة الأولى على كلا الجانبين.
2. أزل الخرطوشة من الحقيبة. تخلّص من الحقيبة والمجفف.
3. اقلب الخرطوشة 10 مرات لمزج المواد الكاشفة. يمكن للمكونات الداخلية أن تُصدر صوت خشخشة أثناء القلب، وهو أمر طبيعي.




### تحميل خلية التدفق

1. افتح حزمة الرقاقة المعدنية الفضية من خلال تمزيقها أو قطعها باستخدام المقصات عند الشق العلوي على كلا الجانبين. إذا تعذر استخدام خلية التدفق في الحال، فراجع **أعد المستهلكات إلى التخزين على الصفحة 70**.


2. اسحب خلية التدفق لإخراجها من العبوة. ضع حزمة الرقاقة المعدنية والمجفف جانبًا في حال كنت بحاجة إلى إعادة خلية التدفق إلى التخزين. ستجد المجفف في جيب الجزء السفلي من حزمة الرقاقة المعدنية. تخلص منها عند بدء التسلسل.



3. أمسك خلية التدفق باستخدام اللسان الرمادي مع مراعاة أن يكون الملصق على اللسان متجهًا لأعلى.  
4. ادفع خلية التدفق لإدخالها في الفتحة الموجودة في مقدمة الخرطوشة. يشير صوت النقر المسموع إلى تثبيت خلية التدفق في موضعها الصحيح. ينبثق اللسان الرمادي من الخرطوشة عند تحميلها بشكل صحيح.



5. اسحب للخلف وأزل اللسان الرمادي لكشف خلية التدفق. أعد استعمال اللسان.



### تحميل المكتبات

1. باستخدام طرف الماصة P1000 الجديد، اثقب خزانة المكتبة وادفع الرقاقة المعدنية إلى الحواف لتوسيع الفتحة.  
2. تخلص من طرف الماصة لمنع التلوث.

3. أضيف 20 ميكرو لترًا من المكتبة المُخففة إلى الجزء السفلي من الخزان من خلال خفض طرف الماصة إلى الجزء السفلي من الخزان قبل التوزيع. تجنب لمس الرقاقة المعدنية.



## بدء عملية تشغيل التسلسل

قد شرعت هذه الخطوة في عملية تشغيل التسلسل في أحد الأوضاع الأربعة:

- وضع السحابة—تم تحديد عملية التشغيل من إحدى قوائم عمليات التشغيل المُخطط لها في برنامج التحكم NextSeq 1000/2000. خلال عملية التسلسل، يجري تحميل بيانات الاستدعاء القاعدي المتسلسل cBCL إلى مركز تسلسل BaseSpace. بعد إجراء التسلسل، يبدأ خادم DRAGEN في مركز تسلسل BaseSpace تلقائيًا.
- الوضع الهجين—تم تحديد عملية التشغيل من إحدى قوائم عمليات التشغيل المُخطط لها في برنامج التحكم NextSeq 1000/2000. بعد إجراء التسلسل، يبدأ التحليل داخل الجهاز تلقائيًا. يُخزن بيانات الاستدعاء القاعدي المتسلسل وخادم DRAGEN في مجلد الإخراج المُحدد.
- الوضع المحلي—يتم تصدير ورقة عينة بتنسيق ملف الإصدار الثاني إلى برنامج تحكم NextSeq 1000/2000 يدويًا. بعد إجراء التسلسل، يبدأ التحليل داخل الجهاز تلقائيًا. يُخزن بيانات الاستدعاء القاعدي المتسلسل وخادم DRAGEN في مجلد الإخراج المُحدد. في حال تحديد عملية المراقبة الاستباقية، ومراقبة عملية التشغيل والتخزين، يُمكن كذلك الشروع في التحليل من خلال تطبيقات مركز التسلسل BaseSpace بعد اكتمال عملية التسلسل.
- الوضع المستقل—قم بإعداد عملية تشغيل مع اتباع التعليمات في برنامج التحكم NextSeq 1000/2000 لإنشاء بيانات الاستدعاء القاعدي المتسلسل cBCL.

⚠ يُمكن أن يتسبب فتح القناع خلال إجراء فحوصات ما قبل التشغيل أو خلال التشغيل بفشل عملية التشغيل.

⚠ أبعد يديك عن الجهاز خلال فتح القناع وإغلاقه لتجنب الإصابة.

بدء عملية تشغيل في وضع السحابة أو الوضع الهجين

1. قم بتهيئة وضع عملية التشغيل كما هو موصوف في تهيئة وضع التشغيل على الصفحة 16.

2. حدد **Start** (بدء).
  3. أدخل بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك بمركز تسلسل BaseSpace، ثم حدد **Sign In** (تسجيل الدخول).
  4. إذا حددت المراقبة الاستباقية، ومراقبة عملية التشغيل والتخزين، فحدد مجموعة العمل التي تحتوي على عملية التشغيل لديك التي أنشئت في إعداد عملية تشغيل الجهاز بمركز تسلسل BaseSpace.
- ⓘ | يلزم تحديد مجموعة العمل لتجنب الأخطاء. تأكد من تحديدك مجموعة العمل قبل المتابعة.
5. حدد **Next** (التالي).
  6. حدد عملية التشغيل لديك.
  7. تأكد من مطابقة التحليل، وطول عملية التشغيل والتحليل الثانوي لعملية التشغيل الصحيحة.
  - يعرض التحليل Cloud\_ (السحابة\_) للإشارة إلى حدوث التحليل في مركز تسلسل BaseSpace.
  8. حدد **Review** (مراجعة).
  9. [اختياري] أدخل مواقع مَشرع القراءة المُخصص ومَشرع المؤشر المُخصص.
  - للاطلاع على معلومات حول إعداد المَشارع المُخصصة وإضاقتها، راجع دليل المَشارع المُخصصة لـ *NextSeq 1000* و*2000* (مستند رقم 1000000139569). تأكد من زيارة صفحة المنتجات المتوافقة لمجموعة إعداد المكتبة الخاصة بك للتحقق من ضرورة استخدام المَشرعات المُخصصة لدى Illumina.
  10. [اختياري] حدد الصيغة المُخصصة. لمزيد من المعلومات، راجع [تسلسل الدورة الداكنة على الصفحة 86](#)
  - في حال استخدام إصدار 1.3 من برنامج التحكم *NextSeq 1000/2000* ومجموعة إعداد إجمالي أشرطة الحمض النووي الريبوزي RNA مع Ribo-Zero Plus لدى Illumina أو مجموعة إعداد أشرطة الحمض النووي الريبوزي المرسل mRNA لدى Illumina، يتم اختيار الصيغة المُخصصة تلقائيًا.
  11. [اختياري] لتعديل خواص المكتبات وتخفيفها يدويًا، أُلغ تحديد مربع اختبار **Denature and Dilute On Board** (تعديل الخواص وتخفيفها داخل الجهاز). راجع دليل تعديل خواص المكتبات وتخفيفها لجهاز التسلسل *NextSeq 1000* و*2000* (المستند رقم 1000000139235).
  - تمت تهيئة تحديد الإعداد الافتراضي في إعدادات برنامج التحكم *NextSeq 1000/2000*.
  12. [اختياري] لتغيير مجلد الإخراج، حدد حقل مجلد الإخراج وأدخل موقعًا جديدًا.
  - يتم ملء حقل مجلد الإخراج تلقائيًا من إعداداتك الافتراضية كما أنه ضروري ما لم يتم تحديد **Proactive, Run Monitoring and Storage** (المراقبة الاستباقية، ومراقبة عملية التشغيل والتخزين).
  - إذا حددت **Proactive, Run Monitoring and Storage** (المراقبة الاستباقية، ومراقبة عملية التشغيل والتخزين)، يُعرض خيار **Save to BaseSpace Sequence Hub** (الحفظ إلى مركز تسلسل BaseSpace) بوصفه مُمكنًا.
  - إذا حددت **Proactive and Run Monitoring** (المراقبة الاستباقية ومراقبة عملية التشغيل)، يُعرض خيار **Save to BaseSpace Sequence Hub** (الحفظ إلى مركز تسلسل BaseSpace) بوصفه مُعطّلًا.
  13. راجع معلومات التشغيل الخاصة بك، ومن ثمَّ حدد **Prep** (الإعداد).

## بدء عملية تشغيل محلية

1. قم بتهيئة وضع عملية التشغيل كما هو موصوف في [تهيئة وضع التشغيل على الصفحة 16](#).
2. حدد **Start** (بدء).
3. إذا حددت **Proactive, Run Monitoring and Storage** (المراقبة الاستباقية، ومراقبة عملية التشغيل والتخزين) أو **Proactive and Run Monitoring** (المراقبة الاستباقية ومراقبة عملية التشغيل)، فأدخل بيانات اعتماد تسجيل الدخول لمركز تسلسل BaseSpace ومن ثمَّ حدد **Sign In** (تسجيل الدخول).

4. إذا حددت Proactive, Run Monitoring and Storage (المراقبة الاستباقية، ومراقبة عملية التشغيل والتخزين)، فحدد مجموعة العمل مركز تسلسل BaseSpace لحفظ عملية التشغيل الخاصة بك بها، ومن ثم حدد **Next** (التالي).

! يلزم تحديد مجموعة العمل لتجنب الأخطاء. تأكد من تحديدك مجموعة العمل قبل المتابعة.

5. حدد اختيار **... (Choose...)** المُدرج أدنى البدء بورقة العينة، وانتقل إلى ورقة العينة بتدقيق الإصدار الثاني على جهاز NextSeq 1000/2000، ومُحرَك الأقراص المحمول أو محرك الشبكة المُثبَّت. لا يُمكن أن تحتوي أسماء ملف ورقة العينة على أحرف خاصة.

يكشف إصدار 1.3 من برنامج التحكم NextSeq 1000/2000 تلقائيًا عن إصدار DRAGEN من ورقة العينة ويُطالبك بتبديل الإصدارات إذا لزم الأمر. يجب تثبيت إصدار DRAGEN على النظام. بالنسبة لمعلومات التثبيت، راجع **تحديثات البرنامج على الصفحة 65**.

• **Instrument Run Setup Used** (إعداد عملية التشغيل بالجهاز المستخدمة) — حدد مجلد zip. الذي يتضمَّن ملفات الإصدار الثاني لورقة العينة والملفات الداعمة إن وُجدت. وإلا فحدد الإصدار الثاني لورقة العينة.

• **Instrument Run Setup Not Used** (إعداد عملية التشغيل بالجهاز غير المُستخدمة) — تأكد من وجود الملف الداعم للتحليل الثانوي في الدليل نفسه الموجود به الإصدار الثاني لورقة العينة.

i يجب أن تكون ورقة العينة المُحددة بتدقيق الإصدار الثاني. لإنشاء الإصدار الثاني لورقة العينة، قم بتنزيل ورقة العينة المُدشأة من إعداد عملية التشغيل بالجهاز في مركز تسلسل BaseSpace أو عدل قالب الإصدار الثاني لورقة العينة المتوفر على صفحة الدعم لجهاز NextSeq 1000/2000. راجع **إعدادات الإصدار الثاني لورقة العينة على الصفحة 75** للاطلاع على المزيد من المعلومات حول تدقيق الإصدار الثاني لورقة العينة ومتطلباته. تأكد من وجود أي ملفات تمت الإشارة إليها في ورقة العينة في المجلد نفسه الذي توجد به ورقة العينة.

6. حدد **Review** (مراجعة).

7. [اختياري] أدخل مواقع مَشرَع القراءة المُخصَّص ومَشرَع المؤشر المُخصَّص.

للاطلاع على معلومات حول إعداد المَشرَع المُخصَّص وإضافتها، راجع دليل المَشرَع المُخصَّص لـ *NextSeq 1000* و *2000* (مستند رقم 1000000139569). تأكد من زيارة صفحة المنتجات المتوافقة لمجموعة إعداد المكتبة الخاصة بك للتحقق من ضرورة استخدام المَشرَعات المُخصَّصة لدى Illumina.

8. [اختياري] حدد الصيغة المُخصَّصة. لمزيد من المعلومات، راجع **تسلسل الدورة الداكنة على الصفحة 86**

في حال استخدام إصدار 1.3 من برنامج التحكم NextSeq 1000/2000 ومجموعة إعداد إجمالي أشرطة الحمض النووي الريبوزي RNA مع Ribo-Zero Plus لدى Illumina أو مجموعة إعداد أشرطة الحمض النووي الريبوزي المرسل mRNA لدى Illumina، يتم اختيار الصيغة المُخصَّصة تلقائيًا.

9. [اختياري] لتعديل خواص المكتبات وتخفيفها يدويًا، ألق تحديد مربع اختيار **Denature and Dilute On Board** (تعديل الخواص وتخفيفها داخل الجهاز). راجع دليل تعديل خواص المكتبات وتخفيفها لجهاز التسلسل *NextSeq 1000* و *2000* (المستند رقم 1000000139235).

تمت تهيئة تحديد الإعداد الافتراضي في إعدادات برنامج التحكم NextSeq 1000/2000.

10. [اختياري] لتغيير مجلد الإخراج، حدد حقل مجلد الإخراج وأدخل موقعًا جديدًا.

يتم ملء حقل مجلد الإخراج تلقائيًا من إعداداتك الافتراضية كما أنه ضروري ما لم يتم تحديد Proactive, Run Monitoring and Storage (المراقبة الاستباقية، ومراقبة عملية التشغيل والتخزين).

إذا حددت Proactive, Run Monitoring and Storage (المراقبة الاستباقية، ومراقبة عملية التشغيل والتخزين)، يُعرض خيار **Save to BaseSpace Sequence Hub** (الحفظ إلى مركز تسلسل BaseSpace) بوصفه مُمكنًا.

إذا حددت Proactive and Run Monitoring and Storage (المراقبة الاستباقية ومراقبة عملية التشغيل)، يُعرض خيار **Save to BaseSpace Sequence Hub** (الحفظ إلى مركز تسلسل BaseSpace) بوصفه مُعطَّلًا.

11. راجع معلومات التشغيل الخاصة بك، ومن ثم حدد **Prep** (الإعداد).



## بدء عملية تشغيل مستقلة

1. قم بتهيئة وضع عملية التشغيل كما هو موصوف في تهيئة وضع التشغيل على الصفحة 16.
2. حدد **Start** (بدء).
3. إذا حددت Proactive, Run Monitoring and Storage (المراقبة الاستباقية، ومراقبة عملية التشغيل والتخزين) أو Proactive and Run Monitoring (المراقبة الاستباقية ومراقبة عملية التشغيل)، فأدخل بيانات اعتماد تسجيل الدخول لمركز تسلسل BaseSpace ومن ثم حدد **Sign In** (تسجيل الدخول).
4. إذا حددت Proactive, Run Monitoring and Storage (المراقبة الاستباقية، ومراقبة عملية التشغيل والتخزين)، فحدد مجموعة العمل مركز تسلسل BaseSpace لحفظ عملية التشغيل الخاصة بك بها، ومن ثم حدد **Next** (التالي).
5. حدد **Set Up New Run** (إعداد عملية تشغيل جديدة).
6. في حقل **Run Name** (اسم عملية التشغيل)، أدخل الاسم المميز الذي تريده لتحديد التشغيل الحالي. يمكن أن يحتوي اسم التشغيل على أحرف أبجدية رقمية، وشرطات، ووصلات، وشرط سفلية.
7. بالنسبة إلى حقل **Read Type** (نوع القراءة)، حدد عدد عمليات قراءة التسلسل المطلوب تنفيذها:
  - قراءة مفردة—قم بإجراء قراءة مفردة، وهي الخيار الأبسط والأسرع.
  - قراءة ذات نهاية مقترنة—قم بإجراء قراءتين، وهو التوافق الذي يؤدي إلى إنشاء بيانات ذات جودة أعلى وتوفير محاذاة أكثر دقة.
8. أدخل عدد الدورات التي يتم إجراؤها في كل قراءة:
  - لا يوجد حد أقصى لعدد دورات المؤشر، إلا إن مجموع دورات القراءة ودورات المؤشر يجب أن يقل عن عدد الدورات المُشار إليه على مُلصق الخرطوشة plus 27.
  - قراءة رقم 1—أدخل من 1 إلى 151 دورة.
  - فهرس رقم 1—أدخل عدد الدورات لمشرح المؤشر رقم 1 (i7). لتشغيل PhiX فقط، أدخل 0 في مجال المؤشر كليهما.
  - فهرس رقم 2—أدخل عدد الدورات لمشرح المؤشر رقم 2 (i5).
  - قراءة رقم 2—أدخل قيمة تصل إلى 151 دورة. عادةً ما تكون هذه القيمة هي قيمة القراءة رقم 1 نفسها..
9. إذا حددت Proactive, Run Monitoring and Storage (المراقبة الاستباقية، ومراقبة عملية التشغيل والتخزين)، فحدد **Choose... (اختيار)** لاستيراد ورقة عينة.
 

يكشف إصدار 1.3 من برنامج التحكم NextSeq 1000/2000 تلقائيًا عن إصدار DRAGEN من ورقة العينة ويُطالبك بتبديل الإصدارات إذا لزم الأمر. يجب تثبيت إصدار DRAGEN على النظام. بالنسبة لمعلومات التثبيت، راجع **تحديثات البرنامج على الصفحة 65**.

يجب أن تكون ورقة العينة المُحددة بتدقيق الإصدار الثاني. لإنشاء الإصدار الثاني لورقة العينة، قم بتنزيل ورقة العينة المُنشأة من إعداد عملية التشغيل بالجهاز في مركز تسلسل BaseSpace أو عدّل قالب الإصدار الثاني لورقة العينة المتوقّر على صفحة الدعم لجهاز NextSeq 1000/2000. راجع **إعدادات الإصدار الثاني لورقة العينة على الصفحة 75** للاطلاع على المزيد من المعلومات حول تدقيق الإصدار الثاني لورقة العينة ومتطلباته. تأكد من وجود أي ملفات تمت الإشارة إليها في ورقة العينة في المجلد نفسه الذي توجد به ورقة العينة.
10. [اختياري] أدخل مواقع مَشرح القراءة المُخصص ومَشرح المؤشر المُخصص.
 

للاطلاع على معلومات حول إعداد المَشارع المُخصصة وإضافتها، راجع دليل المَشارع المُخصصة لـ NextSeq 1000 و2000 (مستند رقم 1000000139569). تأكد من زيارة صفحة المنتجات المتوافقة لمجموعة إعداد المكتبة الخاصة بك للتحقق من ضرورة استخدام المَشرعات المُخصصة لدى Illumina.
11. [اختياري] حدد الصيغة المُخصصة. لمزيد من المعلومات، راجع **تسلسل الدورة الداكنة على الصفحة 86**.

12. [اختياري] لتعديل خواص المكتبات وتخفيفها يدويًا، أُلغ تحديد مربع اختيار **Denature and Dilute On Board** (تعديل الخواص وتخفيفها داخل الجهاز). راجع دليل تعديل خواص المكتبات وتخفيفها لجهاز التسلسل NextSeq 1000 و2000 (المستند رقم 1000000139235).

تمت تهيئة تحديد الإعداد الافتراضي في إعدادات برنامج التحكم NextSeq 1000/2000.

13. [اختياري] لتغيير مجلد الإخراج، حدد حقل مجلد الإخراج وأدخل موقعًا جديدًا. يتم ملء حقل مجلد الإخراج تلقائيًا من إعداداتك الافتراضية كما أنه ضروري ما لم يتم تحديد Proactive, Run Monitoring and Storage (المراقبة الاستباقية، ومراقبة عملية التشغيل والتخزين).
14. حدد **Prep (تحضير)**.

### تحميل المستهلكات في الجهاز

1. تأكد من إذابة الخرطوشة مسبقًا وقلبيها 10 مرات للخلط قبل تحميل خلية التدفق (بعد إزالة اللسان الرمادي) والمكتبة المُخففة.
2. حدد **Load (تحميل)**.
3. يفتح برنامج التحكم NextSeq 1000/2000 القناع الواقي ويُخرج الدرج. ضع الخرطوشة في الدرج ليكون اتجاه الملتصق لأعلى وخلية التدفق موجودة داخل الجهاز. أدخل الخرطوشة حتى تستقر في موضعها بالكامل.



4. حدد **Close (إغلاق)** لسحب الخرطوشة و غلق القناع. يعرض برنامج التحكم NextSeq 1000/2000 معلومات من المستهلكات التي أُجري المسح الضوئي لها بعد مرور حوالي 3 دقائق.
5. [اختياري] حدد **Eject Cartridge (إخراج الخرطوشة)** لإخراج الخرطوشة. يفتح القناع بعد مرور دقيقة واحدة ويُخرج الخرطوشة.
6. حدد **Sequence (تسلسل)**.

### فحوصات ما قبل التشغيل

تتضمن فحوصات ما قبل التشغيل التحقق من الجهاز وبتبعتها التحقق من السوائل. يخترق فحص السوائل سدادات الخرطوشة، والذي سيتسبب في أن يُصدر الجهاز من 3 إلى 4 أصوات فرقعة. هذا مُتوقع. وهذا يعني اختراق الكاشف لخلية التدفق.

⚠️ | تتعدّر إعادة استخدام المستهلكات بمجرد بدء فحص السوائل.

1. انتظر حوالي 15 دقيقة لاستكمال فحوصات ما قبل التشغيل. تبدأ عملية التشغيل تلقائيًا بعد نجاح اكتمال الفحوصات.

2. في حال حدث أي خطأ خلال فحوصات الجهاز، حدد **Retry** (إعادة المحاولة) لإعادة إجراء الفحص. عندما يكون أحد الفحوصات قيد التقدم، ستجد الشريط الدائري لهذا الفحص متحركًا.
3. لاستكشاف الأخطاء المتكررة وإصلاحها، راجع [تحليل رسالة الخطأ على الصفحة 70](#).

### مراقبة تقدّم التشغيل

1. راقب تقدّم التشغيل والمقاييس عند ظهورها على شاشة التسلسل.
  - اكتمال التشغيل المقدر—التاريخ التقريبي، ووقت اكتمال التشغيل. يتطلب مقياس استكمال عملية التشغيل المُقدّر 10 عمليات تشغيل سابقة لحساب وقت اكتمال عملية التشغيل بدقة.
  - متوسط درجة الجودة %Q30—متوسط النسبة المئوية للاستدعاءات الأساسية ذات درجة جودة  $\leq 30$ .
  - الناتج المتوقع—العدد المتوقع من الاستدعاءات الأساسية للتشغيل.
  - إجمالي القراءات التي تمر من الفلتر—عدد العناقيد ذات النهاية المقترنة (إذا لزم الأمر).
  - أداة نظام موزع البيانات في الوقت الفعلي—حالة توزيع البيانات عند الشروع فيها في بداية القراءة رقم 2 بعد اكتمال دورات القراءة 1، والمؤشر 1 والمؤشر 2. س تُعرض الحالة كمُكتملة حتى إذا لم تُجرّ دورات المؤشر. غير مُتاح لعمليات التشغيل في وضع السحابة.
  - المحاذاة في الوقت الفعلي—حالة محاذاة القراءة رقم 1 عند الشروع فيها في بداية القراءة رقم 2 بعد اكتمال دورات القراءة 1، والمؤشر 1 والمؤشر 2. غير مُتاح لعمليات التشغيل في وضع السحابة.
- تظهر درجة الجودة Q30 ومقاييس النواتج بعد الدورة رقم 26 (ما يقرب من 6 ساعات بعد بدء عملية التشغيل).
2. لمراقبة عمليات التشغيل، حدد قائمة برنامج التحكم، ومن ثمّ حدد **Process Management** (إدارة العملية).
3. لإلغاء إحدى عمليات التشغيل، حدد **End Run** (إنهاء عملية التشغيل). راجع قسم [إلغاء عملية التشغيل على الصفحة 71](#) للاطلاع على المزيد من المعلومات حول إلغاء عمليات التشغيل.
4. أُلغ تحميل المستهلكات من الجهاز. أخرج الخرطوشة من الجهاز في خلال 3 أيام.

### تفريغ المستهلكات

1. عند اكتمال التسلسل، حدد **Eject Cartridge** (إخراج الخرطوشة). يُخرج البرنامج الخرطوشة المستخدمة من الجهاز.
2. أزل الخرطوشة من الدرج.
3. أزل خلية التدفق من الخرطوشة.
4. تخلص من خلية التدفق، التي تحتوي على مكونات إلكترونية، وفقًا للمعايير المعمول بها في منطقتك.
5. [اختياري] أزل سداة الصرف أسفل شعار Illumina على جانب الخرطوشة أعلى منطقة ملائمة (أي الحوض أو وعاء النفايات السائل الخطير) مع وضع السداة بصورة أفقية أو متجهة لأسفل بعيدًا عن وجهك. قم بتصريف الكواشف المُستعملة وفقًا للمعايير المعمول بها في منطقتك. يعتمد وقت التصريف على حجم الخرطوشة إذا لم يتم تمكين الإزالة التلقائية للخرطوشة.

⚠ تحتوي هذه المجموعة من الكواشف على مواد كيميائية يُحتمل أن تكون خطيرة. يمكن أن تحدث الإصابة الشخصية عن طريق استنشاق تلك المواد، وابتلاعها ولامستها للجلد والعين. ارتدِ معدات الحماية، بما في ذلك واقية العين، والقفازات، ومعطف المختبر المناسب لتجنب التعرض للمخاطر. تعامل مع الكواشف المستخدمة باعتبارها نفايات كيميائية وتخلص منها وفقًا للقوانين واللوائح الإقليمية، والوطنية، والمحلية المعمول بها. للحصول على المعلومات البيئية، والصحية، والمتعلقة بالسلامة، راجع ورقة بيانات السلامة (SDS) على [support.illumina.com/sds.html](http://support.illumina.com/sds.html).

6. تخلّص من خرطوشة الكاشف.  
لا يُعدّ إجراء الغسيل بعد التشغيل أمرًا ضروريًا نظرًا لأن السوائل يتركز منها مع الخرطوشة.
7. حدد **Close Door** (إغلاق الباب) لإعادة تحميل الصينية والعودة إلى الشاشة الرئيسية.  
يُعيد البرنامج تحميل الدرج تلقائيًا وتؤكد المستشعرات إزالة الخرطوشة.

### تنظيف درج الخرطوشة

يُعدّ تنظيف درج الخرطوشة ضروريًا فقط في حالة تسريب الكاشف على درج الخرطوشة.

1. أخرج الخرطوشة من الجهاز.
2. ارتد زوجًا جديدًا من القفازات الخالية من المساحيق وأي معدات وقائية إضافية.
3. قم بفرش 10% من محلول المبيض على قطعة قماش.
4. امسح درجة الخرطوشة باستخدام قطعة قماش، ومن ثمّ امسح المحلول المبيض باستخدام منديل سميك.  
سيُسبب المبيض في اتساح درج الخرطوشة إذا لم تتم إزالته في الحال.
5. قم بفرش 70% من محلول الإيثانول على درج الخرطوشة ونظّفه في الحال باستخدام منديل سميك.
6. اسحب درج الخرطوشة للخلف حتى موضع التحميل.

## إخراج التسلسل

يصف هذا القسم برنامج التحليل في الوقت الفعلي الذي يُجري الاستدعاء القاعدي، ويُعَيِّن درجات الجودة ويُخرج البيانات. تتعلم عن أنواع ملفات الإخراج المختلفة وكيفية تحديد موقعها بعد عملية التشغيل.

### نظرة عامة على التحليل في الوقت الفعلي

يشغل جهاز التسلسل NextSeq 1000 وNextSeq 2000 التحليل في الوقت الفعلي 3 (RTA3)، وهو تطبيق لبرنامج تحليل الوقت الفعلي، وذلك باستخدام محرك حساب الجهاز (CE). يستخرج التحليل في الوقت الفعلي 3 (RTA3) الكثافات من الصور الواردة من الكاميرا، ويجري استدعاءً قاعدياً، ويعين درجة جودة الاستدعاءات القاعدية، ويحاذي PhiX، ويبلغ عن البيانات في ملفات InterOp لعرضها في برنامج التحكم بالجهاز.

لتحديد وقت المعالجة الملائم، يخزن RTA3 المعلومات في ذاكرة. إذا تم إنهاء تشغيل RTA3، فلا يتم استئناف المعالجة ويتم فقدان أي بيانات تشغيل تتم معالجتها في الذاكرة.

#### إدخالات RTA3

يتطلب RTA3 صور الشريحة المتضمنة في ذاكرة النظام المحلية لإجراء المعالجة. يتلقى برنامج التحليل في الوقت الفعلي (RTA3) معلومات التشغيل والأوامر من برنامج التحكم.

#### مخرجات RTA3

يتم نقل صور لكل قناة ملونة في الذاكرة إلى RTA3 على هيئة شرائح. من هذه الصور، تُخرج RTA3 مجموعة من ملفات الاستدعاء الأساسي وملفات الفلترة المسجلة بدرجات الجودة. تدعم جميع المخرجات الأخرى ملفات الإخراج.

نوع الملف	الوصف
ملفات الاستدعاء الأساسية	تندرج كل شريحة يتم تحليلها في ملف استدعاء أساسي متسلسل (*cbcl). يتم تجميع الشرائح التي يتماثل ممرها و سطحها في ملف *cbcl واحد لكل ممر و سطح.
ملفات الفلترة	تنتج كل شريحة ملف فلترة (*filter) الذي يحدد ما إذا كان العنقود يمر عبر الفلترة.
ملفات موقع العنقود	تتضمن ملفات موقع العنقود (*locs) الإحداثيات السينية والإحداثيات الصادي لكل عنقود في الشريحة. يتم إنشاء ملف موقع العنقود لكل عملية تشغيل.

تُستخدم ملفات الإخراج من أجل تحليل انتقال البيانات في خادم DRAGEN ومركز تسلسل BaseSpace.

#### معالجة الأخطاء

يقوم RTA3 بإنشاء ملفات السجل وكتابتها في مجلد السجلات. يتم تسجيل الأخطاء في ملف نصي بتنسيق ملف \*log.

يتم نقل ملفات السجلات التالية إلى وجهة الإخراج النهائي في نهاية المعالجة:

يُخَاصَّ log\_00000.info أحداث التشغيل المهمة.

error\_00000.log يسرد الأخطاء التي حدثت أثناء التشغيل.

warning\_00000.log يسرد التحذيرات التي حدثت أثناء التشغيل.

### شرائح حجرة التدفق

تُعد الشرائح مناطق تصوير صغيرة في حجرة التدفق. تلتقط الكاميرا صورة واحدة لكل شريحة.

خلية التدفق NextSeq 1000/2000 P2 بها إجمالي 132 شريحة. خلية التدفق NextSeq 1000/2000 P3 بها إجمالي 264 شريحة.

الجدول 5 شرائح حجرة التدفق

الوصف	خلية التدفق NextSeq 1000/2000 P3	خلية التدفق NextSeq 1000/2000 P2	مكون حجرة التدفق
يُمكن تمييز الممرات بصريًا، لكنها ليست قنوات منفصلة من حيث السوائليات.	2	1	الممرات
يتم تصوير خلايا التدفق P2، و P3 في السطحين: العلوي والسفلي. يتم تصوير السطح العلوي للشريحة أولاً.	2	2	الأسطح
القطاع عبارة عن عمود في ممر خلية التدفق.	6	6	القطاعات لكل ممر
تُعد الشريحة جزءًا من القطاع وتصف المنطقة المصورة في حجرة التدفق.	11	11	الشرائح لكل قطاع
يساوي حاصل ضرب الممرات x الأسطح x القطاعات x الشرائح لكل قطاع العدد الإجمالي للشرائح.	264	132	مجموع الشرائح التي تم إنشاؤها

### تسمية الشرائح


يتكون اسم الشريحة من 4 أرقام تمثل موقعها في خلية التدفق. على سبيل المثال، يشير اسم الشريحة 1205 إلى السطح العلوي، والقطاع رقم 2، والشريحة رقم 05.

يمثل الرقم الأول السطح: 1 لسطح العلوي أو 2 لسطح السفلي.

يمثل الرقم الثاني رقم القطاع: 1، أو 2، أو 3، أو 4، أو 5 أو 6.

يمثل الرقمان الأخيران رقم الشريحة. بالنسبة لأرقام القطاعات من 1 إلى 4، يبدأ الترقيم بالرقم 01 عند طرف الإخراج بخلية التدفق وحتى الرقم 11 عند طرف الإدخال. بالنسبة لأرقام القطاعات من 5 إلى 6، يبدأ الترقيم بالرقم 01 عند طرف الإدخال وحتى الرقم 11 عند طرف الإخراج.

## سير عمل التحليل في الوقت الفعلي



### التسجيل

يعمل التسجيل على محاذاة صورة مع مصفوفة مربعة دائرية من مجتمعات النانو في خلية التدفق النموذجية. ونظراً للترتيب المنظم لمجمعات النانو، يتم تحديد الإحداثيين السيني والصادي مسبقاً لكل عنقود في شريحة. تتم كتابة مواقع العنقود لملف موقع العنقود (s.locs) لكل عملية تشغيل. في حال فشل التسجيل لأي صور موجودة في إحدى الدورات، لا يتم إنشاء استدعاءات أساسية لهذه الشريحة في تلك الدورة. استخدم عارض تحليل التسلسل للتعرف على الصور التي تعذر إنشاؤها.


### استخراج الكثافة

بعد إتمام التسجيل، يقوم استخراج الكثافة بحساب قيمة الكثافة لكل مجمع نانو في الصورة المحددة. في حال فشل التسجيل، لا يمكن استخراج الكثافة الخاصة بتلك الشريحة.

### تصحيح المطاورة

أثناء تفاعل التسلسل، يمتد كل شريط من أشرطة الحمض النووي في أحد العناقيد بقاعدة واحدة لكل دورة. تحدث المطاورة وما قبل المطاورة عندما يخرج شريط من الطور خلال دورة الدمج الحالية. تحدث المطاورة عند تخلف إحدى القواعد. تحدث عملية ما قبل المطاورة عندما تتقدم إحدى القواعد.

الشكل 5 المطاوعة وما قبل المطاوعة



A. قراءة مع إحدى القواعد التي تمرّ بمرحلة المطاوعة.  
B. قراءة مع إحدى القواعد التي تمرّ بمرحلة ما قبل المطاوعة.

يصحح RTA3 تأثيرات المطاوعة وما قبلها، ما يزيد من الحد الأقصى لجودة البيانات في كل دورة طوال عملية التشغيل.

### الاستدعاء الأساسي

يحدد الاستدعاء الأساسي إحدى القواعد (A، أو C، أو G أو T) لكل عنقود في شريحة معينة بدائرة محددة. يستخدم نظاما التسلسل NextSeq 1000 و2000 تسلسلا ثنائي القناة، والذي يتطلب صورتين فقط لتشفير البيانات لأربعة من قواعد الحمض النووي (DNA)، وواحدة من القناة الخضراء، وواحدة من القناة الزرقاء.

يتم التعرف على حالة عدم وجود استدعاء برمز N. ويحدث عدم وجود استدعاءات عندما لا يمر عنقود من الفلتر، أو عند فشل التسجيل، أو في حال نقل عنقود خارج الصورة.


يتم استخراج الكثافات لكل عنقود من الصور الخضراء والزرقاء ومقارنتها مع بعضها البعض، مما يؤدي إلى أربع جماهر مميزة. تتوافق كل جماهرة مع قاعدة ما. تحدد عملية الاستدعاء الأساسي الجماهرة التي ينتمي إليها كل عنقود.

الجدول 6 الاستدعاءات الأساسية في التسلسل ذي القناتين

القاعدة	القناة الخضراء	القناة الزرقاء	النتيجة
A	1 (موجودة)	1 (موجودة)	العناقيد التي تُظهر الكثافة في كل من القناة الخضراء والزرقاء.
C	0 (غير موجودة)	1 (موجودة)	العناقيد التي تُظهر الكثافة في القناة الزرقاء فقط.
G	0 (غير موجودة)	0 (غير موجودة)	العناقيد التي تُظهر عدم وجود كثافة في موقع عنقود معروف.
T	1 (موجودة)	0 (غير موجودة)	العناقيد التي تُظهر الكثافة في القناة الخضراء فقط.



الشكل 6 تصوّر الكثافات العنقودية



يرتبط لون كل عنقود بمخططات القاعدة % في عارض تحليل التسلسل (SAV) وبيانات عملية التشغيل بمركز التسلسل BaseSpace حسب الدورة ولا يُعنى بها الترابط بالقناة الخضراء والزرقاء.

### مرور العناقيد من الفلتر

يقوم RTA3 بفلتر البيانات الأولية أثناء التشغيل لإزالة القراءات التي لا تتطابق مع مستوى جودة البيانات. تتم إزالة العناقيد المتداخلة والعناقيد ذات الجودة المنخفضة.

فيما يتعلق بالتحليل ثنائي القناة، يستخدم RTA3 نظامًا قائمًا على الجمهرة لتحديد نقاء (قياس نقاء الكثافة) الاستدعاء الأساسي. تمر العناقيد من الفلتر (PF) عندما لا يوجد أكثر من استدعاء أساسي واحد في أول 25 دورة يتميز بنقاء أقل من الحد الأدنى الثابت. تُجرى محاذاة PhiX، عند تضمينها، في الدورة رقم 26 على مجموعة فرعية من الشرائح للعناقيد التي تمر من الفلتر. لن تكون العناقيد التي لا تمر من الفلتر ذات استدعاء قاعدي ولن تتم محاذاتها.

### درجات الجودة

درجة الجودة (سجل الجودة) هي توقع لاحتمالية وجود استدعاء أساسي غير صحيح. تُشير درجة الجودة الأعلى إلى أن أحد الاستدعاءات الأساسية أعلى في الجودة واحتمالية صحتها أكبر. بعد تحديد درجة الجودة، يتم تسجيل النتائج في ملفات الاستدعاء الأساسي (\*cbcl). تتقل درجة الجودة احتماليات الأخطاء الطفيفة باختصار. يتم تمثيل درجات الجودة بالعلامة Q(X)، إذ تشير X إلى الدرجة. يبين الجدول التالي العلاقة بين درجة الجودة واحتمالية الخطأ.

احتمالية الخطأ	درجات الجودة Q(X)
0.0001 (1 في 10000)	Q40
0.001 (1 في 1000)	Q30
0.01 (1 في 100)	Q20
0.1 (1 في 10)	Q10

## تعيين درجات الجودة وإعداد التقارير حولها

يُحسب تعيين درجات الجودة مجموعة من مؤشرات التوقع لكل استدعاء أساسي، ثم يُستخدم القيم المتوقعة للبحث عن درجة الجودة في جدول الجودة. يتم إنشاء جداول الجودة لتقديم توقعات مثالية ذات جودة دقيقة لعمليات التشغيل التي تم إنشاؤها عن طريق تهيئة محددة لنظام التسلسل الأساسي والإصدار الكيميائي.

يُستند تعيين درجات الجودة على نسخة مُعدّلة من خوارزمية فريد.



لإنشاء جدول درجات الجودة لأجهزة التسلسل NextSeq 1000 وNextSeq 2000، تم تحديد ثلاث مجموعات من الاستدعاءات القاعدية بناءً على إنشاء المجموعات من تلك الميزات التنبؤية المحددة. بعد إنشاء مجموعات تضم الاستدعاءات القاعدية، تم حساب متوسط معدل الخطأ عملياً لكل مجموعة من الثلاث مجموعات، وتم تسجيل نقاط الجودة المتوافقة في جدول درجات الجودة إلى جانب الميزات التنبؤية المرتبطة بتلك المجموعة. وعلى هذا النحو، توجد ثلاث درجات جودة فقط محتملة باستخدام التحليل في الوقت الفعلي 3 (RTA3) وتُمثل درجات الجودة تلك متوسط معدل الخطأ للمجموعة (درجة الجودة المبسطة باستخدام برنامج التحليل الفعلي 3 (RTA3) على الصفحة 52). وبشكل عام، ينتج عن ذلك درجة جودة مبسطة لكنها عالية الدقة. تتوافق المجموعات الثلاث في جدول الجودة مع الاستدعاءات القاعدية ذات درجة الجودة الضئيلة (> Q15)، والمتوسطة (~Q20) وعالية الجودة (< Q30)، كما يُعَيّن إليها الدرجات المُحددة وهي 12، و23 و37 على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، تُعَيّن الدرجة الملغاة 2 إلى عدم وجود أي استدعاءات. يقلل نموذج تقارير درجة الجودة من مساحة التخزين ومتطلبات عرض النطاق دون التأثير على الدقة أو الأداء.

الشكل 7 درجة الجودة المبسطة باستخدام برنامج التحليل الفعلي 3 (RTA3)

## التحليل في الوقت الفعلي 3 (RTA3)

تسلسل البيانات

CAGAACCTGACCCGAACCTGACC  
TTGGCATTCCATTGGCATTCCA  
TAGCATCATGGATTAGCATCATGGAT  
GAGTCAACATCAGAGTCAACAGTCA

## جدول الجودة

المقياس 5	المقياس 4	المقياس 3	المقياس 2	المقياس 1
0	3.2	3	1	0
0	0.9	0.5	915	862
1	0.06	0.05	2178	2125
1	0.07	0.05	3309	3265

## درجات الجودة

37 | 23 | 12 | 2

## ملفات الإخراج للتسلسل

نوع الملف	وصف الملف، والموقع، والاسم
ملفات الاستدعاء القاعدي المتسلسل	يوجد كل عنقود تم تحليله في ملف استدعاء أساسي متسلسل، ويتم جمعه في ملف واحد وفقاً للدورة، والممر، والسطح. يحتوي الملف المجمع على الاستدعاء القاعدي المتسلسل وسجل جودة مشفر لكل عنقود. يتم استخدام ملفات الاستدعاء القاعدي المتسلسل بواسطة مركز تسلسل BaseSpace أو bcl2fastq2. Data/Intensities/BaseCalls/L001/C1.1 L001_1.cbcl على سبيل المثال
ملفات موقع العنقود	يحتوي ملف موقع العنقود الثنائي على الإحداثيات السينية والإحداثيات الصادية للعناقيد الموجودة في شريحة، وذلك لكل حجرة تدفق. يحدد المخطط السداسي الذي يطابق مخطط مجمع النانو الخاص بحجرة التدفق الإحداثيات مسبقاً. البيانات/الكثافات s_[lane].locs
ملفات الفلتر	يُحدد ملف الفلتر إذا ما كان العنقود يمر عبر الفلتر أو لا. يتم إنشاء ملفات الفلتر في الدورة 26 باستخدام 25 دورة من البيانات. يتم إنشاء ملف فلتر واحد لكل شريحة. Data/Intensities/BaseCalls/L001 s_[lane]_[tile].filter
ملفات InterOp	يُمكن عرض ملفات إعداد التقارير الثنائية بالجهاز باستخدام برنامج التحكم بالجهاز أو خارج الجهاز في عارض تحليل التسلسل (SAV) أو مركز تسلسل BaseSpace. يتم تحديث ملفات InterOp خلال التشغيل. مجلد InterOp
ملف معلومات التشغيل	يسرد اسم التشغيل، وعدد الدورات لكل قراءة - إذا كانت القراءة هي قراءة فهرس - وعدد القطاعات والشرائح في حجرة التدفق. يتم إنشاء ملف معلومات التشغيل عند بداية التشغيل. Root folder]، RunInfo.xml]

## ملفات إخراج التحليل الثانوي لخادم DRAGEN

تُحل منصة DRAGEN Bio-IT إخراج التسلسل الخاص بك بالجهاز بشكل أكبر من خلال استخدام أحد أنابيب التحليل التالية.

- تطبيق برنامج BCL Convert
- الخط الجذسي
- الحمض النووي الريبوزي RNA
- التخصيب
- الحمض النووي الريبوزي RNA للخلية المفردة
- تطبيق DNA Amplicon

يُقدّم هذا القسم المعلومات حول كل من أنابيب DRAGEN، بما في ذلك معلومات ملف الإخراج. بالإضافة إلى إنشاء الملفات المُخصصة لكل أنبوب، يوفر خادم DRAGEN المقاييس من التحليل في ملف <sample\_name>.metrics.json والتقارير الموصوفة في [أنابيب تطبيق BCL Convert لخادم DRAGEN على الصفحة 58](#). للاطلاع على المزيد من المعلومات حول خادم DRAGEN، راجع [صفحة موقع الدعم لمنصة DRAGEN Bio-IT](#).

تدعم جميع أنابيب DRAGEN إزالة الضغط لملفات الاستدعاء الأساسي للإدخال وضغط ملفات BAM/CRAM للإخراج.

اعتبارات ملف الإخراج:

- بالنسبة إلى أنابيب الخط الجنسي، والحمض النووي الريبوزي RNA، والتخصيب وDNA Amplicon التي تُجري التحليل داخل الجهاز، فلن يتم تحميل ملفات BAM إلى مركز تسلسل BaseSpace في حال تم تحديد Proactive, Run Monitoring and Storage (المراقبة الاستباقية، ومراقبة عملية التشغيل والتخزين).

### أنابيب تخصيب خادم DRAGEN

تدعم أنابيب تخصيب خادم DRAGEN الميزات التالية. في حال استخدام إصدار 3.7 من DRAGEN أو الإصدار الأحدث، فسيكون كل من الخط الجنسي والوضع الجسدي (الورم فقط) مدعومين.

- نظام موزع البيانات الخاص بالعينة
- التعيين والمحاذاة، بما في ذلك الفرز ووضع علامة على العناصر المكررة
- استدعاء المتغير الصغير
- استدعاء المتغير البنيوي

إجراء استدعاء المتغيرات، يجب تضمين ملف \*bed في ورقة العينة أو تحديده في إعداد عملية التشغيل بالجهاز أو مركز تسلسل BaseSpace. يتم إنشاء استدعاء المتغير البنيوي للقراءات ذات النهاية المقترنة ووضع السلالة الجرثومية فقط.

في حال استخدام إصدار 3.8 من تطبيق DRAGEN Enrichment أو الإصدار الأحدث، يجب إدخال ملف الخط الأساسي للوضاء لتحسين الأداء في الوضع الجسدي. راجع [استيراد ملفات الخط الأساسي للوضاء على الصفحة 15](#). يعمل الأنبوب على إنشاء ملفات الإخراج التالية.

المكوّن	النوع	اسم ملف الإخراج
التعيين/المحاذاة	BAM أو CRAM	• <sample_name>.bam، أو • <sample_name>.cram
استدعاء المتغير الصغير	VCF وgVCF*	• <sample_name>.hard-filtered.gvcf.gz • <sample_name>.hard-filtered.vcf.gz
استدعاء المتغير البنيوي	تدقيق VCF	• <sample_name>.sv.vcf.gz

\* تُعدّ ملفات الإخراج gVCF متاحة لوضع الخط الجنسي فقط.

### أنابيب السلالة الجرثومية لخادم DRAGEN

تدعم أنابيب السلالة الجرثومية لخادم DRAGEN الميزات التالية:

- نظام موزع البيانات الخاص بالعينة
- التعيين والمحاذاة، بما في ذلك الفرز ووضع علامة على العناصر المكررة
- استدعاء المتغير الصغير
- استدعاء المتغير البنيوي للقراءات مقترنة الطرفين
- استدعاء المتغير لعدد نسخ الجينومات البشرية

- توسعات تكرار الجينومات البشرية
- مناطق الزيجوتية المتماثلة للجينومات البشرية
- [إصدار 3.8 من DRAGEN أو الإصدار الأحدث] الكشف عن CYP2D6

يتم إنشاء استدعاء المتغير البنيوي للقرارات ذات النهاية المزدوجة فقط.

يعمل الأنبوب على إنشاء ملفات الإخراج التالية.

المكوّن	النوع	اسم ملف الإخراج
التعيين/المحاذاة	BAM أو CRAM	• <sample_name>.bam، أو • <sample_name>.cram
استدعاء المتغير الصغير	VCF وgVCF	• <sample_name>.hard-filtered.gvcf.gz • <sample_name>.hard-filtered.vcf.gz
أداة استدعاء المتغير البنيوي	تنسيق VCF	• <sample_name>.sv.vcf.gz
متغيرات عدد النسخ	تنسيق VCF	• <sample_name>.cnv.vcf.gz
توسع التكرار	تنسيق VCF	• <sample_name>.repeats.vcf.gz
مناطق الزيجوتية	تنسيق CSV وBED	• <sample_name>.roh_metrics.csv • <sample_name>.roh.bed
الكشف عن CYP2D6	TSV	• <sample_name>.cyp2d6.tsv

## أنابيب تطبيق DNA Amplicon لخدم DRAGEN

تدعم أنابيب خادم DRAGEN الميزات التالية:

- نظام موزع البيانات الخاص بالعينة
- التعيين والمحاذاة، بما في ذلك الفرز ووضع علامة على العناصر المكررة
- استدعاء المتغير الصغير في وضع الخط الجنسي أو الوضع الجسدي.

لإجراء استدعاء المتغيرات، يجب تضمين ملف \*bed في ورقة العينة أو تحديده في إعداد عملية التشغيل بالجهاز أو مركز تسلسل BaseSpace.

يعمل الأنبوب على إنشاء ملفات الإخراج التالية.

المكوّن	النوع	اسم ملف الإخراج
التعيين/المحاذاة	BAM أو CRAM	• <sample_name>.bam، أو • <sample_name>.cram
استدعاء المتغير الصغير	VCF وgVCF*	• <sample_name>.hard-filtered.gvcf.gz • <sample_name>.hard-filtered.vcf.gz

\* تُعدّ ملفات الإخراج بتنسيق gVCF\* متاحة لوضع الخط الجنسي فقط.

## أنابيب الحمض النووي الريبوزي RNA لخدم DRAGEN

تدعم أنابيب الحمض النووي الريبوزي RNA لخدم DRAGEN الميزات التالية

- نظام موزع البيانات الخاص بالعينة
- التعيين والمحاذاة، بما في ذلك الفرز ووضع علامة على العناصر المكررة
- اكتشاف الدمج الجيني
- تحديد كمية النسخ
- [إصدار 3.8 من DRAGEN أو الإصدار الأحدث] التعبير الجيني التفاضلي

لإنشاء ملفات الإخراج، حدد ملفًا بتنسيق النقل الجيني GTF في ورقة العينة أو تأكد من وجود genes.gtf.gz الافتراضي مع الجينوم المرعي.

يعمل الأنبوب على إنشاء ملفات الإخراج التالية.

المكوّن	النوع	اسم ملف الإخراج	الوصف
التعيين/المحاذاة	BAM أو CRAM	• <sample_name>.bam أو • <sample_name>.cram	إخراج المحاذاة يُلبى مواصفات تنسيق تعيين/محاذاة التسلسل .SAM
اكتشاف الدمج الجيني	نص عادي	• <sample_name>.fusion_candidates.preliminary • <sample_name>.fusion_candidates.final	• يسري عناصر ترشيح الدمج قبل تطبيق المُرشحات. • يسري عناصر ترشيح الدمج بعد تطبيق المُرشحات.
تحديد كمية النسخ	نص عادي	• sample_name.quant.genes.sf	• نتائج تحديد كمية النسخ عند المستوى الجيني.
التعبير التفاضلي	PNG	• sample_name.quant.sf	• جميع نتائج تحديد كمية النسخ. لإنشاء ملفات الإخراج، يجب إعداد مقارنة في ورقة العينة.

يتم إخراج الملفات التالية عند تمكين التعبير التفاضلي.

اسم الملف	الوصف
Control_vs_Comparison.differential_expression_metrics.csv	يتضمّن مقاييس تحليل التعبير التفاضلي.

اسم الملف	الوصف
Control_vs_Comparison.genes.counts.csv	يصف عدد القراءات المُعَيَّنة إلى كل جين لكل عينة في مجموعات التحكم والمقارنة.
Control_vs_Comparison.genes.heatmap.png	خريطة حرارية للتعبير عن الجينات ذات التعبير التفاضلي للعينات في مجموعات التحكم والمقارنة. تُظهر الخريطة الحرارية الجينات ذات التعبير التفاضلي فقط مع قيمة احتمالية (P-value) مُعدَّلة > 0.05. إذا كان هناك ما يزيد عن 30 جينًا ذا تعبير تفاضلي، يُستخدم أهم 30 جينًا ذا تعبير تفاضلي. إذا فشل DESeq1 في التقارب أو في حال عدم وجود جينات ذات تعبير تفاضلي، فلن يتم إنشاء الملف.
Control_vs_Comparison.genes.ma.png	يتضمَّن متغيّر معدلات التعبير الجيني كوظيفة لمتوسط كثافة الإشارة. لعرض الاختلافات بين القياسات المأخوذة في عيّتين، يُحوّل المخطط البيانات على مقاييس M (معدل السجل) و A (المعدل المتوسط)، ومن ثم يُخطط للقيم. يُظهر مخطط MA تغييرات الطي في $\log_2$ المترتبة على متغير مُعين على متوسط التعداد الطبيعي لجميع العينات. إذا كانت القيمة الاحتمالية (P-value) المُعدَّلة أقل من 0.1، فسُنكون النقاط حمراء. تُعدّ النقاط التي تقع خارج النافذة مُخططة على شكل مثلثات مفتوحة. تُمثل المثلثات التي تُشير لأعلى تغييرًا إيجابيًا في طي السجل. تُمثل المثلثات التي تُشير لأسفل تغييرًا سالبًا في طي السجل.
Control_vs_Comparison.genes.pca.png	يعرض المخطط العنصرين الأساسيين الأوليين اللذين يوضّحان التباين الأكبر.
Control_vs_Comparison.genes.res.csv	يتضمَّن نتائج DESeq2، التي تصف المتوسط التعبيري، و(تغيير الطي) $\log_2$ ، والخطأ القياسي لـ $\log_2$ ، والقيمة الاحتمالية (P-value)، والقيمة الاحتمالية (P-value) المُعدَّلة وحالة التعبير لكل جين.
Control_vs_Comparison.genes.rlog.csv	يتضمَّن التعداد المُحوّل إلى سجل المحسوب بواسطة DESeq2.

## أنابيب الحمض النووي الريبوزي RNA للخلية المفردة في خادم DRAGEN

يخدم خادم DRAGEN الميزات التالية:

- نظام موزع البيانات الخاص بالعينة
- التعيين والمحاذاة، بما في ذلك الفرز ووضع علامة على العناصر المكررة
- الخلية والتصنيف الجيني

لإنشاء ملفات الإخراج، حدد ملفًا بتنسيق النقل الجيني GTF في ورقة العينة أو تأكد من وجود genes.gtf.gz الافتراضي مع الجينوم المرجعي.

يعمل الأنبوب على إنشاء ملفات الإخراج التالية.

المكوّن	النوع	اسم ملف الإخراج
التعيين/المحاذاة	BAM أو CRAM	• <sample_name>.bam أو • <sample_name>.cram
تصنيف الخلية/الجين	صيغة TSV، و CSV، و MTX	• <sample_name>.scRNA.barcodeSummary.tsv • <sample_name>.scRNA.genes.tsv • <sample_name>.scRNA.matrix.mtx
تقارير التحليل	HTML	<sample_name>.dragen.scrna-report.*.html

### أنابيب تطبيق BCL Convert لخدم DRAGEN

تستخدم أنابيب تطبيق BCL Convert لخدم DRAGEN بيانات الاستدعاء القاعدي التي تم إنشاؤها من معلومات ورقة العينة و عملية تشغيل التسلسل الخاصة بك لإخراج ملف FASTQ لكل عينة. اسم ملف FASTQ هو <sample\_name>.fastq.gz. يعمل الأنبوب على إنشاء التقارير التالية.

المكوّن	النوع	اسم ملف الإخراج
نظام موزّع البيانات	تدسيق CSV	• Demultiplex_Stats.csv
مقاييس المحوّل	تدسيق CSV	• Adapter_Metrics.csv
قفز المؤشر	تدسيق CSV	• Index_Hopping_Counts.csv
أهم الرموز الشريطية غير المعروفة	تدسيق CSV	• Top_Unknown_Barcodes.csv

### تقرير إحصائيات نظام موزّع البيانات

يتضمّن تقرير إحصائيات نظام موزّع البيانات المعلومات حول عدد القراءات التي تمرّ من الفلتر المُعيّنة إلى كل عينة في ورقة العينة. تُصنّف جميع القراءات غير المُرتبطة بإحدى العينات بوضوح بوصفها غير مُقررة. يتضمّن التقرير كذلك المعلومات حول درجات الجودة للقواعد في القراءات التي تمر من الفلتر (PF) المُعيّنة لكل عينة. تُضمن المعلومات التالية.

المقياس	الوصف
الممر	ممر خلية التدفق الذي تم إجراء تسلسل العينة به.
SampleID	مُعرّف العينة من ورقة العينة. إذا لم تتوافق القراءة مع العينة، يعرض الحقل undetermined (غير مُقرر).
المؤشر	تسلسل قراءة المؤشر 1 وقراءة المؤشر 2 من ورقة العينة التي يفصلها وصلات. إذا لم تتوافق القراءة مع العينة، يعرض الحقل undetermined (غير مُقرر).



المقياس	الوصف
عدد القراءات	عدد القراءات التي تمرّ من الفلتر التي تم توزيع بياناتها للعيّنة في الممر المحدد.
عدد قراءات المؤشر المثلي	عدد القراءات ذات التطابق الأمثل لتسلسلات المؤشر المُدمجة المحددة في ورقة العينة.
# عدم تطابق قراءات فهرس واحد	عدد القراءات ذات الخطأ الواحد في تسلسلات المؤشر المُدمجة المحددة في ورقة العينة.
# عدد القواعد $\leq Q30$ (نسبة المرور من الفلتر)	عدد القواعد، بما في ذلك المحولات، التي تتوافق مع القراءات التي تمر من عتبة الجودة Q30.
متوسط درجة الجودة (PF)	متوسط درجة الجودة للقراءات التي تتوافق مع العينة في الممر المحدد. تتضمن القيمة قواعد المحوّل.

### تقارير مقاييس المحوّل

يتضمّن ملف مقاييس المحوّل عدد قواعد المحوّل والعينة المرتبطة بكل قراءة. تُضمن المعلومات التالية.

المقياس	الوصف
الممر	ممر خلية التدفق الذي تم إجراء تسلسل العينة به.
Sample_ID	مُعرّف العينة من ورقة العينة. إذا لم تتوافق القراءة مع العينة، يعرض الحقل undetermined (غير مُقرر).
المؤشر	تسلسل index1 من ورقة العينة. الحقل فارغ إذا لم يتم تحديد المؤشر في ورقة العينة أو أن قيمة معرف العينة غير مُقررة.
index2	تسلسل index2 من ورقة العينة. الحقل فارغ إذا لم يتم تحديد index2 في ورقة العينة أو أن قيمة معرف العينة غير مُقررة.
R1_AdapterBases	عدد القواعد التي تتوافق مع AdapterRead1 في ورقة العينة.
R1_SampleBases	عدد القواعد التي تم إخفاؤها أو تشذيبها من القراءة رقم 1 للممر والعينة المتوافقين.
R2_AdapterBases	عدد القواعد التي تتوافق مع AdapterRead2 في ورقة العينة.
R2_SampleBases	عدد القواعد التي تم إخفاؤها أو تشذيبها من القراءة رقم 2 للممر والعينة المتوافقين.
عدد القراءات	عدد قراءات العينة في الممر المحدد.

### تقرير حسابات قفز المؤشر

يتضمّن تقرير حسابات قفز المؤشر عدد القراءات لكل مؤشر مُتوقع وقابل للقفز لعمليات تشغيل المؤشر المزدوجة. يتضمّن التقرير مؤشرات مزدوجة فريدة لكل ممر حيث لا يوجد تعارض في الرمز الشريطي في أي من المؤشرات. لإنشاء مقاييس قفز المؤشر لأحد الممرات، يجب أن يكون لكل زوج من الإدخالات داخل كل مؤشر مسافة هامينج تُقدّر بـ  $2N + 1$  على الأقل، حيث تُمثل N عدم تطابق الرمز الشريطي المسموح به المُحدد للفهرس.

تُضمن المعلومات التالية.

بالنسبة إلى عمليات التشغيل غير المرتبطة بمؤشر، أو عمليات التشغيل المرتبطة بمؤشر فردي أو الممرات التي لا تتضمن مؤشرات مزدوجة فريدة، يتضمن الملف العناوين فقط.

المقياس	الوصف
الممر	ممر خلية التدفق الذي تم إجراء تسلسل العينة به.
عدد القراءات	عدد قراءات العينة في الممر المحدد.
SampleID	مُعرّف العينة من ورقة العينة. إذا لم تتوافق القراءة مع العينة، يعرض الحقل undetermined (غير مُقرر).
المؤشر	تسلسل index1 من ورقة العينة. الحقل فارغ إذا كانت القراءة ذات نهاية فردية أو قيمة مُعرّف العينة غير مُقررة.
index2	تسلسل index2 من ورقة العينة. الحقل فارغ إذا كانت القراءة ذات نهاية فردية أو قيمة مُعرّف العينة غير مُقررة.

تقرير بأهم الرموز الشريطية غير المعروفة

يتضمن تقرير بأهم الرموز الشريطية غير المعروفة أهم 100 مؤشر أو أزواج مؤشر لكل ممر التي لم تكن مُحددة في ورقة العينة وفقًا لعدد عدم التطابقات المسموح به. إذا كان هناك العديد من قيم المؤشر الموضوع في المركز الـ 100 لأعلى إدخال لعدد المؤشر، فإن جميع قيم المؤشر ذات العدد نفسه ستُخرج كإدخال في المركز الـ 100.

تُضمن المعلومات التالية:

المقياس	الوصف
الممر	ممر خلية التدفق الذي تم إجراء تسلسل العينة به.
المؤشر	تسلسل كل مؤشر غير معروف في المؤشر Read1. الحقل فارغ إذا لم يتم العثور على مؤشرات غير معروفة.
index2	تسلسل كل مؤشر غير معروف في المؤشر Read 2. إذا كانت عملية التشغيل ذات قراءة مفردة أو لم يتم العثور على مؤشرات غير معروفة، يكون الحقل فارغًا.
عدد القراءات	عدد قراءات العينة في الممر المحدد.

## تقارير درجات الجودة لـ DRAGEN لدى Illumina

بالنسبة إلى جميع الأنابيب، يعمل DRAGEN FastQC على إنشاء مخططات التحكم بالجودة افتراضياً. تُخزّن نتائج التحكم بالجودة المُجمّعة في مجلد AggregatedFastqcMetrics وتُخزّن نتائج كل عينة في مجلد <sample\_name>. لا يتم إنشاء تقارير درجات الجودة إذا كان عدد العينات أكبر من 512. يتم تقديم مخططات التحكم بالجودة التالية.

مخطط التحكم بالجودة	الوصف
adapter_content	نسبة عمليات التسلسل لكل زوج قاعدي.
positional_mean_quality	متوسط درجة الجودة القاعدية على مقياس فريد لكل موقع قراءة.
gc_content	نسبة محتوى الجوانين والسيتوزين GC لكل قراءة تسلسل.
positional_quality.read_1	متوسط قيمة جودة القواعد على مقياس فريد مع نيوكليوتيدات معينة وفي موقع محدد في القراءة 1.
gc_quality	
positional_quality.read_2	متوسط قيمة جودة القواعد على مقياس فريد مع نيوكليوتيدات معينة وفي موقع محدد في القراءة 2.
n_content	
read_length	طول التسلسل لكل قراءة.
positional_base_content.read_1	عدد القواعد لكل نيوكليوتيد محدد في مواقع معينة في القراءة 1.
read_quality	متوسط درجة الجودة على مقياس فريد لكل قراءة تسلسل.
positional_base_content.read_2	عدد القواعد لكل نيوكليوتيد محدد في مواقع معينة في القراءة 2.

## بنية مجلد إخراج التحليل الثانوي لخادم DRAGEN.

يعمل خادم DRAGEN على إنشاء ملفات الإخراج في مجلد الإخراج المُحدد في علامة تبويب Settings (الإعدادات) افتراضيًا. لكل عملية سير عمل، يُصدر DRAGEN تقرير الملخص في ملف `.report.html`.

البيانات

`report.html`

`report_files`

**AggregateFastQCPlots**

`*.png`

`stderr_.txt*`

`stdout_.txt*`

`dragen_prev_48_hrs.log`

`d1m_prev_48_hrs.log`

`SampleSheet.csv`

Run input files (eg, BED, GTF files)

**sample\_name**

**enrich\_caller , germline\_seq, dna\_amplicon\_seq, rna\_seq, or scrna\_seq**

**sample\_name**

`*.png`

`dragen_*.log`

`sample_name.*.metrics.csv`

`[DNA] sample_name.*.vcf.gz`

`[DNA] sample_name.*.gvcf.gz` — غير مُتاح لأنابيب تطبيق Amplicon (الوضع الجسدي) بمنصة

.DRAGEN Bio-IT

`sample_name.*.bam or sample_name.*.cram`

Logs








`[RNA] sample_name.fusion_candidates.filter_info`

`[RNA] sample_name.fusion_candidates.final`

`[RNA] sample_name.quant.genes.sf`









`[RNA] sample_name.quant.sf`

`sample_name.metrics.json`

**scrRNA]** sample\_dragen-scrna-report.\*.html]   
**scrRNA]** sample\_name.scrna.barcodeSummary.tsv]   
**Germline]** sample\_name.roh\_metrics.csv]   
**Germline]** sample\_name.roh.bed]   
**Germline]** sample\_name.cyp2d6.tsv]   
 sample\_name.fastqc\_metrics.csv]   
 sample\_name.trimmer\_metrics.csv] 


### [RNA] DifferentialExpression


#### Comparison1


Control\_vs\_Comparison.differential\_expression\_metrics.csv]   
 Control\_vs\_Comparison.genes.counts.csv]   
 Control\_vs\_Comparison.genes.disp.pdf]   
 Control\_vs\_Comparison.genes.heatmap.pdf]   
 Control\_vs\_Comparison.genes.ma.pdf]   
 Control\_vs\_Comparison.genes.pca.pdf]   
 Control\_vs\_Comparison.genes.res.csv]   
 Control\_vs\_Comparison.genes.rlog.csv] 


#### ComparisonN


#### Logs


txt.\*] 

csv.\*] 

**fastq** —مُتاح إذا تم تعيين KeepFastq إلى صحيح فقط.


fastq.gz.\*] 


**ora\_fastq** —مُتاح إذا تم تعيين FastqCompressionFormat إلى dragen فقط.

fastq.ora.\*] 


### RunInstrumentAnalyticsMetrics

#### 0001

dataset.json] 

fastqc\_metrics.csv] 

#### 0002

dataset.json] 

fastqc\_metrics.csv

Adapter\_Metrics.csv

Demultiplex\_Stats.csv

Index\_Hopping\_Counts.csv

**Reports**

Demultiplex\_Stats.csv

RunInfo.xml

Trim\_Metrics.csv

fastq\_list.csv

SampleSheet.csv

Index\_Hopping\_Counts.csv

Top\_Unknown\_Barcodes.csv

**Read1InstrumentAnalyticsMetrics****0001**

dataset.json

**0002**

dataset.json

Adapter\_Metrics.csv

Demultiplex\_Stats.csv

Index\_Hopping\_Counts.csv

**Read1Metrics**

Adapter\_Metrics.csv

Index\_Hopping\_Counts.csv

## الصيانة

يصف هذا القسم الإجراءات اللازمة للحفاظ على النظام الصحي. تعلم كيفية تثبيت تحديثات البرنامج، وتغيير مُرشح الهواء والشروع في إجراءات الصيانة الدورية الأخرى. يضمن الحفاظ على برنامج التحكم مُحدثًا أن يكون لدى النظام الخاص بك أحدث إصلاحات الأخطاء والميزات المُثبتة للتمتع بالأداء بالشكل الأمثل.

### مسح مساحة القرص الصلب

تتطلب عملية تشغيل التسلسل حوالي 200 جيجابايت من مساحة القرص الصلب المحلي. يُعرض إشعار التحذير عندما تكون المساحة منخفضة. استخدم الخطوات التالية لإخلاء المساحة من خلال حذف عمليات التشغيل المُكتملة والجينومات المرجعية المثبتة من مجلد تشغيل مؤقت.

⚠️ احذف عمليات التشغيل باستخدام برنامج التحكم NextSeq 1000/2000 بدلًا من استخدام نظام التشغيل يدويًا. قد يؤثر حذف عمليات التشغيل يدويًا على برنامج التحكم.

1. من قائمة برنامج التحكم، حدد **Disk Management** (إدارة القرص).
- تظهر شاشة **Disk Management** (إدارة القرص) مع قائمة بعمليات التشغيل والجينومات المرجعية المحفوظة على القرص الصلب المحلي.
2. بالنسبة لعملية التشغيل التي تريد حذفها، حدد **Delete Run** (حذف عملية التشغيل).
- يؤدي حذف عملية التشغيل إلى حذف مجلد التشغيل المحلي. يتم الاحتفاظ بمجلد الإخراج الذي يُعدّ نسخة من مجلد التشغيل.
3. في مربع الحوار، حدد **Yes, Delete Run** (نعم، حذف عملية التشغيل) لتأكيد حذف عملية التشغيل.
4. كرر الخطوات 2 و3 لكل عملية تشغيل تريد حذفها.
5. بالنسبة للجينوم الذي تريد حذفه، حدد **Delete Run** (حذف الجينوم).
6. في مربع الحوار، حدد **Yes, Delete Genome** (نعم، حذف الجينوم).
7. كرر الخطوات 5 و6 لكل جينوم تريد حذفه.
8. عند الانتهاء، أغلق **Disk Management** (إدارة القرص) للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

### تحديثات البرنامج

يضمن تحديث البرنامج أن النظام الخاص بك لديه أحدث الميزات والإصلاحات. يتم تجميع تحديثات البرنامج في مجموعة النظام، والتي تتضمن البرنامج التالي:

- برنامج التحكم NextSeq 1000/2000.
- صيغ NextSeq 1000/2000
- خدمة النسخ العالمية
- التحليل في الوقت الفعلي

**i** نماذج خادم DRAGEN غير مُضمنة في مجموعة النظام. قم بتنصيبها بصورة منفصلة حسب الحاجة. قم بالوصول إلى برنامج نماذج DRAGEN من صفحات الدعم.

تتم تهيئة النظام بحيث يقوم بتنزيل تحديثات البرامج تلقائيًا أو يدويًا:

- التحديثات التلقائية—يتم تنزيل التحديثات تلقائيًا من مركز التسلسل BaseSpace حتى يُمكنك تنصيبها. يتطلب هذا الخيار الاتصال بالإنترنت إلا إنه لا يتطلب إنشاء أحد الحسابات على مركز التسلسل BaseSpace.
- التحديثات اليدوية—يتم تنزيل التحديثات يدويًا من الويب، ويتم حفظها محليًا أو على محرك محمول؛ ويتم تنصيبها من الموقع الذي تم حفظها داخله. لا يتطلب هذا الخيار اتصالًا بالإنترنت للجهاز.

### تنصيب تحديث البرنامج التلقائي

1. تأكد من عدم وجود عمليات تشغيل التسلسل أو تحليل ثانوي بالجهاز قيد التقدّم.
2. سجّل الدخول إلى [ilmnadmin](#).
3. حدد **Software Update (تحديث البرنامج)** من قائمة برنامج التحكم. تعرض الأنظمة التي تمت تهيئتها لإجراء تحديثات تلقائية تنبيهًا عند توفر أحد تحديثات البرامج.
4. للتحقق من أحد التحديثات، حدد **Check Online for Software Update (التحقق من تحديث البرنامج عبر الإنترنت)**.
5. حدد **Update Now (التحديث الآن)** لتنزيل الإصدار الجديد من البرنامج. عند اكتمال التنزيل، يتم إغلاق برنامج التحكم ويظهر معالج التنصيب. يُعيد برنامج التحكم التشغيل تلقائيًا. يتم إجراء أي تحديث للبرامج الثابتة تلقائيًا بعد إعادة التشغيل.

**i** يُعدّ إلغاء تحديث ما أمرًا غير ممكن بعد بدء التحديث. يُمكنك إلغاء أحد التحديثات أثناء التنزيل فقط.

### تنصيب تحديث البرنامج يدويًا

1. سجّل الدخول إلى [ilmnadmin](#).
2. تأكد من عدم وجود عمليات تشغيل التسلسل أو تحليل ثانوي بالجهاز قيد التقدّم.
3. عندما يكون تحديث البرنامج متاحًا، قم بتنزيل مثبت الحزمة (\*tar.gz) من [صفحة دعم أجهزة التسلسل NextSeq وNextSeq 1000](#). احفظ المثبت بمحرك ذاكرة محمولة أو محلية.
4. إذا قمت بحفظ المثبت بمحرك الذاكرة المحمولة، فقم بتوصيل المحرك بمنفذ USB 3.0 الموجود في كل من الناحية الجانبية والخلفية من الجهاز.
5. في برنامج التحكم، حدد **Software Update (تحديث البرنامج)** من قائمة برنامج التحكم.
6. حدد **Choose ... (اختيار ...)** للانتقال إلى المثبت.
7. حدد **Update Now (تحديث الآن)** لبدء التنصيب. يعرض برنامج التحكم مؤشرًا نشطًا خلال عملية التنصيب. يُعيد برنامج التحكم التشغيل تلقائيًا. يتم إجراء أي تحديث للبرامج الثابتة تلقائيًا بعد إعادة التشغيل.

**i** يُعدّ إلغاء تحديث ما أمرًا غير ممكن بعد بدء التحديث. يُمكنك إلغاء أحد التحديثات أثناء التنزيل فقط.

## تحديثات الترخيص وسير عمل DRAGEN

يُمكن لمسؤولي النظام فقط تثبيت عمليات سير عمل DRAGEN وتجديد ترخيص DRAGEN.



## تجديد ترخيص DRAGEN عبر الإنترنت

إذا كانت أجهزة التسلسل NextSeq 1000/2000 متصلة بشبكة الإنترنت، فحدّث ترخيص منصة DRAGEN Bio-IT الخاصة بك كما يلي.

1. تواصل مع الدعم الفني لشركة Illumina للحصول على مفتاح ترخيص جديد.
2. انتظر 24 ساعة حتى يتم تحديث الترخيص تلقائيًا أو حدّث الترخيص في الحال كما يلي.
  - a. حدد قائمة برنامج التحكم، ومن ثمّ حدد **DRAGEN**.
  - b. حدد **Check Online** (التحقق عبر الإنترنت) للتحقق مما إذا كان هناك مفتاح ترخيص جديد لخدم DRAGEN متاحًا.
  - c. إذا كان متاحًا، فحدد **Update** (تحديث).

## تجديد ترخيص DRAGEN في وضع عدم الاتصال

إذا كان جهاز التسلسل NextSeq 1000/2000 غير متصل بشبكة الإنترنت، فحدّث ترخيص منصة DRAGEN Bio-IT الخاصة بك كما يلي.

1. تواصل مع الدعم الفني لشركة Illumina للحصول على مفتاح ترخيص جديد. احفظ ملف `license.zip` إلى محرك محلي أو محمول.
2. إذا قمت بحفظ ملف `*.zip` إلى محرك الذاكرة المحمولة، فقم بتوصيل المحرك بمنفذ USB 3.0 الموجود في كلٍ من الناحية الجانبية والخلفية من الجهاز. حرك الجهاز برفق حسب الحاجة للوصول إلى الخلف.
3. حدد قائمة برنامج التحكم، ومن ثمّ حدد **DRAGEN**.
4. حدد **Choose** (اختيار) للانتقال إلى ملف `*.zip`، ومن ثمّ حدد **Open** (فتح).

## تنصيب عمليات سير عمل DRAGEN عبر الإنترنت

إذا كان NextSeq 1000/2000 متصلاً بالإنترنت، يُمكنك تنصيب عمليات سير عمل DRAGEN مباشرةً في برنامج التحكم NextSeq

1000/2000. يُعدّ تنصيب عمليات سير عمل DRAGEN عبر الإنترنت متاحًا فقط في برنامج التحكم NextSeq 1000/2000 إصدار 1.3.

1. حدد قائمة برنامج التحكم، ومن ثمّ حدد **Process Management** (إدارة العملية).
2. تأكد من عدم وجود عمليات تشغيل التسلسل أو تحليل ثانوي بالجهاز قيد التقدّم.
3. حدد قائمة برنامج التحكم، ومن ثمّ حدد **DRAGEN**.
- يُدرج قسم عمليات سير العمل المتاحة، بموجب الإصدار، عمليات سير العمل المُنبّئة حاليًا على النظام.
4. لتنصيب عمليات سير عمل DRAGEN في برنامج التحكم NextSeq 1000/2000، حدد **Check Online** (التحقق عبر الإنترنت). لا تُعدّ جميع إصدارات وعمليات سير العمل لدى DRAGEN متوافقة مع التنصيب عبر الإنترنت. استخدم التنصيب دون الاتصال بالإنترنت في عمليات سير العمل الإضافية.
5. حدد خانة الاختيار لعمليات سير العمل التي تودّ تنصيبها. في حال عدم تنصيبها، تأكد من تنصيب الإصدار الأحدث من تحميل ملفات الاستدعاء القاعدي BCL أولاً.
- يُمكنك عرض المعلومات حول أحدث إصدار من سير العمل في ملاحظات الإصدار.
6. حدد **Install** (التثبيت) لبدء التنصيب.
7. أدخل `ilmnadmin` في كلمة مرور النظام، ومن ثمّ حدد **Authenticate** (تصديق).

## تنصيب عمليات سير عمل DRAGEN دون الاتصال بالإنترنت

1. عند توفر تحديث سير عمل DRAGEN، قم بتنزيل أداة التنصيب (`*.tar.gz`) من [صفحة دعم DRAGEN](#). احفظ المثبت بمحرك ذاكرة محمولة أو محلية.

2. إذا قمت بحفظ المثبت بمحرك الذاكرة المحمولة، فقم بتوصيل المحرك بمنفذ USB 3.0 الموجود في كل من الناحية الجانبية والخلفية من الجهاز. حرك الجهاز برفق حسب الحاجة للوصول إلى الخلف.
3. حدد قائمة برنامج التحكم، ومن ثم حدد **Process Management** (إدارة العملية).
4. تأكد من عدم وجود عمليات تشغيل التسلسل أو تحليل ثانوي بالجهاز قيد التقدم.
5. حدد قائمة برنامج التحكم، ومن ثم حدد **DRAGEN**.
6. حدد **Browse for New Version** (تصفح إصدارًا جديدًا) الذي يدرج أدنى Version (إصدار)، للانتقال إلى أداة التثبيت، .
7. حدد **Install** (التثبيت) لبدء التثبيت.
8. أدخل ilmnadmin في كلمة مرور النظام، ومن ثم حدد **Authenticate** (تصديق).

## استبدال مُرشِّح الهواء

اتبع التعليمات التالية لاستبدال مُرشِّح الهواء منتهي الصلاحية كل 6 أشهر.

مُرشِّح الهواء هو خرطوشة مستطيلة الشكل قابلة للاستخدام مرة واحدة وتُغطِّي المروحة في الجانب الأيمن من الجهاز. كما يضمن التبريد الملائم ويمنع المخلفات من دخول النظام. يتم شحن الجهاز ويزود بمُرشِّح هواء واحد مركب وآخر احتياطي. تُرفق قطع الغيار الإضافية مع عقد صيانة صالح للجهاز أو يُمكن شراؤها بشكل منفصل من Illumina.


1. على الجانب العلوي من الجهاز، اضغط على الجانب الأيمن من اللوحة العلوية لفصلها كما يظهر في الرسم التوضيحي التالي.



2. افتح اللوحة.



3. اضغط لإزالة خرطوشة مرشح الهواء، وانزعها من وسط اللوحة وتخلص منها.



4. قم بإدخال مُرشح هواء جديد داخل المقبس واضغط عليه لتثبيته.

5. أغلق اللوحة العلوية واضغط لتستقر في مكانها.




6. أعد الجهاز إلى موضعه الأصلي.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يُقدّم هذا القسم تعليمات خطوة بخطوة حول إلغاء عملية التشغيل، ودورة طاقة الجهاز، والإجراءات الأخرى لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

### تحليل رسالة الخطأ

يقدم هذا الملحق تعليمات مفصلة حول الخطوات المتنوعة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها. يقدم مخطط السير التالي نظرة عامة على استكشاف رسائل الخطأ وإصلاحها التي تظهر خلال التهيئة، أو إعداد التشغيل، أو التسلسل، والتي لا يتم حلها من خلال إعادة المحاولة. يُمكن حل العديد من الأخطاء من خلال دورة الطاقة: إيقاف تشغيل الجهاز ومن ثمّ إعادة تشغيله. انظر [إعادة تشغيل الجهاز على الصفحة 72](#) للاطلاع على المزيد من المعلومات حول دورة الطاقة.



### أعد المستهلكات إلى التخزين

استخدم التعليمات التالية لتخزين الخرطوشة المذابة وخليّة التدفق في حال وجود خطأ بالجهاز خلال فحص ما قبل عملية التشغيل بالجهاز قبل فحص السوائل.

1. افصل خلية التدفق عن الخرطوشة.

2. أزل المكتبة المُخففة من الخزان وتخلص منها (ما يصل إلى 18 ميكرو لترًا تقريبًا).
- ! | قم بإعداد محلول تخفيف حديث للمكتبة نفسها من أجل عملية التشغيل التالية لتجنب انتقال تلوث العينة للمكتبة المتبقية في الخزان.
3. ضع الخرطوشة في درجة حرارة تخزين من درجتين إلى 8 درجات سيليزية بحيث يكون المصق متجهًا لأعلى ويُمكن للهواء الدوران في جميع الجوانب.
- لا تتجاوز 72 ساعة. إذا تمت إذابة الخرطوشة في الثلجة لمدة 12 ساعة طوال الليل، فلا تتجاوز 60 ساعة.
4. أعد خلية التدفق إلى عبوة الرقاقة المعدنية الفضية الأصلية مع مادة التجفيف.
5. أغلق عبوة الرقاقة المعدنية بالشرط اللاصق وخزنها في درجة حرارة من درجتين إلى 8 درجات سيليزية.
- لا تتجاوز 72 ساعة.

## إلغاء عملية التشغيل

1. حدد **End Run** (إنهاء التشغيل).
2. لإزالة خرطوشة الكاشف تلقائيًا، حدد مربع اختيار **Purge Reagent Cartridge** (إزالة خرطوشة الكاشف).
- تمت تهيئة تحديد الإعداد الافتراضي في إعدادات برنامج التحكم NextSeq 1000/2000.
3. حدد **Yes, end the sequencing run** (نعم، إنهاء عملية التشغيل).
- إلغاء عملية التشغيل أمر نهائي. لا يمكن للبرنامج استئناف عملية التشغيل ولا يمكن إعادة استخدام المستهلكات بعد فحص الجهاز لجزء من فحوصات ما قبل عملية التشغيل.
4. حدد **Eject Cartridge** (إخراج الخرطوشة) لفتح القناع وإخراج الدرج.
5. أزل الخرطوشة من الدرج.
6. قم بتخزين الخرطوشة أو التخلص منها حسب وقت حدوث الإلغاء:

الحالة	مثال
قد أُلغيت قبل إجراء فحوصات ما قبل التشغيل بالجهاز أو خلالها وترغب في إعادة استخدام المستهلكات.	راجع <a href="#">أعد المستهلكات إلى التخزين على الصفحة 70</a> .
جميع الظروف الأخرى.	راجع <a href="#">تفريغ المستهلكات على الصفحة 45</a> .

7. حدد **Close Door** (إغلاق الباب) لإعادة تحميل الدرج والعودة إلى الشاشة الرئيسية.
- تؤكد أجهزة الاستشعار إزالة الخرطوشة.

## إعادة ترتيب عملية التشغيل

- إذا تم عرض خطأ ما لحالة التحليل الثانوية في **Process Management** (إدارة العملية)، يُمكنك إعادة ترتيب عملية التشغيل لإجراء التحليل لخدّام DRAGEN بالجهاز مرةً أخرى على ملفات الاستدعاء الأساسي المتسلسل cBCL التي تم إنشاؤها. يجب أن يكون مجلد عملية التشغيل الأصلي متواجدًا في الجهاز لتنفيذ وظيفة إعادة الترتيب. لا ينتج عن استخدام وظيفة إعادة الترتيب تلك إعادة ترتيب عمليات التشغيل في مركز تسلسل BaseSpace. لإعادة الترتيب في مركز تسلسل BaseSpace، راجع إصلاح ورقة العينة في مركز تعليمات مركز التسلسل BaseSpace.
1. حدّث الإصدار الثاني من ورقة العينة لديك، ومن ثمّ احفظ ورقة العينة إلى محرك شبكة محمول أو مثبّت.
  2. إذا قمت بحفظ ورقة العينة بمحرك الذاكرة المحمولة، فقم بتوصيل المحرك بمنفذ USB 3.0 الموجود في كلٍ من الناحية الجانبية والخلفية من الجهاز. حرك الجهاز برفق حسب الحاجة للوصول إلى الخلف.

3. حدد قائمة برنامج التحكم، ومن ثم حدد **Process Management** (إدارة العملية).
4. تأكد من عدم وجود عمليات تشغيل التسلسل أو تحليل ثانوي بالجهاز قيد التقدم.
5. حدد **Requeue** (إعادة الترتيب) بجوار عملية التشغيل المكتملة لإعادة الترتيب.
6. حدد **Choose** (اختيار) للانتقال إلى ورقة العينة المُحدثة، ومن ثم حدد **Open** (فتح).
7. حدد **Start Requeue** (بدء إعادة الترتيب).

## إعادة تشغيل الجهاز

تعمل دورة طاقة الجهاز على إغلاق النظام وإعادة تشغيله بشكل سليم لاستعادة الاتصال المفقود، أو محاذاة المواصفات أو حل مشكلة فشل التهيئة. تشير رسائل البرنامج إلى توقيت دورة الطاقة لحل خطأ أو تحذير.

1. من قائمة برنامج التحكم، حدد **Shut Down Instrument** (إغلاق الجهاز).
2. في حال كان النظام لا يستجيب لأمر الإغلاق، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة على الجانب الأيمن من الجهاز حتى يخفت الضوء تدريجياً.
3. عندما ينبض زر الطاقة، اضغط على زر الإغلاق على الجانب (O) من مفتاح الفصل الكهربائي الموجود باللوحة الخلفية. قد يستمر زر الطاقة في النبض بعد إيقاف تشغيل الطاقة.

الشكل 8 موقع مفتاح الفصل الكهربائي



4. انتظر لمدة 30 ثانية.
5. اضغط على زر الطاقة على الجانب (I) من مفتاح الفصل الكهربائي.

6. عندما يندبض زر الطاقة، انتظر 30 ثانية ثم اضغط عليه.

الشكل 9 موقع زر الطاقة



7. انتظر حوالي 5 دقائق حتى يتم تحميل نظام التشغيل. عندما يتم تحميل نظام التشغيل، قم بتسجيل الدخول إلى النظام. يجري تشغيل برنامج التحكم وتهيئة النظام. انتظر حوالي 5 دقائق لبدء النظام. تظهر الشاشة الرئيسية عند اكتمال التهيئة.

## إجراء فحص النظام

التحقق من النظام ليس ضروريًا للعمليات العادية أو صيانة الجهاز. ومع ذلك، قد يطلب منك ممثل الدعم الفني لشركة Illumina أن تقوم بإجراء فحص للنظام بهدف استكشاف الأخطاء وإصلاحها. تستغرق فحوصات النظام الفرعي الأربعة 58 دقيقة لاستكشاف أخطاء فحص ما قبل التشغيل والمشكلات الأخرى وإصلاحها. تؤكد الاختبارات ما إذا كانت العناصر تمت محاذاتها وتؤدي وظيفتها بشكل صحيح. تُعد نتائج الاختبار إخراجًا لمجلد فحص النظام الموجود في `usr/local/illumina/system-check/`. تأكد من إفراغ الخرطوشة قبل تشغيل فحوصات النظام.

### تشغيل فحص النظام

1. من قائمة برنامج التحكم، حدد **System Checks (فحوصات النظام)**.
2. حدد مربع الاختيار لأي من فحوصات النظام التالية التي تودّ إجراءها.
  - **Network Connectivity (الاتصال بالشبكة)**—للتحقق من حالة الاتصال بالشبكة وأدائه.
  - **Enclosure (الإغلاق)**—للتحقق من أداء النظام الحراري والية رفع القناع.
  - **Motion (الحركة)**—للتحقق من حدود الانتقال والأداء للطور Z والطور XY.
  - **Optics (البصريات)**—للتحقق من أداء وحدة التصوير.
3. حدد **Start (بدء)**.

## استعادة إعدادات المصنع

استعد إعدادات المصنع الافتراضية للنظام من أجل خفض درجة إصدار البرنامج، أو تعافي النظام من تهيئة غير مرغوب فيها. يجب استخدام هذه الميزة من خلال أحد ممثلي Illumina فقط.

## التقاط الصورة المثبتة

التقط صورة النظام لإجراء نسخ احتياطي من تثبيت برنامج يعمل بنجاح. يُمكن استعادة صورة النظام تلك في وقتٍ لاحقٍ مناسبٍ. يُوصى بالتقاط صورة النظام في الحال بعد استكمال عملية التثبيت الأولية وتغيير كلمة المرور الخاصة بك مع أحد ممثلي Illumina.

1. أعد تشغيل Linux.

2. عند المطالبة باختيار نظام تشغيل، حدد **Capture Installed Image** (التقاط صورة مثبتة). تظهر خيارات نظام التشغيل للحظات سريعة قبل متابعة تشغيل برنامج التحكم NextSeq 1000/2000 تلقائيًا.

**i** بما أنه يتم الاحتفاظ بصورة واحدة فقط في الذاكرة، سيؤدي هذا إلى إلغاء الصورة السابقة الملتقطة.

3. انتظر لمدة 30 دقيقة حتى يتمكن النظام من التقاط الصورة المثبتة حاليًا. يُمكن أن يشمل الالتقاط عمليات إعادة تشغيل عديدة. عند اكتمالها، يُعيد النظام التشغيل باستخدام الصورة المثبتة حاليًا المخزنة في الذاكرة.

## استعادة الصورة الملتقطة

أعد النظام إلى الصورة الملتقطة السابقة للخروج من عملية تهيئة غير مرغوب فيها.

1. أعد تشغيل Linux.

2. عند المطالبة باختيار نظام تشغيل، حدد **Restore Installed Image** (استعادة صورة مثبتة). تظهر خيارات نظام التشغيل للحظات سريعة قبل متابعة تشغيل برنامج التحكم NextSeq 1000/2000 تلقائيًا.

**i** تُعدّ كلمات المرور مرتبطة بصورة النظام. بعد الاستعادة، استخدم كلمة مرور الصورة المُستعادة لتسجيل الدخول في النظام.

3. انتظر حوالي 30 دقيقة حتى اكتمال الاستعادة.

يُمكن أن تشمل الاستعادة عمليات إعادة تشغيل عديدة. عند اكتمالها، يُعيد النظام التشغيل باستخدام الصورة المُستعادة.



# المصادر والمراجع

## إعدادات الإصدار الثاني لورقة العينة

إذا كنت تتبع الوضع المحلي، يُمكنك استخدام تدسيق ملف الإصدار الثاني لورقة العينة لتهيئة إعدادات التشغيل الخاصة بك. قم بإنشاء ورقة العينة في إعداد عملية تشغيل الجهاز أو من خلال تعديل قالب الإصدار الثاني لورقة العينة الخاصة بجهاز التسلسل *NextSeq 1000* و *NextSeq 2000*. عند تعديل ورقة العينة، تأكد من أن الأقسام والحقول التالية مُضمنة في الطلب المُدرج وتلبي المتطلبات. بعد إجراء التعديل، استخدم محرك الشبكة المحمول أو المثبت لنقل ورقة العينة إلى أجهزة التسلسل *NextSeq 1000* و *NextSeq 2000*. عند الانتقال إلى ورقة العينة في برنامج التحكم، سيتم نسخها إلى مجلد ما قبل عملية التشغيل على الجهاز بحيث يُمكن إزالة المحرك المحمول. تأكد من أن إعدادات الإصدار الثاني من ورقة العينة تُلبي المتطلبات التالية:

- يجب أن تُطابق تسلسلات المؤشر المُحددة في قسم ورقة عينة `BCLConvert_Data` مجموعة المؤشر المُحددة في `NextSeq 1000/2000`.
  - في حال استخدام إصدار 1.2 من برنامج التحكم `NextSeq 1000/2000`، يجب تثبيت إصدار `DRAGEN` المُحدد في ورقة العينة وتنشيطها على النظام. بالنسبة لمعلومات التثبيت، راجع [تحديثات البرنامج على الصفحة 65](#).
  - في حال استخدام إصدار 1.3 من برنامج التحكم `NextSeq 1000/2000`، يجب تثبيت إصدار `DRAGEN` المُحدد في ورقة العينة على النظام. يكشف برنامج التحكم تلقائيًا عن إصدار `DRAGEN` من ورقة العينة ويُطالبك بتبديل الإصدارات الذبضة إذا لزم الأمر. بالنسبة لمعلومات التثبيت، راجع [تحديثات البرنامج على الصفحة 65](#).
- إذا كنت تستخدم خادم `DRAGEN`، فأنت بحاجة إلى تهيئة الإعدادات الإضافية. للاطلاع على المزيد من المعلومات، راجع [إعدادات ورقة العينة لخادم DRAGEN على الصفحة 78](#).
- قم بتنزيل قالب الإصدار الثاني لورقة العينة من ملفات المنتج على صفحة الدعم الخاصة بأجهزة التسلسل *NextSeq 1000* و *NextSeq 2000*. إذا قمت بإنشاء ورقة عينة باستخدام إعداد عملية تشغيل الجهاز، فقد ينتج عن تغيير ورقة العينة بعد التنزيل الأولي فشل التحليل. يُمكن أن تحتوي أسماء الملف على أحرف خاصة.

### متطلبات [Header]

يتضمّن قسم [Header] إجمالي المعلومات حول عملية التشغيل الخاصة بك. ما يلي هي حقول وأوصاف [Header] المتاحة.

الحقل	مطلوب	الوصف
FileFormatVersion	نعم	إصدار ورقة العينة. أدخل 2 في القيمة.
RunName	لا	اسم عملية التشغيل المميز الذي تريده. يمكن أن يحتوي حقل RunName (اسم عملية التشغيل) على أحرف أبجدية رقمية، وشرطات سفلية، وشرطات ونقاط. إذا كان حقل RunName (اسم عملية التشغيل) يتضمّن مسافات أو أحرفًا خاصة، ستفشل عملية التحليل.

الحقل	مطلوب	الوصف
RunDescription	لا	وصف عملية التشغيل.
InstrumentPlatform	لا	NextSeq 1000/2000
InstrumentType	لا	NextSeq 1000/2000

### متطلبات [Reads]

يصف قسم [Reads] عدد دورات التسلسل المستخدمة لجينومات وقراءة المؤشر رقم 1 وقراءة المؤشر رقم 2. ما يلي هو حقول وأوصاف [Reads] المتاحة.

الحقل	مطلوب	الوصف
Read1Cycles	نعم	عدد الدورات في القراءة الأولى. يجب أن تكون القيمة عددًا صحيحًا أكبر من صفر.
Read2Cycles	لا	عدد الدورات في القراءة الثانية.
Index1Cycles	لا	عدد الدورات في قراءة المؤشر الأولى. كما أنها ضرورية عند إجراء التسلسل لأكثر من عينة واحدة. الحد الأقصى هو 10 دورات.
Index2Cycles	لا	عدد الدورات في قراءة المؤشر الثانية. الحد الأقصى هو 10 دورات.

### متطلبات [Sequencing\_Settings]

استخدم قسم [Sequencing\_Settings] لتحديد مجموعة إعدادات المكتبة التي تستخدمها.

الحقل	مطلوب	الوصف
LibraryPrepKits	لا	مجموعة إعدادات المكتبة الخاصة بك. يُسمح بمجموعة إعدادات مكتبة واحدة فقط. في إصدار 1.3 من برنامج التحكم NextSeq 1000/2000، يتم اختيار الصيغة المخصصة المطلوبة تلقائيًا في حال تحديد مجموعة إعدادات إجمالي أشرطة الحمض النووي الريبوزي RNA مع Ribo-Zero Plus لدى Illumina أو مجموعة إعدادات أشرطة الحمض النووي الريبوزي المرسل mRNA لدى Illumina كمجموعة إعدادات المكتبة. أدخل إحدى القيم التالية. <ul style="list-style-type: none"> <li>مجموعة إعدادات إجمالي أشرطة الحمض النووي الريبوزي RNA مع Ribo-Zero Plus لدى Illumina — ILMNStrandedTotalRNA</li> <li>مجموعة إعدادات أشرطة الحمض النووي الريبوزي المرسل mRNA لدى Illumina — ILMNStrandedmRNA</li> </ul>

### متطلبات تطبيق BCL Convert

توفر أقسام تطبيق BCL convert المعلومات حول تحويل بياناتك من تنسيق BCL إلى FASTQ. تتضمن خيارات تطبيق BCL convert قسمين منفصلين: [BCLConvert\_Settings] و [BCLConvert\_Data]. تتطلب أقسام تطبيق BCL convert المعلومات حول تسلسلات محول المؤشر. لتحديد تسلسل المحول المتوافق لكل قراءة ومؤشر، راجع تسلسلات محول Illumina (المستند رقم 100000002694).

ما يلي هي حقول وأوصاف [BCLConvert\_Settings] المتاحة.

الحقل	مطلوب	الوصف
SoftwareVersion	نعم	إصدار برنامج DRAGEN مُنْبَت حاليًا على النظام. استخدم الأعداد الصحيحة الثلاثة جميعها المُضمنة في اسم الإصدار. على سبيل المثال، 3.5.7.
BarcodeMismatchesIndex1	لا	عدد التفاوتات المسموح بها بين قراءة الفهرس الأولى وتسلسل الفهرس. يُمكن أن تكون القيم إما 0، وإما 1 وإما 2. القيمة الافتراضية هي 1.
BarcodeMismatchesIndex2	لا	عدد التفاوتات المسموح بها بين قراءة الفهرس الثانية وتسلسل الفهرس. يُمكن أن تكون القيم إما 0، وإما 1 وإما 2. القيمة الافتراضية هي 1.
FastqCompressionFormat	لا	إخراج ملفات بتدقيق FASTQ كملف *.gz، أدخل gzip. لحفظ الملفات بتدقيق FASTQ كملف *.ora، والاستخدام مع برنامج DRAGEN Decompression، أدخل dragen.
AdapterRead1	لا	التسلسل للتشذيب من نهاية القراءة 1 أو إخفائها. تسلسل محوّل القراءة 1 الذي يتضمّن A، أو C، أو G أو T. يعمل AdapterRead1 على تشذيب الدورات افتراضيًا.
AdapterRead2	لا	التسلسل للتشذيب من نهاية القراءة 2 أو إخفائها. تسلسل محوّل القراءة 2 الذي يتضمّن A، أو C، أو G أو T. يعمل AdapterRead2 على تشذيب الدورات افتراضيًا.
OverrideCycles	لا	الشريط المُستخدم لتحديد دورات المُعرّف الجزيئي الفريد UMI وإخفاء دورات القراءة. القيم التالية مسموح بها: <ul style="list-style-type: none"> <li>• N—تُحدد الدورات التي يجب تجاهلها.</li> <li>• Y—تُحدد دورات التسلسل.</li> <li>• I—تُحدد دورات الفهرس.</li> <li>• U—تُحدد دورات المُعرّف الجزيئي الفريد UMI التي يجب تشذيبها.</li> </ul> يفصل كل عنصر فواصل منقوطة. ما يلي هو أمثلة على إدخال OverrideCycles U8Y143; I8; I8; U8Y143 N10Y66; I6; N10Y66

ما يلي هي حقول وأوصاف [BCLConvert\_Data] المتاحة.

الحقل	مطلوب	الوصف
Sample_ID	نعم	مُعرّف العينة. قد يحتوي مُعرّف العينة على ما يصل إلى 20 حرفًا أبجديًا رقميًا، ووصلات، وشرط سفلية. المُعرّف حساس لحالة الأحرف. افصل كل مُعرّف باستخدام شرطة أو شرطة سفلية. على سبيل المثال، Sample1-DQB1-022515.

الحقل	مطلوب	الوصف
الفهرس	لا	تسلسل المؤشر المرتبط بالعينة. قواعد A، C، و T و G مسموح بها. كما أنها ضرورية عند إجراء التسلسل لأكثر من عينة واحدة.
Index2	لا	تسلسل المؤشر الثاني المرتبط بالعينة. قواعد A، C، و T و G مسموح بها. تأكد من أن تسلسلات محول المؤشر الثاني (i5) في اتجاه أمامي. يعمل خادم DRAGEN على عكس مؤشرات i5 خلال التحليل الثانوي.
الممر	لا	ممر خلية التدفق. تُمثل الممرات من خلال قيمة عدد صحيح واحدة.

## إعدادات ورقة العينة لخادم DRAGEN

يصف هذا القسم متطلبات ورقة العينة لكل خط أنابيب لخادم DRAGEN. أضيف إعدادات خط أنابيب خادم DRAGEN بوصفه القسم الأخير على ورقة العينة الخاصة بك. يُمكنك استخدام خط أنابيب واحد فقط لخادم DRAGEN. يتضمّن خط أنابيب خادم DRAGEN أقسامًا منفصلة للإعدادات والبيانات. متطلبات خط أنابيب السلالة الجرثومية لخادم DRAGEN. ما يلي هي حقول وأوصاف [DragenGermline\_Settings] المتاحة.

الحقل	مطلوب	الوصف
SoftwareVersion	نعم	إصدار برنامج DRAGEN مُثبت حاليًا على النظام. استخدم الأعداد الصحيحة الثلاثة جميعها المضمنة في اسم الإصدار. على سبيل المثال، 3.5.7. يجب أن يُطابق إصدار البرنامج الإصدار المُحدد في قسم BCLConvert_Settings.
ReferenceGenomeDir	نعم	اسم الجينوم المرجعي. على سبيل المثال، hg19_alt_aware. استخدم اسم الجينوم المرجعي الموجود في <code>usr/local/illumina/genomes/</code> . لا استخدام جينوم مرجعي مُخصص، راجع التعليمات عبر الإنترنت لتطبيق أداة الإنشاء المرجعية لأجهزة Illumina إصدار <code>v1.0.0</code> .
MapAlignOutFormat	لا	تنسيق ملف الإخراج. القيم المسموح بها هي bam أو cram. إذا لم يتم تحديد قيمة، فستكون القيمة الافتراضية "لا شيء".
KeepFastq	لا	لحفظ ملفات إخراج FASTQ، أدخل true (حقيقي). لحذف ملفات إخراج FASTQ، أدخل false (خطأ).

ما يلي هي حقول وأوصاف [DragenGermline\_Data] المتاحة.

الحقل	مطلوب	الوصف
Sample_ID	نعم	مُعرّف العينة. قد يحتوي مُعرّف العينة على ما يصل إلى 20 حرفاً أبجدياً رقمياً. المُعرّف حساس لحالة الأحرف. أفضل كل مُعرّف باستخدام شرطة. على سبيل المثال، Sample1-DQB1-022515. يجب أن تتطابق مُعرّفات العينة مع المُعرّفات المُحددة في قسم BCLConvert_Data.

### متطلبات خط أنابيب الحمض النووي الريبوزي RNA لخادم DRAGEN

ما يلي هي حقول وأوصاف [DragenRNA\_Settings] المتاحة.

الحقل	مطلوب	الوصف
SoftwareVersion	نعم	إصدار برنامج DRAGEN مُثبّت حالياً على النظام. استخدم الأعداد الصحيحة الثلاثة جميعها المُضمنة في اسم الإصدار. على سبيل المثال، 3.5.7. يجب أن يُطابق إصدار البرنامج الإصدار المُحدد في قسم BCLConvert_Settings.
ReferenceGenomeDir	نعم	اسم الجينوم المرجعي. على سبيل المثال، hg38_noalt_with_decoy. استخدم اسم الجينوم المرجعي الموجود في usr/local/illumina/genomes/ لاستخدام جينوم مرجعي مُخصص، راجع التعليمات عبر الإنترنت لتطبيق أداة الإنشاء المرجعية لأجهزة Illumina إصدار v1.0.0.
RnaGeneAnnotationFile	لا	يحتوي الملف على شروحات توضيحية لجينات الحمض النووي الريبوزي RNA. يُسمح بأحرف الأبجدية الرقمية فقط. إذا لم يتم توفيرها، يُستخدم ملف الشرح التوضيحي الافتراضي المُضمن في الجينوم المرجعي المُحدد.
MapAlignOutFormat	لا	تنسيق ملف الإخراج. القيم المسموح بها هي bam أو cram. إذا لم يتم تحديد قيمة، فستكون القيمة الافتراضية "لا شيء".
KeepFastq	لا	لحفظ ملفات إخراج FASTQ، أدخل true (حقيقي). لحذف ملفات إخراج FASTQ، أدخل false (خطأ).
DifferentialExpressionEnable	لا	لتمكين تعبير جيني تفاضلي، أدخل true (صحيح). أدخل false (خاطئ) لاستبعاد التعبير الجيني التفاضلي من التحليل.

ما يلي هي حقول وأوصاف [DragenRna\_Data] المتاحة.

الحقل	مطلوب	الوصف
Sample_ID	نعم	مُعرّف العينة. قد يحتوي مُعرّف العينة على ما يصل إلى 20 حرفاً أبجدياً رقمياً. المُعرّف حساس لحالة الأحرف. أفضل كل مُعرّف باستخدام شرطة. على سبيل المثال، Sample1-DQB1-022515. يجب أن تتطابق مُعرّفات العينة مع المُعرّفات المُحددة في قسم .BCLConvert_Data
Comparison<N>	لا	قيمة التحكم أو المقارنة لكل عينة. إذا لم تكن هناك قيمة تحكم أو مقارنة للعينة، يتم تعيين العينة إلى na (غير متاح). تتم مقارنة جميع العينات المُحددة كتحكم مع جميع العينات المُحددة كمقارنة. تعكس القيمة N مجموعة المقارنة للعينات.

### متطلبات أنابيب التخصيب ل خادم DRAGEN

ما يلي هي حقول وأوصاف [DragenEnrichment\_Settings] المتاحة.

الحقل	مطلوب	الوصف
SoftwareVersion	نعم	إصدار برنامج DRAGEN مُثبت حالياً على النظام. استخدم الأعداد الصحيحة الثلاثة جميعها المُضمنة في اسم الإصدار. على سبيل المثال، 3.5.7. يجب أن يُطابق إصدار البرنامج الإصدار المُحدد في قسم .BCLConvert_Settings
ReferenceGenomeDir	نعم	اسم الجينوم المرجعي. على سبيل المثال، hg38_alt_aware. تقع الجينومات المرجعية في <code>usr/local/illumina/genomes/</code> لاستخدام جينوم مرجعي مُخصص، راجع التعليمات عبر الإنترنت لتطبيق أداة الإنشاء المرجعية لأجهزة Illumina إصدار 1.0.0.
BedFile	نعم	ملف بصيغة bed الذي يتضمّن المناطق التي يجب استهدافها.
GermlineOrSomatic	نعم	لإجراء تحليل السلالة الجرثومية للتخصيب، أدخل germline (السلالة الجرثومية). لإجراء التحليل الجسدي للتخصيب، أدخل somatic (الجسدي).
KeepFastq	لا	لحفظ ملفات إخراج FASTQ، أدخل true (حقيقي). لحذف ملفات إخراج FASTQ، أدخل false (خطأ).
MapAlignOutFormat	لا	تنسيق ملف الإخراج. القيم المسموح بها هي bam أو cram. إذا لم يتم تحديد قيمة، فستكون القيمة الافتراضية "لا شيء".

الحقل	مطلوب	الوصف
AuxNoiseBaselineFile	لا	اسم ملف الخط الأساسي للضوضاء. يُمكنك استخدام تنسيق الملف <code>txt.*</code> أو <code>gz.*</code> . تُعدّ ملفات الخط الأساسي للضوضاء متاحة فقط عند استخدام الوضع الجسدي. راجع <a href="#">استيراد ملفات الخط الأساسي للضوضاء على الصفحة 15</a> لمعرفة المزيد من المعلومات.

ما يلي هي حقول وأوصاف [DragenEnrichment\_Data] المتاحة.

الحقل	مطلوب	الوصف
Sample_ID	نعم	مُعرّف العينة. قد يحتوي مُعرّف العينة على ما يصل إلى 20 حرفاً أبجدياً رقمياً. المُعرّف حساس لحالة الأحرف. افصل كل مُعرّف باستخدام شرطة. على سبيل المثال، Sample1-DQB1-022515. يجب أن تتطابق مُعرّفات العينة مع المُعرّفات المُحددة في قسم <code>BCLConvert_Data</code> .

### متطلبات أنابيب تطبيق DNA Amplicon لـ DRAGEN

ستجد فيما يلي حقول وأوصاف [DragenAmplicon\_Settings] المتاحة.

الحقل	مطلوب	الوصف
SoftwareVersion	نعم	إصدار برنامج DRAGEN مُثبت حالياً على النظام. استخدم الأعداد الصحيحة الثلاثة جميعها المُضمنة في اسم الإصدار. على سبيل المثال، 3.5.7. يجب أن يُطابق إصدار البرنامج الإصدار المُحدد في قسم <code>BCLConvert_Settings</code> .
ReferenceGenomeDir	نعم	اسم الجينوم المرجعي. على سبيل المثال، hg38_alt_aware. تقع الجينومات المرجعية في <code>usr/local/illumina/genomes/</code> . لاستخدام جينوم مرجعي مُخصص، راجع التعليمات عبر الإنترنت لتطبيق أداة الإنشاء المرجعية لأجهزة Illumina إصدار 1.0.0.
DnaBedFile	نعم	ملف بصيغة bed الذي يتضمّن المناطق التي يجب استهدافها. قد يكون الملف بصيغة bed بتدقيق الملف <code>txt.*</code> أو <code>gz.*</code> .
DnaGermlineOrSomatic	نعم	إجراء تحليل الخط الجسدي بتطبيق DNA Amplicon، أدخل germline (الخط الجنسي). لإجراء التحليل الجسدي بتطبيق DNA Amplicon، أدخل somatic (الجسدي).
KeepFastq	لا	لحفظ ملفات إخراج FASTQ، أدخل true (حقيقي). لحذف ملفات إخراج FASTQ، أدخل false (خطأ).
MapAlignOutFormat	لا	تدقيق ملف الإخراج. القيم المسموح بها هي bam أو cram. إذا لم يتم تحديد قيمة، فسكون القيمة الافتراضية "لا شيء".

ستجد فيما يلي حقول وأوصاف [DragenAmplicon\_Data] المتاحة.

الحقل	مطلوب	الوصف
Sample_ID	نعم	مُعرّف العينة. قد يحتوي مُعرّف العينة على ما يصل إلى 20 حرفًا أبجديًا رقميًا. المُعرّف حساس لحالة الأحرف. افصل كل مُعرّف باستخدام شرطة. على سبيل المثال، Sample1-DQB1-022515. يجب أن تتطابق مُعرّفات العينة مع المُعرّفات المُحددة في قسم BCLConvert_Data.
DnaOrRna	نعم	نوع تحليل Amplicon الذي يجب إجراؤه. يُعدّ تحليل الحمض النووي DNA فقط مدعومًا في خادم DRAGEN إصدار 3.8. أدخل dna (الحمض النووي).

### متطلبات أنابيب الحمض النووي الريبوزي RNA للخلية المفردة في خادم DRAGEN

ما يلي هي حقول وأوصاف [DragenSingleCellRNA\_Settings] المتاحة. للاطلاع على المزيد من المعلومات حول توافق المجموعة التابعة لطرف آخر، راجع صفحة الدعم الخاصة بتوافق منتج منصة DRAGEN Bio-IT.

#### مجموعة مكتبة الخلية المفردة 1—5

تسري إعدادات ورقة العينة التالية على مجموعات إعداد المكتبة ذات البنية الجينية نفسها مثل مجموعات مكتبة الخلية المفردة 1—5 لخادم DRAGEN. استخدم صفحة الدعم الخاصة بتوافق منتج منصة DRAGEN Bio-IT لتأكيد البنية الجينية لمجموعتك.

الحقل	مطلوب	الوصف
SoftwareVersion	نعم	إصدار برنامج DRAGEN مُنثَب حاليًا على النظام. استخدم الأعداد الصحيحة الثلاثة جميعها المُضمنة في اسم الإصدار. على سبيل المثال، 3.5.7. يجب أن يُطابق إصدار البرنامج الإصدار المُحدد في قسم BCLConvert_Settings.
ReferenceGenomeDir	نعم	اسم الجينوم المرجعي. على سبيل المثال، hg38_alt_aware. تقع الجينومات المرجعية في <code>usr/local/illumina/genomes/</code> . لاستخدام جينوم مرجعي مُخصص، راجع التعليمات عبر الإنترنت لتطبيق أداة الإنشاء المرجعية لأجهزة Illumina إصدار 1.0.0.
RnaLibraryType	لا	أدخل إحدى القيم التالية: <ul style="list-style-type: none"> <li>SF—ممتدة للأمام. SF هي القيمة الافتراضية.</li> <li>SR—ممتدة للخلف.</li> <li>U—غير ممتدة.</li> </ul>



الحقل	مطلوب	الوصف
RnaGeneAnnotationFile	لا	يحتوي الملف على شروحات توضيحية لجينات الحمض النووي الريبوزي RNA. يُسمح بأحرف الأبجدية الرقمية فقط. إذا لم يتم توفيرها، يُستخدم ملف الشرح التوضيحي الافتراضي المُضمن في الجينوم المرجعي المُحدد.
BarcodeRead	لا	الموقع داخل عملية تشغيل التسلسل لقراءة الرمز الشريطي، والتي تتضمن كلاً من الرمز الشريطي والمُعَرَّف الجزئي الفريد UMI. قد تتضمن القيم Read1 أو Read2. القيمة الافتراضية هي Read1.
BarcodePosition	نعم	موقع القواعد التي تتوافق مع الرمز الشريطي في نطاق القيمة المُدخلة لـ BarcodeRead. تُفهرس مواقع القاعدة بدءاً من نقطة الصفر. أدخل قيمة BarcodePosition بالتسبيق التالي: <barcode end position>_0 على سبيل المثال، إذا كان الرمز الشريطي يتضمّن 16 قاعدة، فستكون القيمة 0_15.
UmiPosition	نعم	موقع القواعد التي تتوافق مع المُعَرَّف الجزئي الفريد UMI في نطاق القيمة المُدخلة لـ BarcodeRead. أدخل قيمة UmiPosition بالتسبيق التالي: <UMI start position>_ <UMI end position> على سبيل المثال، إذا كان المُعَرَّف الجزئي الفريد UMI يتضمّن 10 قواعد ويتضمّن الرمز الشريطي 16، تكون القيمة 16_25.
BarcodeSequenceWhitelist	لا	اسم الملف الذي يتضمّن تسلسلات الرمز الشريطي لتضمينه. يمكن أن يحتوي اسم الملف على أحرف أبجدية رقمية، وشرطات، وشرط سفلية ونقاط.
KeepFastq	لا	لحفظ ملفات إخراج FASTQ، أدخل true (حقيقي). لحذف ملفات إخراج FASTQ، أدخل false (خطأ).
MapAlignOutFormat	لا	تسبيق ملف الإخراج. القيم المسموح بها هي bam أو cram. إذا لم يتم تحديد قيمة، فستكون القيمة الافتراضية "لا شيء".

ما يلي هي حقول وأوصاف [DragenSingleCellRNA\_Data] المتاحة.

الحقل	مطلوب	الوصف
Sample_ID	نعم	مُعرّف العينة. قد يحتوي مُعرّف العينة على ما يصل إلى 20 حرفاً أبجدياً رقمياً. المُعرّف حساس لحالة الأحرف. افصل كل مُعرّف باستخدام شرطة. على سبيل المثال، -Sample1-DQB1-022515. يجب أن تتطابق مُعرّفات العينة مع المُعرّفات المُحددة في قسم BCLConvert_Data.

## مجموعة مكتبة الخلية المفردة 6

تسري إعدادات ورقة العينة التالية على مجموعات إعداد المكتبة ذات البنية الجينية نفسها مثل مجموعات مكتبة الخلية المفردة لـ DRAGEN 1—DRAGEN 1.5. استخدم صفحة الدعم الخاصة بتوافق منتج منصة DRAGEN Bio-IT لتأكيد البنية الجينية لمجموعتك.

الحقل	مطلوب	الوصف
SoftwareVersion	نعم	إصدار برنامج DRAGEN مُنبتت حاليًا على النظام. استخدم الأعداد الصحيحة الثلاثة جميعها المُضمنة في اسم الإصدار. على سبيل المثال، 3.5.7. يجب أن يُطابق إصدار البرنامج الإصدار المُحدد في قسم .BCLConvert_Settings.
ReferenceGenomeDir	نعم	اسم الجينوم المرجعي. على سبيل المثال، hg38_alt_aware. تقع الجينومات المرجعية في usr/local/illumina/genomes/ مرجعي مُخصص، راجع التعليمات عبر الإنترنت لتطبيق أداة الإنشاء المرجعية لأجهزة Illumina إصدار 1.0.0.
RnaLibraryType	لا	أدخل إحدى القيم التالية: • SF—ممتدة للأمام. • SR—ممتدة للخلف. • U—غير ممتدة.
RnaGeneAnnotationFile	لا	يحتوي الملف على شروحات توضيحية لجينات الحمض النووي الريبوزي RNA. يُسمح بأحرف الأبجدية الرقمية فقط. إذا لم يتم توفيرها، يُستخدم ملف الشرح التوضيحي الافتراضي المُضمن في الجينوم المرجعي المُحدد.
BarcodeRead	لا	الموقع داخل عملية تشغيل التسلسل لقراءة الرمز الشريطي، والتي تتضمن كلاً من الرمز الشريطي والمُعَرَّف الجزئي الفريد UMI. قد تتضمن القيم Read1 أو Read2. القيمة الافتراضية هي Read1.

الحقل	مطلوب	الوصف
BarcodePosition	نعم	<p>موقع القواعد التي تتوافق مع الرموز الشريطية في نطاق القيمة المُدخلة لـ BarcodeRead. تُفهرس مواقع القاعدة بدءاً من نقطة الصفر.</p> <p>أدخل قيمة BarcodePosition بالتدقيق التالي:</p> <pre>&lt;first barcode end position&gt;_0 _&lt;second barcode start position&gt; +&lt;second barcode end position&gt; &lt;third barcode start position&gt; &lt;third barcode end position&gt;_</pre> <p>على سبيل المثال، سينتج عن البنية التالية القيمة 29+43_8+21_0_51:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 قواعد في الرمز الشريطي الأول (8_0).</li> <li>• 12 قاعدة بين الرمز الشريطي الأول والثاني.</li> <li>• 9 قواعد في الرمز الشريطي الثاني (29_21).</li> <li>• 13 قاعدة بين الرمز الشريطي الثاني والثالث.</li> <li>• 9 قواعد في الرمز الشريطي الثالث (51_43).</li> </ul>
UmiPosition	نعم	<p>موقع القواعد التي تتوافق مع المُعرّف الجزئي الفريد UMI في نطاق قيمة BarcodeRead المُحددة. أدخل السلسلة بالتدقيق التالي:</p> <pre>&lt;UMI start position&gt;_ &lt;UMI end position&gt;</pre> <p>على سبيل المثال، إذا كان المُعرّف الجزئي الفريد UMI يحتوي على 8 قواعد و عدد القواعد قبل المُعرّف الجزئي الفريد UMI يصل إلى إجمالي 51، فإن القيمة هي 59_52.</p>
BarcodeSequenceWhitelist	لا	اسم الملف الذي يتضمّن تسلسل الرمز الشريطي لحفظه بالقائمة البيضاء. يمكن أن يحتوي اسم الملف على أحرف أبجدية رقمية، وشرطات، وشرط سفلية ونقاط.
KeepFastq	لا	لحفظ ملفات إخراج FASTQ، أدخل true (حقيقي). لحذف ملفات إخراج FASTQ، أدخل false (خطأ).
MapAlignOutFormat	لا	تدقيق ملف الإخراج. القيم المسموح بها هي bam أو cram. إذا لم يتم تحديد قيمة، فسكون القيمة الافتراضية "لا شيء".

ما يلي هي حقول وأوصاف [DragenSingleCellRNA\_Data] المتاحة.

الحقل	مطلوب	الوصف
Sample_ID	نعم	<p>مُعرّف العينة. قد يحتوي مُعرّف العينة على ما يصل إلى 20 حرفاً أبجدياً رقمياً. المُعرّف حساس لحالة الأحرف. افصل كل مُعرّف باستخدام شرطة. على سبيل المثال، Sample1-DQB1-022515. يجب أن تتطابق مُعرّفات العينة مع المُعرّفات المُحددة في قسم BCLConvert_Data.</p>

## تسلسل الدورة الداكنة

يصف هذا القسم كيفية استخدام تسلسل الدورة الداكنة في الصيغة.

يُستخدم تسلسل الدورة الداكنة لإكمال الخطوات الكيميائية لدورة التسلسل فقط. تحقق من صفحة المنتجات المتوافقة لمجموعة إعداد المكتبة الخاصة بك على [موقع دعم Illumina](#) لمعرفة ما إذا كان يلزم إجراء تسلسل الدورة الداكنة.

استخدم الخطوات التالية لتسلسل الدورة الداكنة.

تعديل ملف الصيغة

1. قم بتنزيل ملف الصيغة XML من [موقع دعم Illumina](#).

2. عدّل ملف الصيغة XML.

a. عرّف قسم البروتوكول الملائم حسب تهيئة القراءة وتسلسل المؤشر لديك. يوجد ستة بروتوكولات مختلفة محتملة لكل صيغة مُخصصة يُمكن تعديلها.

على سبيل المثال، بروتوكول القراءة المفردة رقم 1 مع تهيئة التسلسل من دون فهرس سيكون `Protocol Name="1 Read`  
`< "0 Index" ProtocolType="1Read0Index`

b. قبل `</"ReadRef ReadName="Read 1">` وأدخل خطوة الدورة التالية في خط جديد.

`< "DarkCycle ChemistryName="Dark Cycle Before First Base">`

c. أدخل خطوة الدورة الداكنة في سطر جديد لكل دورة داكنة.

3. احفظ ملف الصيغة XML.

ما يلي هو صيغة عينة مع دورة داكنة:

```
< "Protocol Name="1 Read 0 Index" ProtocolType="1Read0Index">
  ChemistryRef ChemistryName="Start" />>
  <ChemistryRef ChemistryName="Prime Cartridge" />
  <ChemistryRef ChemistryName="BIX Mixing" />
  <ChemistryRef ChemistryName="Prime Cartridge" />
  <ChemistryRef ChemistryName="ExAmp Transfer" />
  <ChemistryRef ChemistryName="ExAmp Mixing" />
  <ChemistryRef ChemistryName="Prime Cartridge" />
  <Obdd ChemistryName="Library Denaturation and Dilution" />
  <ChemistryRef ChemistryName="Prime Cartridge" />
  <Obcg ChemistryName="Cluster Generation" />
  <ChemistryRef ChemistryName="SBS Prime" />
  <ChemistryRef ChemistryName="Read Prep" />
  <DarkCycle ChemistryName="Dark Cycle Before First Base" />
  <ReadRef ReadName="Read 1" />
</ "><SetThermalZoneTemp Enable="false" Zone="FlowCellHeater
  <Protocol/>
  < "Protocol Name="1 Read 1 Index" ProtocolType="1Read1Index">
```

```
ChemistryRef ChemistryName="Start" />>  
</ "<ChemistryRef ChemistryName="2min 60C Vacuum Hold  
...
```

#### إرفاق الصيغة بعملية التشغيل

4. في إعداد عملية التشغيل في برنامج التحكم، حدد **Choose** (اختيار) أسفل الصيغة المخصصة.
5. انتقل إلى ملف صيغة XML المُحدَّث.
6. حدد **Open** (فتح).
7. غُد إلى بدء عملية تشغيل التسلسل على الصفحة 40.

## الفهرس

المساعدة الفنية؛التعليمات، الفنية؛دعم العملاء؛المستندات 90	
المطاورة وما قبل المطاورة؛ 49	
المواد الكاشفة NextSeq 1000/2000؛مجموعات؛أرقام	
الكتالوج؛بديل محلول إعادة التعليق المخفف	
PhiX Control (RSB)؛محلول إعادة التعليق المخفف؛	
24 v3	
	<b>B</b>
	bcl2fastq2؛تحويل FASTQ؛ملفات الاستدعاء
	الأساسي؛ملفات الفلتز؛مواقع العقود؛عمليات التشغيل
	مقاييس؛ملفات InterOp؛عارض تحليل التسلسل 47
	<b>C</b>
	CE؛محرك الحساب؛التصوير؛PhiX
	المحاذاة 47
	<b>ا</b>
	اتصال الإنترنت؛مركز تسلسل BaseSpace
	الإعدادات؛مركز التسلسل BaseSpace
	المستندات؛بيانات أداء الجهاز؛بيانات الأداء؛الموقع
	المضيف؛اشترك الشركة؛المجال
	الخاص؛المجالات؛مكان الخادم 11
	الأخطاء
	الرسائل؛دورة الطاقة؛فحوصات النظام 70
	الإعداد لأول مرة؛المراوح؛قطع الغيار؛مُرشحات الهواء
	الموقع؛تواريخ انتهاء الصلاحية 68
	الإعدادات الافتراضية للمصنع؛الإعداد لأول مرة؛خفض درجة
	إصدار البرنامج؛البرنامج
	خفض درجة الإصدار؛إعادة التشغيل 73-74
	الإغلاق؛زر الطاقة؛مفتاح الفصل الكهربائي 72
	التحذيرات؛الأخطاء؛الرموز 5
	التسلسل ثنائي القناة؛القناة الحمراء؛القناة الخضراء؛النوكليوتيدات؛لا
	توجد استدعاءات 50
	التسمية
	اسم الجهاز؛إعدادات الملف الصوتي؛إعدادات الصوت 17
	التهيئة
	الفشل؛الاتصالات المفقودة؛محاذاة المواصفات
	؛الأخطاء؛التحذيرات 72
	الصور؛الشرائح 47
	الكاميرات؛القطاعات؛الممرات؛التصوير 48
	المحرك D؛القرص الصلب؛حجم عملية التشغيل؛مجلد عملية
	التشغيل؛مجلد الإخراج؛إدارة العملية؛مساحة
	القرص؛حذف عمليات التشغيل 65
	المروور من الفلتز (PF)؛%PF؛فلتر التنقية؛جودة البيانات؛فلترة
	العناقيد 51
	<b>ب</b>
	برنامج
	تنبيهات التحديث 18
	<b>ت</b>
	تتبع المستهلكات؛المستهلكات
	التتبع؛مجموعة البرامج؛التحليل القائم على السحابة؛التحليل
	المحلي؛مركز التسلسل BaseSpace 1
	ترقيم الشريحة؛القطاعات؛ترقيم الأسطح 48
	تسمية
	اسم الجهاز؛اللقب 17
	تغيير الخواص؛المكتبات
	تغيير الخواص؛تضخيم؛تخفيف المكتبات 7
	<b>ح</b>
	حذف عمليات التشغيل؛محرك القرص الثابت؛مساحة
	القرص؛ملفات الاستدعاء القاعدية (BCL)؛حالة
	التشغيل 6
	حساب عمليات التشغيل؛الأجزاء المكونة للصيغة؛عنوان IP؛اسم
	جهاز الكمبيوتر؛رقم التسلسل؛التسمية؛اسم جهاز
	الكمبيوتر 5
	<b>خ</b>
	خدمة الدعم الاستباقية لدى Illumina 11
	خدمة النسخ العالمية؛مدير التشغيل المحلي؛مجموعة البرامج؛تحليل
	الصور؛الاستدعاء القاعدي؛تحليل
	الطرق 5
	خرطوشة
	اتجاه التحميل؛المستهلكات
	المسح؛الأبواب
	إغلاق 44

د	مسابرات اصطلاح التسمية العالمي (UNC)؛ المحرّكات المُعَيّنة؛ مَعْلَمَات التشغيل التعديل؛ تعديل مَعْلَمَات التشغيل؛ مجلد الإخراج؛ مجلد الإخراج الاقتراضي؛ قراءة ذات نهاية مقترنة؛ قراءة مفردة 43 ملفات الاستدعاء القاعدية؛ التحليل الطرق 8 ملفات السجل؛ سجلات الخطأ 47 منافذ USB؛ الماوس؛ لوحات المفاتيح؛ منفذ إيثرنت؛ كبل إيثرنت؛ مفتاح الفصل الكهربائي؛ طاقة التيار المتردد مدخل؛ سلك الطاقة؛ النقل 4 مواصفات حجرة التجميد؛ مواصفات الثلاجة 25	درجات الجودة؛ جداول الجودة؛ الأخطاء الاحتمالية؛ خوارزمية Phred؛ المستندات التقنية 52 درجات الجودة؛ ملفات CBCL؛ الأخطاء الاحتمالية 51 دورات القراءة؛ طول القراءة؛ أرقام الدورات؛ دورات إضافية؛ المؤشر الدورات؛ إعداد التشغيل أمثلة 27
---	--	---

## ز

ن	زر الطاقة؛ شاشة مراقبة؛ شريط الحالة؛ شريط الضوء؛ حجرة المستهلكات 3
نظام التشغيل؛ Windows؛ تسجيل الدخول؛ التهيئة 72	

## ص

صفحات الدعم؛ الصيغ؛ خدمة النسخ العالمية؛ التحديثات التلقائية؛ تحديثات البرامج اليدوية؛ التنبيهات؛ مثبت مجموعة البرامج؛ البرنامج التثبيت؛ تثبيت البرنامج 65 صور مصغرة؛ RunInfo.xml؛ ملفات الاستدعاء الأساسي؛ ملفات الفلتر؛ مواقع العنقود؛ ملفات InterOp 53
---

## ع

عارض تحليل التسلسل؛ حالات فشل التسجيل؛ عدم وجود استدعاءات؛ إنشاء قالب 49
---

## ق

قيم الكثافة؛ كثافات العنقود؛ مجتمعات النانو 49
--

## م

مجموعات أرقام الكتلوج؛ مناديل المبيض؛ صينية التقطير اللبادات؛ اللبادات؛ مرشحات الهواء قطع الغيار؛ المناديل الكحولية؛ PhiX؛ الضمان؛ مجموعة اختبار 25
--

# المساعدة الفنية

للمساعدة الفنية، اتصل بمسؤولي الدعم الفني لدى شركة Illumina.

الموقع الإلكتروني: [www.illumina.com](http://www.illumina.com)  
عنوان البريد الإلكتروني: [techsupport@illumina.com](mailto:techsupport@illumina.com)

## أرقام هواتف مسؤولي الدعم الفني لدى شركة Illumina

المنطقة	الرقم المجاني	دوليًا
إسبانيا	+34 800 300 143	+34 911 899 417
أستراليا	+61 1800 775 688	
الدنمارك	+45 80 82 01 83	+45 89 87 11 56
السويد	+46 2 00883979	+46 8 50619671
الصين		+86 400 066 5835
الفلبين	+63 180016510798	
ألمانيا	+49 800 101 4940	+49 89 3803 5677
المملكة المتحدة	+44 800 012 6019	+44 20 7305 7197
النرويج	+47 800 16 836	+47 21 93 96 93
النمسا	+43 006249 800	+43 1 9286540
الهند	+91 8006500375	
الولايات المتحدة	+1 800 809 4566	+1 858 202 4566
اليابان	+81 0800 111 5011	
إندونيسيا		0078036510048
أيرلندا	+353 1800 936608	+1 353 695 0506
إيطاليا	+39 985513 800	+39 236003759
بلجيكا	+32 800 77 160	+32 3 400 29 73
تايلاند	+66 1800 011 304	
تايوان، الصين	+886 8 06651752	
سنغافورة	1 800 5792 745	
سويسرا	+41 800 200 442	+41 56 580 00 00



المنطقة	الرقم المجاني	دوليًا
فرنسا	+33 8 05 10 21 93	+33 1 70 77 04 46
فنلندا	+358 800 918 363	+358 9 7479 0110
فيتنام	+84 1206 5263	
كندا	+1 800 809 4566	
كوريا الجنوبية	+82 80 234 5300	
ماليزيا	+60 1800 80 6789	
نيوزيلندا	+64 800 451 650	
هولندا	+31 800 022 2493	+31 20 713 2960
هونغ كونج، الصين	+852 800 960 230	

ورق بيانات السلامة (SDS) —متوفرة على موقع [support.illumina.com/sds.html](http://support.illumina.com/sds.html).  
مستندات المنتج—متوفرة للتنزيل من خلال [support.illumina.com](http://support.illumina.com).



Illumina

Illumina Way 5200

.San Diego, California 92122 U.S.A

(ILMN 4566.1.800.809+

1.858.202.4566+ (خارج أمريكا الشمالية)

techsupport@illumina.com

www.illumina.com

illumina®

للاستخدام في المجال البحثي فقط. غير مُخصص للاستخدام في الإجراءات التشخيصية.  
حقوق الطبع والنشر © 2021 Illumina, Inc. جميع الحقوق محفوظة.