


図4：TruSight Rapidキャプチャーによる一連のワークフロー



フィルター機能を用いた解析

TruSight Oneシーケンスパネルでは、フィルタリングによりある特定の遺伝子セットや領域のみを抽出して解析とレポート作成を実施することができ、これにより1アッセイで複数アッセイと同等の解析を行うことができます。このステップは、まず遺伝子リストを作成しておき、MiSeqもしくはHiSeqシステムからの.vcfファイルをVariantStudioへインポートする際に、その遺伝子リストを選択するだけで実施できます。さらに使いやすくするために、VariantStudioソフトウェアでは、変異のクオリティや集団における頻度、機能の重要性や既知の疾病との関与といった、よく用いられるフィルターも提供しています。


VariantStudioソフトウェアでは1サンプルのフィルタリングに加え、疾病の原因となる変異の特定を迅速に行うための複数サンプルの比較も可能です。トリオもしくは家系フィルタリングをサポートするために、特定の遺伝様式や疾病の進行パターンと合致する変異の同定に使用できる、さまざまなフィルタリングオプションを備えています。

カスタム化が可能なレポート作成

VariantStudioソフトウェアでは、対象とする疾病やシーケンスパネルの必要条件に合うように、ユーザーがレポートを

カスタム化できるようになっています。複数のレポートテンプレートを作成することができ、また保存して後で使用することもできます。テンプレートをサンプルに適用するときの操作は簡単で、サンプルに特異的な情報をLIMSから入力、もしくはインポートし、手法や結果の概要、そしてVariantStudioですでに報告されている変異カテゴリなどと組み合わせるだけです (図5)。レポートは、インポートしたサンプル情報とリンクされており、PDFもしくはリッチテキスト形式でエクスポートされ、下流の工程で使用できます。

図5：レポートのカスタム化のためのテンプレート



VariantStudioでは、手順に従うだけでテンプレートの作成が可能です。サンプルに特異的な情報を加えることで、異なる臨床研究の分野で使用できるようにレポートをカスタム化します。

