

# BaseSpace™ データセキュリティ

イルミナのクラウド解析と保管サービスでデータを安全に


膨大なデータを産出する次世代シーケンサーは、生物学研究を根本的に変えました。この大容量のデータが必要とするのは拡張性のある、強固で安全な解析ソリューションです。BaseSpace は、イルミナがアマゾンウェブサービス (AWS) 上に構築した、ゲノムクラウド解析環境および保管サービスです。AWS は、民間企業のみならず、米国財務省、エネルギー省、国務省などの省庁に対しても顧客対応サービスや重要なオペレーションの機能を担っており、イルミナは、クラウドベースのインフラストラクチャーをリードするパートナーとして AWS と提携することを選びました。

クラウドベースのゲノム解析やデータ保管への移行を決定する際、主要な問題となるのがデータセキュリティです。イルミナは、包括的で数多くのテストを重ねたアマゾンのプラットフォームセキュリティへのアプローチと、イルミナ独自のセキュリティテストおよびプロシージャーとを組み合わせることで、多くの施設で提供される IT インフラストラクチャーのセキュリティレベルに適合し、さらにはそれを凌駕する、クラウドのゲノム研究ソリューションを提供します。

## BaseSpace のデータモデル

シーケンサー上のフローセル処理は、ランと総称され、さまざまなファイルが作成されます。ランには、ログファイル、装置のヘルスデータ、ラン指標、ベースコール情報 (\*bcl files) が含まれ、これらは BaseSpace 内でデマルチプレックスされ、二次解析で使用するサンプル毎のデータを作ります<sup>1</sup>。

図 1: BaseSpace データモデル



BaseSpace App を立ち上げてサンプルを解析すると、BaseSpace App は、API を通じて、BaseSpace データと通信するソフトウェアおよびルーチンを実行します。App が BaseSpace データへのアクセスを要求するたびに、ユーザーレベルを認証し、転送中のデータを暗号化します。App から出力されるファイルは AppResult と呼ばれるオブジェクトに格納されます。例えば、リシーケンス時の App がアライメントやさまざまなコールを実行しているとき、すべてのサンプルについて AppResult が作成されます。AppResult は App へのインプットとして利用することも可能です。App が起動するたびに、App セッションが作成され、記録を行います。最終的に、Project は、サンプルと AppResult を保管する単一のコンテナとなります (図 1)。<sup>1</sup>

## 転送中のデータのセキュリティ

ゲノムシーケンス装置とデータ解析および保管サーバー間のコミュニケーションにおいて大部分を占めるのが、データの転送です。イルミナは、いくつかのセキュリティ対策を実行し、インフラ転送中のデータを確実に守ります。

## 装置への安全な接続

BaseSpace へのデータの送付の有無は、ランのセットアップ時に常にユーザーが決定します。BaseSpace を選択すると、ユーザーの BaseSpace/Myillumina アカウントに対してランを認証し、トラッキングを行います。ユーザーは、データを同時にローカルにも保管することができ、必要に応じて BaseSpace に保管することもできます (図 2)。

図 2: ランのセットアップオプション (MiSeq システムソフトウェア)

The screenshot shows the MiSeq system software interface for BaseSpace setup. It features a 'Please select BaseSpace option.' dialog box with a checked option 'Use BaseSpace for storage and analysis (all raw data from this run will also be stored on this instrument)'. Below this, there are fields for 'Email' and 'Password' to enter the Myillumina account. Navigation buttons for 'Back', 'Exit', and 'Next' are visible. A note at the bottom indicates 'No publicly addressable IP or services' and 'Controlled Network Layer / DMZ (optional)'. A note at the bottom of the page states: '図 2 上: それぞれのデータストリームセッションは、シーケンスランプロセスの一部としてユーザーが起動し、BaseSpace/Myillumina アカウントにより認証を行います。 下: シーケンサーのソフトウェアは、いかなるホスティングサービスおよび IIS サービスの提供、および、パブリックに参照可能な IP アドレスを保持しません。'





