

פוסטר התקנה של מערכת הריצוף iSeq 100


פוסטר זה מתאר כיצד להתקין ולהגדיר את מערכת הריצוף iSeq™ 100. לקבלת תיעוד נוסף, הדרכה, מידע בטיחותי ומשאבים אחרים בקר ב: support.illumina.com/iSeq100

1 בדוק את תכולת האריזה




שים בצד את המחסנית ותא הזרימה לבדיקה המותאמים לשימוש חוזר לצורך ההגדרה בפעם הראשונה (שלב 6) ופתרון בעיות בעתיד. אחסן את המחסנית ותא הזרימה לבדיקה המותאמים לשימוש חוזר, את רפידת מגש הניקוז החרזית ואת מסנן האוויר החרזי באריזה המקורית בטמפרטורת החדר. *תצורת התקע עשויה להיות שונה.

2 הצב על דלפק המעבדה והגבה את הצג



תיבת המשלוח החומה שוקלת 21 ק"ג (47 ליברות) והמכשיר שוקל 16 ק"ג (35 ליברות). כדי להרימם נדרשים שני אנשים. הצב את המכשיר על דלפק מעבדה מאוזן (ראה איור לפירוט השטחים הפנויים המינימליים סביב המכשיר), במקום שיש בו גישה לשקע חשמלי. הרם את הצג בחלקו העליון של המכשיר כך שיוצב אנכית.


3 חבר את המערכת



א כדי להגדיר חיבור של מערכת iSeq 100 לרשת קווית, חבר את כבל ה-Ethernet לציאת Ethernet.

ב חבר את כבל החשמל לשקע כניסת זרם החילופין (AC) בדופן האחורי ולאחר מכן לשקע החשמל שבקיר.

4 שנה את מצבו של המתג הדו-מצבי ולחץ על לחצן ההפעלה



א העבר את המתג הדו-מצבי שבגב המכשיר למצב דולק (I).

ב כשלחצן ההפעלה בצדו השמאלי של המכשיר מהבהב, לחץ עליו כדי להדליק את מחשב הבקרה ואת מערכת ההפעלה.


5 אפס את שתי הסימאות שנקבעו כברירת מחדל



א תעד את סיסמת ברירת המחדל ל-sbsadmin אשר מוצגת במסך הכתום. התחבר עם הסיסמה שנקבעה כברירת מחדל, אפס את סיסמת ברירת המחדל (לפחות 10 תווים) והמשך לפעול על-פי ההנחיות.

ב תעד את סיסמת ברירת המחדל ל-sbuser אשר מוצגת במסך הכחול. בחר את חשבון ה-sbuser בפניה ולאחר מכן התחבר עם הסיסמה שנקבעה כברירת מחדל. שורת המצב מאירה בירוק והמסך Setup (הגדרות) מופיע.

6 בצע הגדרה ראשונית



מחסנית ותא זרימה לבדיקה המותאמים לשימוש חוזר של iSEQ 100

בחר **Setup** (הגדרה) ופעל בהתאם להנחיות שבמסך כדי לבדוק את המערכת ולהגדיר את תצורתה. לביצוע בדיקת המערכת, הכנס את תא הזרימה לבדיקה המותאם לשימוש חוזר לתוך החרוץ שבקדמת מחסנית הבדיקה המותאמת לשימוש חוזר, עד שייכנס למקומו בנקישה. ודא שהתוויות פונות כלפי מעלה. לאחר השימוש, אחסן באריזה המקורית בטמפרטורת החדר.

אזהרות

למניעת התחשמלות, אל תסיר את הדפנות החיצוניים מהמכשיר. תוכנו הפנימי אינו מכיל רכיבים שהמשתמש יכול לטפל בהם. התבונן בכבל החשמל כדי לבחון אותו. השימוש במכשיר חייב להתבצע תוך שימוש בכבל חשמל תקין. המערכת מנוטרלת מאנרגיה מסוכנת רק כשהיא מנותקת מרשת החשמל.

לקבלת סיוע טכני פנה לתמיכה הטכנית של [illumina](http://illumina.com).
אתר אינטרנט: www.illumina.com
דואר אלקטרוני: techsupport@illumina.com
טלפון (אמריקה הצפונית): +1.800.809.4566
טלפון (מחוץ לאמריקה הצפונית): +1.858.202.4566

